

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTul Lite ist eine absorbierende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver TLC-Matrix, einer innovativen Technologie, die von Laboratoires Urgo entwickelt wurde. Die mikroadhäsive Lipidokolloid-Technologie (TLC) besteht in der Beschichtung einer Polyurethan-Schaumstoffkomresse mit einer mikroadhäsiven Lipidokolloid-Matrix. Diese erleichtert das Anlegen, die Positionierung und das atraumatische (gewebefreundliche) Ablösen der Wundauflage.

UrgoTul Lite besteht aus:

- einer mikroadhäsiven TLC-Matrix in Kontakt mit der Wunde, die auf eine absorbierende Schaumstoffkomresse aus Polyurethan aufgebracht ist und
- einem elastischen Vliesstoffträger aus Polyurethan.

EIGENSCHAFTEN

• Die Hydrokolloidpartikel der mikroadhäsiven TLC-Matrix nehmen in Kontakt mit dem Wundexsudat eine gelartige Konsistenz an und bilden einen Lipidokolloidfilm an der Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage. Dadurch schafft die TLC-Matrix ein physiologisches Wundmilieu, welches die Wundheilung unterstützt.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen physiologischen Milieus
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde
- Atraumatisches Ablösen der Wundauflage ohne Schädigung der neu gebildeten Gewebestrukturen
- Schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten
- Schutz der periläsionellen Haut (Wundumgebung)
- Die absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse gewährleistet eine optimale Drainage der Exsudate und schützt so die periläsionelle Haut vor Mazerationen.
- Das Trägermaterial ist weich, anpassungsfähig und sehr komfortabel. Es sorgt für eine gute Anpassung der Wundauflage an das anatomische Relief der Wunde.
- Die mikroadhäsive Wundauflage erleichtert die pflegerischen Maßnahmen in Bezug auf die Durchführung und Überwachung der Behandlung.

INDIKATIONEN / ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTul Lite ist für die Behandlung aller schwach bis mäßig exsudierenden chronischen Wunden (z.B. Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre, Diabetische Fußulzera) und akuten Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) sowie zur lokalen Akutbehandlung von tumorinduzierten Wunden in Verbindung mit ihrer spezifischen Therapie geeignet.

Da **UrgoTul Lite** keinen mit einer Klebmasse beschichteten Haftrand besitzt, ist diese Wundauflage für die Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

• Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und anschließend mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.

- Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, sollte die Wunde vor der Anwendung von

UrgoTul Lite sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung gespült werden.

- Die Wundumgebung sorgfältig trocknen.

UrgoTul Lite kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

• Anlegen der Wundauflage:

- Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite abziehen.

- Die mikroadhäsive Seite von **UrgoTul Lite** direkt auf die Wunde auflegen.

- Die Wundauflage mit einem Sekundärverband (z.B. Urgomull haft latexfrei) fixieren. Die Wundauflage kann je nach ärztlicher Verordnung auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) verwendet werden.

Verbandwechsel:

UrgoTul Lite sollte, in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde, alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden.

UrgoTul Lite kann abhängig von dem Zustand der Wunde und dem Heilungsverlauf bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden (sofern die Wundauflage zusammen mit einem Kompressionsverband zur Behandlung venöser Unterschenkelgeschwüre wie z. B. UrgoK2 verordnet wird).

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die mikroadhäsive TLC-Matrix von **UrgoTul Lite** haftet an chirurgischen Latexhandschuhen. Es wird daher empfohlen, jeglichen Kontakt mit der beschichteten, mikroadhäsiven Seite zu vermeiden oder für das Auflegen des Verbandes sterile Pinzetten zu verwenden.

- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Einschätzung durch den behandelnden Arzt auf eine antibakterielle Wundauflage, wie z.B. UrgoCell Silver, umgestellt werden.

- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.

- (*) Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Die Wundauflage nicht verwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.

- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 16, 66280 Sulzbach

www.urgo.de

CE 0459

Date of issue : 2008



Latest revision : 2014-07

STERILE R



Made in France

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France