

CHITODENT® ZungenFresh Austauschpad Exchange Pad

Empfehlung

Für eine dauerhafte Mundhygiene benutzen Sie den CHITODENT® ZungenFresh morgens und abends. Bei täglicher Anwendung den Funktionskopf nach 1-2 Wochen wechseln.

Suggestion

For permanent mouth hygiene use the tonguefresh mornings and evenings. By daily using change the pad after 1-2 weeks.

www.chitodent-vertrieb.de

PZN 5523518



Europa Patent Nr. 1156727

Schadstoffgeprüfte Textilien
nach Öko-Text Standard 100

Tested for harmful substances
according to Oeko-Text Standard 100

Achtung / Attention

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können!

Not suitable for children under 3 years as small parts can be swallowed!