

Interdentalbürsten One Drop Only PCR

## **One Drop Only Interdentalbürsten M (0,6mm) gewinkelt im 8er Blister**

**GTIN 04101160176065**

**PZN 19800938**

Nicht nur die Kau-, Innen- und Außenflächen sollten täglich gereinigt werden, auch die Zahnzwischenräume brauchen Aufmerksamkeit, da sie bis zu 40% der gesamten Zahnfläche ausmachen. Unsere Interdentalbürsten sind genau für diese schwierigen Stellen gemacht. Die One Drop Only Interdentalbürsten entfernen Plaque und Speisereste gründlich aus den Zahnzwischenräumen und erreichen durch den langen Griff auch mühelos die hinteren Backenzähne. Die Bürsten sind auch ideal geeignet für die Reinigung unter Brücken sowie um Implantate und Zahnspangen herum. Die komplette Umverpackung und der Griff der Interdentalbürsten bestehen übrigens aus 100% recycelten Verpackungsmaterial (PCR-Recycling).

- Zur Entfernung von Speiseresten und Zahnbelag aus den Zahnzwischenräumen
- Beugt Mundgeruch, Karies und Entzündungen vor.
- Mit langem und konturiertem Griff für einen sicheren Halt
- Mit dünnem und gleichzeitig stabilem Material aus Spezialdraht
- Umverpackung und Griff aus 100% recycelten Material (PCR)
- Hygienische Aufbewahrung durch Schutzkappe für jede Bürste
- Durch eine Nutzung von Zungen oder Zungen- und Interdental-Gel wird der Reinigungseffekt der Interdentalbürsten deutlich erhöht

### **OPTIMALE MUNDHYGIENE**

One Drop Only Interdentalbürsten 0,6 mm zur gründlichen Zahnzwischenraumreinigung (40% der Zahnoberfläche sind nur mit einer Interdentalbürste erreichbar). Mit einer Zwischenzahnreinigung wird Mundgeruch, Karies & Zahnfleischentzündungen vorgebeugt

### **SANFTE REINUNG**

Der ummantelte Draht der Interdentalbürste mindert das Verletzungsrisiko, schont freie Zahnhälse & ist ideal für die Reinigung unter Brücken, Implantaten sowie kieferorthopädischen Apparaturen geeignet.

### **ERGONOMISCH GEFORMT**

Mit dem intelligent angewinkelten Kopf der Interdentalzahnbürsten werden schwer zugängliche Interdentalräume (zwischen den Backenzähnen) leicht erreicht. Der lange & konturierte Griff der Interdentalbürsten sorgt für einen sicheren Halt.

## **KLINISCH GETESTET**

Die One Drop Only Interdentalbürsten entsprechen höchsten Qualitätskriterien. Die Zahnzwischenraumbürsten bieten die ideale Grundlage für eine einwandfreie Mundpflege

### **Anwendung**

1. Biegen Sie die Bürste ggf. in die am leichtesten anwendbare Form und führen Sie sie in den Zahnzwischenraum ein.  
Nie mit Gewalt einführen!
2. Der gewinkelte Handgriff erleichtert die Reinigung in den Bereichen, die eine Zahnbürste nicht erreicht.
3. Nach jeder Anwendung die Interdentalbürste mit Wasser ausspülen und trocknen. Austauschen, sobald die Borsten verbogen sind. Nach etwa 1 Woche Anwendung die Bürste austauschen.

### **Hinweis**

Das Produkt sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Erstickungsgefahr.

### **Umwelthinweis**

100% Post Consumer Recycled (PCR):

Recyceltes Material: Sichtverpackung, Produktkarte und Griff

Stand: November 2025