

DE WELLNOISE Vorteile

- anatomisch formbar
- hautfreundlich und reizfrei
- hohe Geräuschdämmung
- fester Sitz während der ganzen Nacht und beim Sport
- hält Spritzwasser ab
- drückt nicht im Ohr
- allergiegetestet
- von HNO-Ärzten empfohlen

Nichtbeachten der Hinweise auf eigene Gefahr.
Nichtbeachten der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes stark einschränken.

Schalldämmung SNR: 23 dB

GB WELLNOISE advantages

- malleable to suit the anatomy of the ear
- gentle on the skin and non-irritating
- high degree of noise reduction
- stays securely in place for the whole night and during sports activities
- protects against water splashes
- no uncomfortable pressure in the ear
- allergy tested
- recommended by ENT doctors

Non-compliance of these instructions at one's own risk. Non-compliance may severely diminish the effectiveness of the product.

Sound reduction SNR: 23 dB

F Les avantages WELLNOISE

- malléable de manière anatomique
- agréable à la peau et ne provoquant pas d'irritation
- affaiblissement acoustique élevé
- tient bien en place pendant toute la nuit et pour le sport
- protège contre des giclées d'eau
- ne gêne pas dans l'oreille
- testés quant aux allergies
- recommandé par des spécialistes ORL

Le non-respect de ces instructions est fait aux risques et périls de l'utilisateur et peut réduire fortement l'effet protecteur des bouchons d'oreilles.

Affaiblissement acoustique SNR: 23 dB

NL WELLNOISE voordelen

- anatomisch kneedbaar
- huidvriendelijk en niet irriterend
- hoge geluidsdemping
- blijft goed zitten gedurende de hele nacht en bij het sporten
- waterdicht bij correct gebruik
- Drukt niet in het oor
- Houdt spatwater af
- hypoallergeen
- aanbevolen door KNO-artsen

Niet naleven van de aanwijzingen op eigen risico. Niet naleven van de aanwijzingen kan de beschermende werking van het product aanzienlijk beperken.

Geluidsdemping SNR: 23 dB

DE Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Silikon, gemäß Norm EU 2016/425 Ref. 0795-EP

GB Reusable silicone ear plugs, tested to standard EU 2016/425

F Sourdines réutilisables en silicone selon norme EU 2016/425

NL Herbruikbare oordoppen gemaakt van siliconen, volgens de norm EU 2016/425

Prüfstelle / Tested by / Testé par / Getest door:
ALIENOR, Zone du Sanital, F-86100 Châtellerault, N° 2754

WELLNOISE

Schutz für die Ohren

SILIKON

Schutz für die Ohren
Protection for ears
Protection pour les oreilles
Bescherming voor de oren

WELLNOISE SILIKON SKIN



WELLNOISE



CE 2754

Importeur:
WELLNEUSS GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 22
41406 Neuss
Hersteller:
B.L.S Pharma Ltd., Yasmine Street 14
Camé Yossef, Israel

Tel.: + 49 (0) 21 31 / 1 24 92 00
Fax: + 49 (0) 21 31 / 1 24 92 77
E-Mail: info@wellneuss.de
Internet: www.wellneuss.de

D Gebrauchsanweisung



3 Paar Ohrenstopfen aus Silikon

1. Formen Sie aus einem WELLNOISE-Ohrenstopfen eine Kugel. Vermeiden Sie dabei eine längliche Form.
2. Drücken Sie den trockenen und sauberen Ohrenstopfen sanft in die Ohröffnung.
3. Zum Entnehmen des WELLNOISE-Ohrenstopfens ziehen Sie bitte leicht an der Ohrmuschel oder am Ohrfläppchen. Entfernen Sie den Ohrenstopfen immer in einem Stück. Benutzen Sie keine Hilfsmittel.

GB Directions for use

3 pairs of earplugs made of silicone

1. Knead the WELLNOISE ear plug into a ball. Avoid oblong shapes (see picture).
2. Gently press dry and clean ear plug into the ear in front of the auditory canal.
3. To remove the WELLNOISE ear plug, gently pull on the auricle or earlobe. Remove only in one piece and do not use any other instruments.

F Mode d'emploi

3 paires de bouchons en silicone

1. Former une boule du bouchon d'oreilles WELLNOISE. Eviter une forme effilée (cf. illustration).
2. Introduire légèrement le bouchon d'oreilles propre et sec dans l'oreille. Placer à l'entrée de l'oreille et avant le conduit auditif.
3. Tirer légèrement sur le pavillon de l'oreille ou le lobe de l'oreille pour enlever le bouchon d'oreilles WELLNOISE. Enlever toujours le bouchon entier sans utiliser aucun outil.

NL Gebruiksaanwijzing

3 paar oordopjes uit silicone

1. Vorm uit een WELLNOISE oordopje een bolletje. Vermijd daarbij een langwerpige vorm.
2. Druk het droge en zuivere oordopje zacht in de oropening.
3. Om de WELLNOISE oordopjes te verwijderen trekt u a.u.b. licht aan de oorschelp of aan het oorlelfletje. Verwijder het oordopje steeds in een stuk. Gebruik geen hulpmiddelen.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt eignet sich nicht zur Dauerverwendung. Evt. Reinigung mit Wasser und Seife möglich. WELLNOISE-Ohrenstopfen sauber und trocken in der Dose aufbewahren. Verschmutzte und durch Gebrauch unformbar gewordene Ohrenstopfen entsorgen. Ohrenstopfen nicht teilen. WELLNOISE Ohrenstopfen gibt es auch speziell für Kinder. Von Kleinkindern fernhalten (Erstickungsgefahr). Bei Schwierigkeiten an Ihren HNO-Arzt wenden.

Important recommendations

This product is not made for permanent use. It is possible to clean the ear plugs with mild soap and warm water. Keep WELLNOISE ear plugs clean and dry in their box. Replace if the ear plugs are soiled and non-malleable due to use. Do not reduce. Also available: WELLNOISE ear plugs for children. Keep away from little children (risk of suffocation). In case of difficulties please contact an ENT doctor.

Remarques importantes

Cette produit n'est pas apte à l'emploi à long terme. Le cas échéant les bouchons d'oreilles peuvent être nettoyés avec un savon doux et de l'eau tiède. Stocker les bouchons WELLNOISE propres et secs dans leur boîte. Jeter des bouchons d'oreilles sales et difficiles à façonner à cause de l'emploi. Ne pas réduire la taille des bouchons. Des bouchons d'oreilles WELLNOISE pour enfants sont également en vente. Tenir loin des petits enfants (risque d'asphyxie). En cas de difficultés consulter un médecin ORL.

Belangrijke aanwijzingen

Dit produkt is niet geschikt voor permanent gebruik. Eventuele reiniging met water een zeep mogelijk. WELLNOISE oordopjes zuiver en droog in de doos bewaren. Vervuilde en door gebruik onvormbaar geworden oordopjes verwijderen. Oordopjes niet delen. WELLNOISE oordopjes zijn ook speciaal voor kinderen verkrijgbaar. Van kleuters weghouden (gevaar voor verstikking). Bij moeilijkheden keel-, neus- en oorarts vragen.

WELLNOISE Ohrenstopfen schützen Ihre Ohren vor/ bei

- Lärm: Schnarchen, lauter Musik, Maschinenlärm, Straßenlärm, Fluglärm ...
- Wasser: Schwimmen, Schnorcheln, Segeln und ähnliche Wassersportarten, Duschen, nach Operationen am Ohr ...
- Kälte: Skifahren, Snowboarden, sonstige Wintersportarten ...
- Wind: Wandern, Bergsteigen, sportliche Betätigungen im Freien ...

WELLNOISE ear plugs protect your ears from

- noise: snoring, loud music, machine noise, street noise, aircraft noise ...
- water: swimming, sailing and similar water sports, showers and after operations on the ear ...
- cold: skiing, snowboarding, other winter sports ...
- wind: hiking, mountaineering, open-air sports activities ...

Les bouchons d'oreilles WELLNOISE protègent vos oreilles contre

- le bruit: ronflement, musique bruyante, bruit de machine, bruit de la rue, bruit d'avion ...
- l'eau: natation, voile et sports nautique similaires, douche, après des opérations de l'oreille ...
- le froid: ski, snowboard, autres types de sports d'hiver ...
- le vent: randonnée, alpinisme, activités sportives en plein air ...

WELLNOISE oordopjes beschermen uw oren tegen

- lawaai: snurken, luide muziek, machinelawaai, straatlawaai, vliegtuiglawaai ...
- water: zwemmen, zeilen en gelijkaarige watersporten, douchen, na operaties aan het oor ...
- koude: skiën, snowboarden, andere wintersporten ...
- wind: wandelen, bergbeklimmen, sportieve activiteiten in de open lucht ...