

Forsiktighetsregler og advarsler

- Produktet er kun til engangsbruk.
- Ikke bruk hvis pakningen er skadet eller åpnet.
- Ikke bruk Suprasorb® P sensitive silikon-skumbandasje sammen med oksiderende stoffer som hypoklorittløsninger eller hydrogenperoksid.
- Hvis rednet eller sensibilisering oppstår, avbryt bruken og kontakt helsepersonell for passende behandling.
- På grunn av mangel på data anbefales forsiktig bruk hos følsomme pasientgrupper som spedbarn, barn, gravide eller ammende kvinner.

Merk

Skulle det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

1. Oppbevarer på et rent og tørt sted i et spesifisert temperaturområde og uryna sollys.
2. Kassering skal håndteres i henhold til lokale miljøprosedyrer.

Holdbarhet

3 år fra produksjonsdato

fi Käyttöohje

Tuotekuvas
Suprasorb® P sensitive border lite koostuu silikonisesta haavaa vasten tulevasta kerroksesta, imukykyisestä polyuretaani-vaahdokerroksesta, kuitukankaasta imetykskerroksesta sekä suojavästä, höyryä läpäisevästä ja vedenpitävästä tuesta. Nelikerroksinen rakenne edistää dynaamista nesteiden hallitua, joka takaa sopivan kostean ympäristön haavalle ja ylläpitää sitä, edistää haavan nopeampaa sulkeutumista ja voi auttaa pienentämään masearointeja. Hellävarainen silikonikerros voidaan nostaa ja asettaa uudelleen ilman, että sen kiinnittymisominaisuudet heikenevät. Tämä kertoo sinu myös vähentää potilaille koituvaa kipua sekä haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvia traumoja siten vaihtamisen aikana. Polyuretaani-vaahdoteroksen imukyky on erinomainen, ja se poistaa eritteet.

Tuotteen koostumus
Silikonit, polyuretaani, polyakrylaatti, viskooza ja polyesteri

Käyttötarkoit
Suprasorb® P sensitive -silikonivaahdotusoida voidaan käyttää kaikkien seuraavien haavojen hoitoon, jos ne ovat

hieman tai keskitasoisesti erittäviin ja

pinnallisia tai

syviä.

Indikaatit
• painehaavat
• jalan ja jalkaterän haavat
• traumaattiset haavat
• leikkahaavat
• ihon repeytymät

Kontraindikaatit
Tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyys kaikkiin tuotekomponentteille

Asettamisohje
Siten voivat asettaa myös muut kuin terveydenhuollon ammattilaiset terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.

Tuotetta voi käyttää myös kompressioiteen alla.

1. Haavan valmistelu:
Puhdista haava kulloistenkin kliinisten käytäntöjen mukaisesti.
Kuivaa haavaa ympäröivä iho huolellisesti.

2. Haavasteen asettaminen paikalleen
a. Sidoksen koko riippuu haavan kosta. Haavatyypin pitäisi peittää haavaa ympäröivää kuivaa ihoa vähintään 1–2 cm joka suunnasta.

b. Irtota ensinmminen suojakalvo ja aseta haavan päälle kiinnittävä puoli kohti haavaa.

- a. Poista jäljellä olevat suojakalvo(t) ja tasota reunat ihoon. Älä venytä sidettä.
- *Aseta tarvittaessa syvin haavoihin tamponi ensisijaisiksi siteiksi (esim. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Siten vaihtaminen
Sidettä voidaan pitää paikallaan useita päiviä haavan tilan ja haaveitten määrän mukaan.

Varoitimet ja varoitukset

- Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi.
- Älä käytä sitä, jos pakkaus on rikki tai avattu.
- Älä käytä Suprasorb® P sensitive -silikonivaahdotidosta yhdessä haptettavien aineiden, kuten hypokloriittilousten tai vetyperoksidin, kanssa.
- Jos ilmenee ihon punetumista tai herkistymistä, lopeta käyttö ja kysy hoito-ohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta.
- Koska kitkaa tällaisesta käytöstä ei ole, käytettäessä sitä herkillä käyttäjähymille, kuten pikkuvauvoille, lapsille, raskaana oleville tai imettäville naisille, on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Huomautus

Vakavan tapaturman sattussa ota yhteys valmistajaan ja vastuussa oleviin terveysviranomaisiin.

Säilyttäminen ja hävittäminen

1. Tuotetta säilytetään puhtaassa ja kuivassa paikassa määritetyllä lämpötila-alueella ja suojassa auringonvalolta.
2. Tuote pitää hävittää paikallisten ympäristölakien mukaisesti.

Säilyvyysaika

3 vuotta valmistuspäivästä

cs Návod k použití

Popis výrobku
Suprasorb® P sensitive border lite sestává ze silikonové kontaktní vrstvy, která je ve styku s ránou, absorpční polyuretanové pěny, distribuční vrstvy netkané textilie a ochranné paropropustné a vodotěsné zadní vrstvy. Čtyřvrstvá konstrukce napomáhá dynamickému odvodu tekutin a tím zajišťuje a zachovává optimální vlhké prostředí rány, které podporuje její rychlejší uzavení a může pomoci snížit riziko macerace. Jemnou silikonovou vrstvu je možné odlepit a přemístit, aniž by došlo ke ztrátě její přilnavosti. Tato vrstva může rovněž minimalizovat bolest u pacientů a trauma v ráně a jejím okolí během převazů. Vrstva PU pěny zajišťuje vynikající absorpci a exsudát izoluje.

Složení výrobku
Silikon, polyuretan, polyakrylát, viskóza a polyester

Účel použití

Silikonový pěnový obväz Suprasorb® P sensitive lze použít k ošetření všech typů ran, pokud jsou

miňe až středně exsudující a

povrchově až

hluboké

Indikace

- dekubitus
- vředy na nohou a bérceové vředy
- traumatické rány
- pooperační rány
- trhliny kůže

Kontraindikace

Známa alergie a/nebo precitlivlost na složku výrobku

Pokyny k použití

- Může být aplikován laiky pod dohledem zdravotnických pracovníků. Výrobek lze použít pod kompresivní bandáž.
1. Příprava rány
Ránu vyčistíte v souladu s aktuálními standardy klinické péče. Okolí rány důkladně vysušte.

- a. Piložení obväzu na ránu
Velikost obväzu závisí na velikosti rány. Polštářek na ránu by měl překrývat okolí sponu pokožky o minimálně 1–2 cm.
- b. Odstránění první snímatelnou krycí vrstvy (vrstvy) a vyhladte okraj na kůži. Nenaťahujte obväz
*Je-li to nutné, na hluboké rány přiložte jako primární obväz tamponádu (např. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Převaz
Obväz může zůstat na ráně několik dní podle stavu rány a úrovně exsudace.

Bezpečnostní opatření a varování

- Výrobek je určen pouze k jednorázovému použití.
- Nepoužívejte jej, pokud je obal poškozen nebo otevřen.
- Silikonový pěnový obväz Suprasorb® P sensitive nepoužívejte společně s oxidizačními činidly, jako jsou roztoky chlornanu nebo peroxidu vodíku.
- V případě zarudnutí nebo senzibilizace přestaňte výrobek používat a o vhodné léčbě se poraďte s lékařem.
- Vzhledem k nedostatku údajů se u citlivých skupin populace, jako jsou kojenci, děti, těhotné nebo kojící ženy, doporučuje opatrné použití.

Poznámka

V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné zdravotnické orgány.

Uchovávaní a likvidace

1. Uchovávejte na čistém a suchom místě v určeném teplotním rozmezí a mimo dosah slunečního záření.
2. Likvidace může proběhnout podle platných předpisů na ochranu životního prostředí.

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

sk Návod na použitie

Popis výrobku
Suprasorb® P sensitive border lite sa skladá zo silikónovej kontaktnéj vrstvy s ránou, absorpčnej polyuretánovej peny, distribučnej vrstvy netkanej textílie a paropriepustnej a vodotesnej ochrannéj vrstvy. Štvorvrstvá konštrukcia uľahčuje dynamický manažment tekutín, čím poskytuje a zachováva optimálne vlhké prostredie rany, ktoré vedie k podpore rýchlejšieho uzavretia rany a môže pomôcť znížiť riziko macerácie. Jemná silikónová vrstva sa dá zdvihnúť a premiestniť bez toho, aby stratila svoju príľnavosť. Táto vrstva môže u pacientov tiež minimalizovať bolesť a trauma na ranách a okrajoch koži počas výmen obväzov. Vrstva PU peny poskytuje vysokú absorpciu a exsudáty izoluje.

Zloženie výrobku

Silikon, polyuretán, polyakrylát, viskóza a polyester

Účel použitia

Silikonový penový obväz Suprasorb® P sensitive sa môže použiť na oštenenie všetkých rán za predpokladu, že sú

miňe až stredne exsudujúce a

povrchové až

hlboké

Indikace

- dekubity
- vředy na nohou a bérceové vředy
- traumatické rány
- pooperační rány
- trhliny kůže

Kontraindikace

Známa alergie a/nebo precitlivlost na složku výrobku

Pokyny k použití

- Může být aplikován laiky pod dohledem zdravotnických pracovníků. Výrobek lze použít pod kompresivní bandáž.
1. Příprava rány
Ránu vyčistíte v souladu s aktuálními standardy klinické péče. Okolí rány důkladně vysušte.

Pokyny pre aplikáciu

Môže byť aplikovaný laickmi pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov. Výrobok sa dá použiť pod kompresnou bandážou.

1. Príprava rany:
Ránu vyčistíte podľa platných klinických štandardov. Okolitosť kožu dôkladne osušte.
2. Aplikácia obväzu na ránu
a. Veľkosť obväzu závisí od veľkosti rany. Vankúšik na ránu by mal prekryvať okolitosť suchú pokožku o minimálne 1 – 2 cm.
- b. Odstráňte prvú sfahovaciu fóliu a aplikujte príľnavosť stranu na ránu.
- c. Odstráňte zostávajúcu sfahovaciu fóliu (fólie) a vyhladte okraj na koži. Obväz nenafahujte.
*Ak je to nutné, na hlboké rany priložte ako primárny obväz tamponádu (napr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Výmena obväzu
Obväz môže na rane zotrvať niekoľko dní podľa stavu rany a úrovne exsudácie.

Preventívne opatrenia a varovania

- Výrobok je určený len na jednorazové použitie.
- Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo otvorené.
- Silikonový penový obväz Suprasorb® P sensitive nepoužívajte spolu s oxidantmi, ako sú roztoky chlornanu alebo peroxidu vodíka.
- Ak sa objaví ščervenanie alebo senzibiliza, prestaňte výrobok používať a o vhodnej liečbe sa poraďte s lekárom.
- Vzhľadom na nedostatok údajov sa u citlivých skupín populácie, ako sú dojčatá, deti, tehotné alebo dojčacie ženy, odporúča opozretné používanie.

Poznámka

Prí výskyt vážneho incidentu sa obráťte na výrobcu a kompetentné zdravotnícke inštitúcie.

Uchovávanie a likvidácia

1. Uchovávať na čistom a suchom mieste v určenom teplotnom rozmedzí a mimo dosahu slnečného žiarenia.
2. Likvidácia sa môže vykonávať podľa miestnych postupov na ochranu životného prostredia.

Składowalność

3 roky od datumu výroby

hu Használati utasítás

Termékleírás
A Suprasorb® P sensitive border lite szilikon habkötés egy sebbel érintkező szilikonrétegből, egy abszorbeos poliuretán habrétegből, egy nemszőtt fólyadekélésztő rétegből, valamint egy páraáteresztő és vízhatalan védő hátlapból áll. A négyrétegű felépítés elősegíti a dinamikus folyadékkezelést az optimális nedves sebkörnyezet kialakítása és fenntartása érdekében, ami gyorsabb sebzárást eredményez, és segítethet csökkenteni a feldarabozás kockázatát. A kíméletes szilikonréteg felszedhető és áthelyezhető anélkül, hogy tapadó tulajdonságát elveszítené. Ez a réteg a betegnek okozott fájdalmat, valamint a kótsécsérsek során a sebet és a környező bőrt erő traumát is képes minimalisla kótsécsérse. A poliuretán habréteg kiválóan felszívja és elzárja a váladékok.

Eltarthatóság

A gyártás dátumától számított 3 év

pl Instrukcja stosowania

Opis produktu
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite składa się z silikonowej warstwy kontaktowej, chłonnej pianki poliuretanowej, włókninowej warstwy rozprzodządzającej i wodoodpornej zewnętrznej warstwy zabezpieczającej przepuszczalnej dla pary wodnej. Czworowarstwowa struktura ułatwia dynamiczne zarządzanie płynami i zapewnia oraz utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko rany, co przyspiesza szybszego zamykania rany i może pomóc zmniejszyć ryzyko maceracji. Delikatna warstwa silikonowa można podnosić i zmieniać jej pozycję bez utraty zdolności przylegania. Ponadto, warstwa ta może zminimalizować ból u pacjentów oraz szkodliwe działanie wobec ran i otaczającej skóry podczas zmiany opatrunku. Warstwa pianki poliuretanowej zapewnia lepsze wchłanianie i wiązanie wysięku.

A termék összetétele

Szilikon, poliuretán, poliakrilát, viszkóz és poliészter

A termék rendeltetése

A Suprasorb® P sensitive szilikon habkötés minden olyan seb kezelésére alkalmazható, amely megfelel a következő feltételeknek

enyhe-közepes mértékben váladékozik és

povrchově až

hlboké.

Indikácie

- dekubity
- vředy na nohách a chodidlách
- traumatické rány
- pooperačné rány
- kožné trhliny

Kontraindikácie

Známa alergia a/nebo precitlivnost na některou zo složek výrobku

- alsó végtágot és lábféjen található fekélyek
- traumás sebek
- posztoperatív sebek
- felrepedt bőr

Ellenjavallatok

A termék egyik összetevőjével szembeni ismert allergia és/vagy túlérzékenység

A felhasználásra vonatkozó utasítások

Egészségügyi képzétséggel nem rendelkezők is alkalmazhatják egészségügyi szakemberek felügyelete mellett. A termék alkalmazható kompressziós kötés alatt.

1. A seb előkészítése
Az aktuális klinikai standardok szerint tisztítsa meg a sebet. Alaposan szárítsa meg a környező bőrfelületet.
2. A kötszer felhelyezése
a. A kötés méretét a seb méretétől függően kell meghatározni. A sebmárnak legalább 1-2 cm-rel túl kell érnie a környező száraz bőrfelületre.
- b. Távolítsa el az első lezuható fóliát, és helyezze a kötszert az öntapadás oldalával a sebre.
- c. Távolítsa el a fennmaradó lezuható fóliá(ka)t, és simítsa rá a kötszer szelelt a bőre. Ne nyújtsa meg a kötszert.
*Mély sebeknél zútségek esetén tampont kell alkalmazni elsődleges kötszerként (pl. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Kótsécsere
A kötszer a seb állapotától és a váladékozás mértékétől függően több napig is a seben maradhat.

Przeciwozowanie

Znana alergia i/lub nadwrażliwość na jeden ze składników produktu

Wskazówki dotyczące stosowania

Może być stosowany przez osoby bez wiedzy medycznej pod nadzorem pracowników służby zdrowia. Wyrób ten może być też noszony pod bandażem uciskowym.

1. Przygotowanie rany:
Oczyszczyć ranę zgodnie ze standardowymi procedurami klinicznymi. Dokładnie osuszyć otaczającą skórę.
2. Nakładanie opatrunku
a. Wielkość opatrunku zależy od wielkości rany. Warstwa chłonna powinna pokrywać opatrunką suchą skórę na szerokości co najmniej 1–2 cm.
- b. Usunąć pierwszą folię zabezpieczającą i przykleić stronę przylepną do rany.
- c. Usunąć pozostała(-e) folie(-e) zabezpieczającą(-e) i wygładzić brzegi na skórze. Nie rozciągaj opatrunku.
*W razie konieczności, w przypadku ran głębokich zastosować tamponade jako opatrunek podstawowy (np. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Zmiana opatrunku
Opatrunek może pozostać na ranie przez kilka dni, w zależności od stanu rany i poziomu wysięku.

Övintézkedések és figyelemztetések

- A termék kizárólag egyszer használatos.
- Ne használja, ha a csomagolás megsérült vagy kinyit.
- A Suprasorb® P sensitive szilikon habkötést ne használja együtt oxidálószerekkel, például hipoklorit oldatokkal vagy hidrogén-peroxiddal.
- Ha bőrör vagy érzékenység jelentkezik, abba kell hagyni a használatát, és megfelelő kezelést érdekelben egészségügyi szakemberhez kell fordulni.
- Az adatok hiánya miatt fokozottan érzékeny betegsoportoknál, például csecsemőknél, gyermekeknél, terhes vagy szoptató nőknél óvatosan alkalmazandó.

Megeggyezés

Súlyos nemkívánatos esemény fellépése esetén, kérjük, forduljon a gyártóhoz és az illetékes egészségügyi hatóságokhoz.

Tárolás és ártalmatlanítás

1. Tiszta, száraz helyen, a megadott hőmérséklet-tartományon belül, napfénytől védve tárolnák.
2. Ártalmatlanítását a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végezni.

Eltarthatóság

A gyártás dátumától számított 3 év

pl Instrukcja stosowania

Opis produktu
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite składa się z silikonowej warstwy kontaktowej, chłonnej pianki poliuretanowej, włókninowej warstwy rozprzodządzającej i wodoodpornej zewnętrznej warstwy zabezpieczającej przepuszczalnej dla pary wodnej. Czworowarstwowa struktura ułatwia dynamiczne zarządzanie płynami i zapewnia oraz utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko rany, co przyspiesza szybszego zamykania rany i może pomóc zmniejszyć ryzyko maceracji. Delikatna warstwa silikonowa można podnosić i zmieniać jej pozycję bez utraty zdolności przylegania. Ponadto, warstwa ta może zminimalizować ból u pacjentów oraz szkodliwe działanie wobec ran i otaczającej skóry podczas zmiany opatrunku. Warstwa pianki poliuretanowej zapewnia lepsze wchłanianie i wiązanie wysięku.

Opis izdelka

Obloga Suprasorb® P sensitive border lite je narejena iz silikonske plasti za stik z ranjo, vpojine poliuretanske pene, netkane distribucijske plasti in zaščitne, za paro prepustne in proti vodi odporne hrbtné strani. Štirislojna zgradba olajša dinamično upravljanje s tekočinami za omogočanje in vzdrževanje optimalne vlažne okolice rane, ki privede

Opomba

Če pride do zapletov, se obrnite na proizvajalca in pristojne zdravstvene organe.

Okres ważności

3 lata od daty produkcji

sl Navodila za uporabo

Opis izdelka
Obloga Suprasorb® P sensitive border lite je narejena iz silikonske plasti za stik z ranjo, vpojine poliuretanske pene, netkane distribucijske plasti in zaščitne, za paro prepustne in proti vodi odporne hrbtné strani. Štirislojna zgradba olajša dinamično upravljanje s tekočinami za omogočanje in vzdrževanje optimalne vlažne okolice rane, ki privede

Zastosowanie

Opatrunek z pianki z warstwą silikonu Suprasorb® P sensitive można stosować w leczeniu wszelkich rodzajów ran, pod warunkiem, że są to

Indikacje

rany o lekkim do umiarkowanego wysięku, oraz

Wskazania

rany powierzchowne, jak i

Indikacje

rany głębokie

Wskazania

- odleżyny
- owrzodzenia nóg i stóp
- rany urazowe
- rany pooperacyjne
- rany szarpane

Przeciwozowania

Znana alergia i/lub nadwrażliwość na jeden ze składników produktu

Wskazówki dotyczące stosowania

Może być stosowany przez osoby bez wiedzy medycznej pod nadzorem pracowników służby zdrowia. Wyrób ten może być też noszony pod bandażem uciskowym.

1. Przygotowanie rany:
Oczyszczyć ranę zgodnie ze standardowymi procedurami klinicznymi. Dokładnie osuszyć otaczającą skórę.
2. Nakładanie opatrunku
a. Wielkość opatrunku zależy od wielkości rany. Warstwa chłonna powinna pokrywać opatrunką suchą skórę na szerokości co najmniej 1–2 cm.
- b. Usunąć pierwszą folię zabezpieczającą i przykleić stronę przylepną do rany.
- c. Usunąć pozostała(-e) folie(-e) zabezpieczającą(-e) i wygładzić brzegi na skórze. Nie rozciągaj opatrunku.
*W razie konieczności, w przypadku ran głębokich zastosować tamponade jako opatrunek podstawowy (np. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).
3. Zmiana opatrunku
Opatrunek może pozostać na ranie przez kilka dni, w zależności od stanu rany i poziomu wysięku.

Naputki za uporabo

Uporabljajo ga lahko nestrokovne osebe pod nadzorom zdravstvenih delavcev. Izdelek se lahko uporablja za kompresijsko previjanje.

1. Priprava rane
Očistite rano skladno z obstoječimi kliničnimi standardi. Temeljito očistite okoliško kožo.
2. Namestitev obloge za rano
a. Velikost obloge je odvisna od velikosti rane. Blazinica za rano mora pokrivati suho okolico kože za vsaj 1–2 cm.
- b. Odstranite prvo sprostilo podlogo in namestite lepilno stran na rano.
- c. Odstranite preostalo(-e) sprostilo(-e) podlogo(-e) in zgladite rob na koži. Ne raztegujte obloge.
*Če je potrebno, za globoke rane uporabite vrv kot primarno oblogo (npr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).

Kontraindikacije

Poznata alergija i/lili preosjetljivost na jednu od komponenti proizvoda

Napomene za primjenu

- Povoj mogu postaviti laici uz nadzor zdravstvenog radnika. Proizvod se također može upotrebljavati ispod kompresivnih zavoj.
1. Priprema rane
Očistite ranu prema važećim kliničkim standardima. Temeljito osušite okolinu kožu.
 2. Stavljanje povojia za rane
a. Velčina povojia ovisi o veličini rane. Jastučić za ranu treba prelaziti na suhu okolnu kožu za najmanje 1 – 2 cm.
 - b. Uklonite prvu zaštitnu foliju i zavijte ljepljivu stranu na ranu.
 - c. Uklonite preostale(-e) folije(-e) i glatko rub na koži. Nemojte rastezati povoj.

Previdnostni ukrepi in opozorila

- Izdelek je samo za enkratno uporabo.
- Ne uporabljajte, če je ovjovina poškodovana ali odprta.
- Oblogo iz silikonske pene Suprasorb® P sensitive ne uporabljajte skupaj z oksidacijskimi sredstvi, kot so raztopine hipoklorita ali vodikov peroksid.
- Če pride do pordelosti ali preobčutljivosti, prekinite z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem glede ustreznega zdravljenja.
- Zaradi pomanjkanja podatkov svetujemo previdnost pri občutljivih skupinah, kot so dojenčki, otroci, nosečnice ali doječe matere.

Przechowywanie i utylizacja

W przypadku poważnego wypadku należy skontaktować się z producentem oraz z właściwymi organami służb zdrowia. 2. Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami śródowniskowymi.

Okres ważności

3 lata od daty produkcji

sl Navodila za uporabo

Opis izdelka
Obloga Suprasorb® P sensitive border lite je narejena iz silikonske plasti za stik z ranjo, vpojine poliuretanske pene, netkane distribucijske plasti in zaščitne, za paro prepustne in proti vodi odporne hrbtné strani. Štirislojna zgradba olajša dinamično upravljanje s tekočinami za omogočanje in vzdrževanje optimalne vlažne okolice rane, ki privede

Opomba

Če pride do zapletov, se obrnite na proizvajalca in pristojne zdravstvene organe.