

60mm

60mm

60mm

60mm

60mm

DE Gebrauchsanweisung**Zweckbestimmung**

Sterile, selbstklebende Hydrogel-Pflaster zum Einmalgebrauch zum Schutz und zur Behandlung von Brandwunden. Die Produkte sind zur Verwendung auf menschlicher Haut bestimmt und können auch von nicht medizinisch ausgebildeten Anwendern aufgebracht werden.

Das Prinzip der feuchten Wundheilung

Sterile Brandwundenpflaster bestehen aus einem feuchten Gel. Sie können sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch Sekret aufnehmen. Das innovative Prinzip der feuchten Wundheilung unterstützt dabei aktiv die natürliche Heilungskraft des Körpers und sorgt für einen raschen, komplikationsarmen Heilungsprozess.

Wichtige Gebrauchsanweisung

- Vergewissern Sie sich, dass die betroffene Stelle sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie das Pflaster aufkleben.
- Verwenden Sie es nicht auf infizierten oder stark exsudierenden Wunden oder Brandwunden 3. Grades.
- Der Verband darf bei Empfindlichkeit gegenüber Propylenglykol und Acrykleber nicht verwendet werden.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, falls Sie eine Rötung oder allergische Reaktion feststellen.

Anwendung

1. Folie abziehen (1 und 2).
2. Auf die Wunde kleben.
3. Anwendungshilfe entfernen (3).
4. Prüfen Sie den Heilungsverlauf regelmäßig und erneuern Sie das Pflaster.

**Kundenfragen**

Falls notwendig, können Sie uns unter der entsprechenden Adresse kontaktieren, die am Ende der Gebrauchsanweisung aufgeführt ist.

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse (die zum Tod oder zur vorübergehenden

oder andauernden schwerwiegenden Beeinträchtigung der Gesundheit des Patienten, des Nutzers oder einer anderen Person führen können oder eine schwerwiegende Bedrohung der öffentlichen Gesundheit), die von diesem Produkt verursacht werden, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Stand der Information und Versionsnummer des Textes: 2020-09-23, Version 1

PL Instrukcja używania**Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Sterylny, jednorazowy plaster hydrożelowy dla ochrony i leczenia oparzeń. Plasty przeznaczone są do stosowania na ludzkiej skórze. Mogą być używane przez osoby bez przeszkolenia medycznego.

Mechanizm procesu gojenia się ran w środowisku wilgotnym

Sterylny plaster na oparzenia zawierają wilgotny żel. Wytwarzają środowisko wilgotne i jednocześnie pochłaniają wysięk z rany. Innowacyjny mechanizm gojenia się ran w środowisku wilgotnym aktywnie wspiera naturalne mechanizmy gojenia organizmu i umożliwia szybkie leczenie bez powikłań.

Ważna instrukcja używania

- Nakładać plaster wyłącznie na suchą, czystą i nienatuszczoną skórę.
- Nie należy stosować na ranach zakażonych, z silnym wysiękiem oraz na ranach oparzeniowych 3. stopnia.
- Opatrunek nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na glikol propylenowy lub klej akrylowy.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia lub alergii, należy zgłosić się do lekarza.

Sposób stosowania

1. Zdjąć wkładkę (1 i 2).
2. Przykleić do rany.
3. Zdjąć aplikator (3).
4. Regularnie sprawdzać proces gojenia i nakładać nowy plaster.

**Zapytania klientów**

W razie pytań, prosimy o kontakt przez odpowiedni adres podany na końcu niniejszej instrukcji.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych zdarzeń (mogących doprowadzić do śmierci, tymczasowego lub trwałego pogorszenia zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby bądź zagrożenia dla zdrowia publicznego), które wystąpiły w związku z wyrobem, producentowi oraz właściwym organom państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany oraz numer weryfikacji tekstu: 2020-09-23, versie 1

HR Upute za upotrebu**Namjena**

Sterilni, samolepljivi flasteri za jednokratnu upotrebu od hidrogela za zaštitu i liječenje opekline. Proizvodi su namijenjeni za primjenu na ljudskoj koži i mogu ih koristiti nestručne osobe.

Princip vlažnog zacjeljivanja rane

Sterilni flasteri za opekline sastoje se od vlažnog gela. Oni mogu otpustiti vlagu i upiti eksudat u isto vrijeme. Inovativni princip vlažnog zacjeljivanja rane aktivno podupire prirodne mehanizme zacjeljivanja u tijelu i omogućuje brz i jednostavan proces zacjeljivanja.

Važna uputa za upotrebu

- Zahvaćeno područje prije primjene flastera mora biti čisto i suho te ne smije biti masno.
- Nemojte koristiti na inficiranim ranama, izrazito eksudativnim ranama ni opekotinama trećeg stupnja.
- Obloga se ne smije koristiti u slučaju osjetljivosti na propilen glikol ili akrilno ljepilo.
- U slučaju pojave crvenila ili alergije potražite medicinsku pomoć.

Primjena

1. Skinite zaštitu (1 i 2).
2. Zalijepite na ranu.
3. Uklonite pomoćni materijal za primjenu (3).
4. Redovito provjeravajte proces zacjeljivanja i mijenjajte flaster.

**Upiti korisnika**

Ako je potrebno, obratite nam se na odgovarajuću adresu navedenu na kraju uputa.

Svaki ozbiljan incident (koji može dovesti do smrti, trenutnog ili trajnog pogoršanja zdravlja pacijenta, korisnika ili druge osobe ili ozbiljnog javnozdravstvenog rizika) koji ovaj proizvod uzrokuje potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik ili pacijent nalazi.

Datum revizije i broj revizije teksta: 2020-09-23, Version 1

SI Navodila za uporabo**Namenska uporaba**

Sterilni, samolepilni hidrogelni obliži za enkratno uporabo, namenjeni za zaščito in celjenje opeklin. Izdelki so namenjeni za uporabo na človeški koži in jih lahko nameščajo tudi nestrokovnjaki.

Načelo vlažnega celjenja ran

Sterilni obliži za opekline vsebujejo vlažen gel. Hkrati lahko sproščajo vlogo in odvajajo izcedek iz rane. Inovativno načelo vlažnega celjenja ran aktivno podpira naravne zdravilne mehanizme telesa ter omogoča hitro in nezapleteno celjenje.

Pomembna navodila za uporabo

- Poskrbite, da je prizadeti predel čist, suh in nemasten, preden nalepite obliž.
- Obliža ne uporabljajte za vnete rane, rane z močnim izločanjem ali za opekline tretje stopnje.
- Obliža ni dovoljeno uporabljati v primeru občutljivosti na propilen glikol in akrilno lepilo.

- V primeru rdečice ali alergije poiščite zdravniško oskrbo.

Uporaba


1. Odstranite podlogo (1 in 2).
2. Prilepite na rano.
3. Odstranite pripomoček za nanašanje (3).
4. Redno preverjajte celjenje rane in menjajte obliž.

**Vprašanja uporabnikov**

Po potrebi stopite z nami v stik prek naslova, navedenega na koncu navodil.

O kakršnem koli resnem zapletu (ki lahko vodi v smrt,časno ali trajno resno poslabšanje zdravja bolnika, uporabnika ali tretje osebe oziroma resno ogrožajo javno zdravje), do katerega je prišlo zaradi tega izdelka, je treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik ali bolnik stalno prebivališče.

Datum zadnje revizije in številka revizije besedila: 2020-09-23, Version 1



Besondere Hinweise • Specjalne instrukcje • Dodatni naputci
Posebna navodila

	Medizinprodukt · Wyrób medyczny · Medicinski proizvod Medicinski pripomoček
	Hersteller · Producent · Proizvodač · Proizvajalec
	Verwendbar bis · Užyc do daty · Rok upotrebe · Uporabno do
	Herstellungsdatum · Data produkcji · Datum proizvodnje Datum proizvodnje
	Fertigungslosnummer · Kod partii · Šifra serije · Koda serije
	Artikelnummer · Numer katalogowy · Kataloški broj Kataloška številka
	Gebrauchsanweisung beachten · Zadržaj do instrukcji używania Pogledajte upute za upotrebu · Glejte navodila za uporabo
	Strahlensterilisiert · Sterylizowany radiacyjnie Sterilizirano zračenjem · Sterilizirano z obsevanjem
	Nicht wiederverwenden · Nie używać повторно · Nemojte ponovno upotrebljavati · Samo za enkratno uporabo
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden · Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone · Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno · Ne uporabite, če je embalaža poškodovana

	Trocken aufbewahren · Chronić przed wilgocią · Držite na suhom Hranite na suhem
	Vor Sonnenlicht schützen · Trzymać z dala od światła słonecznego · Ne izlažite sunčevoj svetlosti · Zaščititi pred sončno svetlobo



Cosmos®

Brandwundenpflaster
Plaster na oparzenia
Obliž za opekline
Flaster za opekline

 CMC Consumer Medical Care GmbH
Eichendorffstraße 12–14
89567 SONTHEIM/BRENZ, GERMANY
www.cmc-group.de



10481/1 (150922)