

# 3M Acne Patch

## Instructions for Use



**Acne patch. Instructions for Use:** 1) Clean and dry the skin thoroughly. Open the package. Remove the loose liner. 2) Slightly bend the liner to grasp the red tab and peel the patch from the liner. 3) Apply with the red tab towards the skin. 4) Press down on the patch as you twist and pull to remove the red tab. Press patch in place as needed. Place remaining patches in pouch to store. Change at least every 8 hours or if it fully turns white.

**Precaution** Do not use with medicated products or treatments. If your skin condition becomes worse, consult a doctor. Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.

**Akneplaster. Gebrauchsanleitung:** 1) Die Haut gründlich reinigen und abtrocknen. Die Verpackung öffnen. Die lose Schutzfolie entfernen. 2) Die Schutzfolie leicht umbiegen, die rote Lasche fassen und das Pflaster von der Folie abziehen. 3) Mitten der roten Lasche zur Haut zeigend aufbringen. 4) Das Pflaster leicht andrücken, während Sie die rote Lasche durch Drehen und Ziehen entfernen. Das Pflaster andrücken, soweit nötig. Restliche Pflaster zum Aufbewahren in den Beutel legen. Mindestens alle 8 Stunden oder bei vollständiger Weißfärbung wechseln. **Vorsicht** Nicht in Verbindung mit medizinischen Produkten oder Behandlungen verwenden. Wenn sich der Hautzustand verschlechtert, einen Arzt aufsuchen. Bitte melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt an 3M und die zuständige Behörde (EU) oder lokale Regulierungsbehörde.

**Patch anti-acné. Instructions d'utilisation:** 1) Nettoyez et séchez soigneusement la peau. Ouvrez l'emballage. Retirez le film protecteur. 2) Pliez légèrement le film pour saisir la languette rouge et décollez le patch du film. 3) Appliquez avec la languette rouge vers la peau. 4) Appuyez sur le patch tout en le tournant et en tirant pour retirer la languette rouge. Appuyez sur le patch en place si nécessaire. Placez les patchs restants dans la pochette pour les conserver. Changez au moins toutes les 8 heures ou si le patch devient complètement blanc. **Précaution:** Ne pas utiliser avec des produits ou traitements médicamenteux. Si votre état de peau s'aggrave, consultez un médecin.

**Parche para el acné. Instrucciones de uso.** 1) Limpia y seca la piel a fondo. Abre el paquete. Retira el protector. 2) Doble ligeramente el protector para sujetar la pestaña roja y retire el parche del protector. 3) Aplique con la pestaña roja hacia la piel. 4) Presione el parche hacia abajo mientras lo giras y tira para quitar la pestaña roja. Presione el parche en su lugar según sea necesario. Coloque los parches restantes en la bolsa para guardarlos. Cámbialo al menos cada 8 horas o si se vuelve completamente blanco. **Precaución.** No utilizar con productos o tratamientos farmacológicos. Si la condición de su piel empeora, consulta a un médico. Si ocurre un incidente grave relacionado con el dispositivo, informe a 3M y a la autoridad local competente o la autoridad local regulatoria.

**Cerotto per brufoli. Istruzioni per l'uso.** 1) Pulisci e asciuga accuratamente la pelle. Apri il pacchetto. Rimuovi la pellicola protettiva. 2) Piega leggermente la pellicola protettiva per afferrare la linguetta rossa e staccare il patch. 3) Applica con la linguetta rossa verso la pelle. 4) Premi verso il basso il patch ruotando la linguetta rossa e tirando per rimuoverla. Posiziona il patch nella posizione desiderata. Riponi i cerotti rimanenti nella busta per conservarli. Cambia almeno ogni 8 ore o se diventa completamente bianco. **Precauzioni** Non utilizzare con altri prodotti o trattamenti medicali. Se le condizioni della pelle peggiorano, consultare un medico. Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave riscontrato in relazione al dispositivo a 3M e all'autorità locale competente (UE) o all'autorità regolatoria locale.

**Penso para borbulhas. Instruções de utilização.** 1) Limpe e seque bem a pele. Abra a embalagem. Retire a película solta. 2) Dobre ligeiramente a película para agarrar a aba vermelha e retire o penso da película. 3) Aplique com a aba vermelha virada para a pele. 4) Pressione o penso para baixo à medida que torce e puxa para remover a aba vermelha. Pressione o penso no local, conforme necessário. Coloque os pensos restantes na bolsa para os armazenar. Mude, pelo menos, a cada 8 horas ou se ficar totalmente branco. **Precaução** Não utilize com produtos medicinais ou tratamentos. Se o seu problema de pele se agravar, consulte um médico. Os incidentes graves ocorridos em relação ao dispositivo devem ser comunicados à 3M e às autoridades competentes na UE ou locais.

**Acne patch. Gebruiksaanwijzing.** 1) Reinig en droog de huid grondig. Open de verpakking. Verwijder de losse bescherm laag. 2) Buig de bescherm laag lichtjes om het rode lipje vast te pakken en verwijder de patch van de bescherm laag. 3) Plaats de patch met het rode lipje richting de huid. 4) Druk de patch goed aan terwijl je draait en trek om het rode lipje te verwijderen. Druk de patch, indien nodig, goed op zijn plaats. Plaats de resterende patches in het zakje om ze te bewaren. Verwissel minimaal elke 8 uur of als de patch volledig wit is geworden. **Voorzorgsmaatregel.** Niet gebruiken met medicinale producten of behandelingen. Raadpleeg een arts als je huidaanandoening verergert. Meld eventuele ernstige incidenten verband houdend met het hulpmiddel aan 3M en aan de lokale bevoegde instantie (EU) of de lokale regelgevende instantie.

**Acne plâster. Bruksanvisning.** 1) Rengör och torka huden noggrant. Öppna paketet. Ta bort det lösa fodret. 2) Böj fodret lätt för att ta tag i den röda filken och dra av plåstret från fodret. 3) Montera med den röda filken mot huden. 4) Tryck ner plåstret medan du vrider och drar för att ta bort den röda filken. Tryck fast plåstret på plats efter behov. **Försiktighetsåtgärder** Använd inte med medicinska produkter eller behandlingar. Om ditt hudtillstånd blir värre, kontakta en läkare. Vänligen rapportera allvariga händelser som inträffar i samband med produkten till 3M och den lokala myndigheten eller lokal juridisk myndighet.

**Acne Plaster. Brugsanvisning.** 1) Rens og aftør huden grundigt. Åbn pakken. Fjern det løse dækpapir. 2) Bøj dækpapiret let for at tage fat i den røde flig, og træk plåstret af dækpapiret. 3) Påfør med den røde flig mod huden. 4) Tryk ned på plåstret, mens du drejer og trækker for at fjerne den røde flig. Tryk plåstret på plads efter behov. Læg de resterende plastre i posen til opbevaring. Udskift det mindst hver 8. time, eller hvis det bliver helt hvidt.

**Forsigtighed** Må ikke bruges sammen med medicinske produkter eller behandlinger. Hvis din hudtilstand bliver værre, skal du kontakte en læge. Indberet alvorlige hændelser i forbindelse med produktet til 3M og den lokale kompetente myndighed eller lokale juridiske myndighed.

REF BA-015-EMEA-Nex  
REF BA-015-EMEA-VIS  
34-2001-6879-6  
0221410.2

135 mm

**Kvisepaster. Bruksanvisning.** 1) Rengör och tork huden grundig. Öppna pakken. Fjern det løse plastbeskyttelsen. 2) Bøj plastbeskyttelsen lett, ta tak i den røde filken, og løsne plåstret. 3) Påfør med den røde filken mot huden. 4) Tryk ned på plåstret mens du vrir og drar for å fjerne den røde filken. Trykk plåstret på plass etter behov. Legg de resterende plastrene i posen til oppbevaring. Skift minst hver 8. time eller hvis plåstret blir helt hvitt. **Forsiktighet** Ikke bruk sammen med medisinske produkter eller behandlingar. Hvis hudtilstanden forverrer seg, må du rådføre deg med en lege. Vennligst rapporter alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med produktet til 3M og den lokale kompetente myndighet eller lokale juridiske myndighet.

**Aknelaastari. Käyttöohje** 1) Puhdista ja kuivaa iho huolellisesti. Avaa paketti. Irrota taustamateriaali. 2) Taivuta taustamateriaalia hieman saadakseen kiinni punaisesta liuskasta ja irrota laastari taustamateriaalista. 3) Kiinnitä siten, että punainen liuska on ihoa vasten. 4) Paina laastaria alas päin samalla kun kierät ja vedät punaisen liuskan irti. Paina laastaria ihoa vasten tarvittaessa. Säilytä loput laastarit pussissa. Vaihda laastari vähintään 8 tunnin välein tai sen muuttuttua täysin valkoiseksi. **Varotoimet.** Älä käytä lääkevalmisteiden tai -hoitojen kanssa yhdessä. Jos ihon tila huononee, ota yhteys lääkäriin. Ilmoita laitteeseen liittyvästä vakavasta vaarallisuudesta tapahtumasta 3M:lle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

**Plasty na zmiany trądzikowe. Instrukcja użytkowania.** 1) Dokładnie oczyść i osusz skórę. Otwórz opakowanie. Usuń luzne podłoże. 2) Delikatnie zegnij podłoże, trzymając za czerwoną mini-zakładkę odklej plaster od podłoża. 3) Naklej czerwoną mini-zakładkę do skóry. 4) Docisnij plaster, jednocześnie przekręć i pociągaj czerwoną mini-zakładkę by ją usunąć. Pozostałe plasty przechowuj w opakowaniu. Zmieniaj co 8 godzin lub kiedy plaster zmieni kolor na biały. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** Nie stosować z terapiami ani produktami leczniczymi. Jeżeli stan Twojej skóry się pogorszy, skonsultuj się z lekarzem. Poważne incydenty, które wystąpiły w związku z użyciem wyrobu, proszę zgłaszać firmie 3M i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE lub odpowiednim władzom lokalnym.

**Επιθέματα για την Ακμή. Οδηγίες χρήσης.** 1) Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το δέρμα. Ανοίξτε τη συσκευασία. Αφαιρέστε τη χαλαρή επένδυση. 2) Λυγίστε ελαφρώς την επένδυση για να πιάσετε την κόκκινη γλωττίδα και αφαιρέστε το επιθέμα από την επένδυση. 3) Εφαρμόστε με την κόκκινη γλωττίδα προς το δέρμα. 4) Πιέστε προς τα κάτω το επιθέμα καθώς στριβείτε και τραβήξτε για να αφαιρέσετε την κόκκινη γλωττίδα. Πιέστε το επίθεμα στη θέση του όπως απαιτείται. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα επιθέματα σε συσκευασία για αποθήκευση. Αλλάξτε τουλάχιστον κάθε 8 ώρες ή αν αισριστείτε πλήρως. **Προφύλαξη** Μην χρησιμοποιείτε με φαρμακευτικά προϊόντα ή θεραπείες. Εάν η κατάσταση του δέρματός σας επιδεινωθεί, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Παρακολουούμε να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό συμβεί σε σχέση με το προϊόν, στην 3M και στην τοπική αρμόδια αρχή (ΕΕ) ή στην τοπική ρυθμιστική αρχή.

**Plasturi antiacnelici si anti imperfecțiuni. Instrucțiuni de utilizare.** 1) Curățați și uscați bine pielea. Deschideți pachetul, îndepărtați folia detașabilă de protecție. 2) Îndoiți ușor folia de protecție pentru a prinde de-a rosie și îndepărtați folia de protecție de pe plăsture. 3) Aplicați ținând de-a rosie îndreptată către piele. 4) Apăsăți pe plăsture în timp ce răsușiți și trageți pentru a îndepărta de-a rosie. Apăsăți pentru a fixa plăsturele, după caz. Puneți plăsturi rămase într-un saculeț de depozitare. Incalcați plăsturele cel puțin o dată la 8 ore sau dacă devine complet alb. **Precauții** Nu utilizați împreună cu produse sau tratamente medicamentoase. Dacă starea pielii se înrăutățește, consultați un medic. Raportați incidentele grave asociate cu dispozitivul la 3M și la autoritatea competentă locală (UE) sau la autoritatea locală de reglementare.

**Náplast na akné. Návod na použitie.** 1) Pokožku dôkladne umyte a vysušte. Otvorte balenie. Odstráňte ochrannú fóliu. 2) Fóliu mierne ohnite tak, aby ste vedeli uchopiť červenú úchytku a odlepte náplast z fólie. 3) Aplikujte červenou stranou na pokožku. 4) Zatlačte na náplast a ľahkým odstráňte červenú úchytku. Podľa potreby náplast priložte na miesto. Zvyšné náplasty odložte do sáčku. Otvorte každých 8 hodín alebo kým úplne nezbehnú. **Opozorienia** Nepoužívajte s liečivými výrobkami alebo liečbou. Ak sa stav vašej pokožky zhorší, poraďte sa s lekárom. Spoločnosť 3M a miestnemu príslušnému úradu (EU) alebo miestnemu regulačnému úradu oznámte vážnu nehodu, ktorá sa stala v súvislosti s výrobkom.

**Obliži za akne. Navodila za uporabo.** 1) Kožo temeljito očistite in osušite. Odprite embalažo. Iz nje vzemite listič. 2) Listič nekoliko upognite, da primete za rdečji jeziček in obliži odlepite z lističa. 3) Namestite z rdečim jezičkom, obrnjenim proti koži. 4) Pritisnite na obliži in z upogibanjem in vlečenjem odstranite rdeči jeziček. Obliži pritisnite na želeno mesto. Preostale obliže pospravite v vrečko za shranjevanje. Obliži zamenjajte vsaj vsakih 8 ur ali ko postane povsem bel. **Opozorila** Ne uporabljajte skupaj z zdravili ali izdelki za zdravljenje. V primeru, da se stanje kože poslabša, se posvetujte z zdravnikom. O resnem incidentu, ki se je zgodil v zvezi z izdelkom, obvestite podjetje 3M in lokalni pristojni organ (EU) ali lokalni regulativni organ.

**Náplast na akné. Návod k použití.** 1) Dôkladne očistite a osušte pokožku. Otvorte balíček. Odstráňte ochrannou fóliu. 2) Ochrannou fóliu mierne ohnite, aby ste mohli chytnout červený proužek a odlopnúte náplast od podložky. 3) Aplikujte červenými zóbkám smerom k pokožke. 4) Stisknute náplast a súčasne j otáčajte a táhnúte, aby ste odstránili červenou záložku. Náplast podľa potreby priložte na miesto. Zvyšné náplasty môžete uložiť do sáčku. Vyméňte alespoň každých 8 hodín alebo pokiaľ zcela zbeľá. **Opavnenia** Nepoužívajte s liečivými produktmi alebo liečebnými postupmi. Pokiaľ se stav vašej pokožky zhorší, poraďte sa s lekárom. Pokiaľ dojde v súvislosti so zařízením k závažnému incidentu, ohlaste to prosím spoločnosti 3M a miestnemu príslušnému orgánu (EU) nebo miestnemu regulačnému orgánu.

**رقعة حب الشباب. تعليمات الاستخدام.** 1) قم بتطهير البشرة وتجفيفها بشكل كامل. افتح الحزمة. قم بزالة البطانة المسببة. 2) قم بضغط الرقعة على اللب واللسب من أجل إزالة العلامة الحمراء. اضغط على الرقعة لتثبيتها في المكان حسب الحاجة. ضع الرقعة المتبقية في الحقيبة لتخزينها. قم بتغييرها كل 8 ساعات على الأقل أو إذا تحولت إلى اللون الأبيض بالكامل. **التحذيرات** لا تستخدم مع المنتجات أو الأدوية الطبية. إذا أصبحت حالة بشرتك أسوأ، قم باستشارة الطبيب. **درجى الإبلاغ** عن أي حادث خطير يحدث فيما يتعلق بالجهاز إلى شركة 3M والسلطة المحلية المختصة (الاتحاد الأوروبي) أو السلطة التنظيمية المحلية.

Made in South Korea  
Fabricated in Korea de Sud  
Manufactured for:

3M Company  
2510 Conway Ave,  
St. Paul, MN 55144, USA  
3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



CH REP:  
3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 91  
8803 Rueschlikon  
Switzerland



UK Responsible Person:  
3M United Kingdom PLC  
3M Centre, Cain Road,  
Bracknell, RG12 8HT,  
United Kingdom

Issue Date: 2025-07 v2

135 mm