

flexGRIP® universal

Reference	Description	Size range	Device
UN511	universal 5-11 Fr	5-11 Fr	
UN1118	universal 11-18 Fr	11-18 Fr	
UN1825	universal 18-25 Fr	18-25 Fr	

flexGRIP® Foley

Reference	Description	Size range	Device
FOL1118	Foley 11-18 Fr	11-18 Fr	

flexGRIP® EPI/PNB

Reference	Description	Size range	Device
EP02	EPI/PNB 20-16 G	20-16 G	


flexGRIP® Alpha

Reference	Description	Size range	Device
ALPHA00	Alpha PICC/Midline	-	
ALPHASS	Alpha CVC/Arterial	-	


flexGRIP® PICC/CVC

Reference	Description	Size range	Device
PICC36	PICC 3-6 Fr	3-6 Fr	
CVC45900	CVC 4.5-9 Fr	4.5-9 Fr	



CVC459HS	CVC 4.5-9 Fr (with Horseshoe)	4.5-9 Fr	
----------	----------------------------------	----------	---




www.flex-grip.com




www.flex-grip.com




www.flex-grip.com



www.flex-grip.com



www.flex-grip.com



www.flex-grip.com

bedal International	AR	BG	CS	DA	DE	EL	ES	ET	FA	FI	FR
bedal International Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgium E info@bedal.be T +32(0)11/28.69.02 - www.flex-grip.com Assembled in Poland, EU	مستعمل في بولندا والاتحاد الأوروبي تجميع وصف مقاس المنتج نموذج جهاز طبي لا تستخدم إذا الغلاف التالف تاريخ التصنيع رقم الإشعاع راجع تعليمات الاستخدام لا تكرر إعادة استخدام تاريخ الشركة للمنظمة خالية من اللاتكس رقم الدليل تنبيه	Сглобено в Полша, ЕС Описание Opisac Rozsah velikosti Izdajenje Medicinski naprave Ne uporabljajte, ako ovojsteno na ovojsteno je poškodovano Datum výroby Sterilizované pomoci ozářeni Číslo šarže Varování Nepoužívejte poměrky Srovnatelnost Datum expirace Výrobce Latex zdarma Teplota omezení Katalog číslo Pozor	Samiel i Polen, EU Reference Beschreibung Größenbereich Gerät Medicinsk anordning Medicizingprodukt Brug ikke hvis emballage er beskadiget Fremstillingsland Durch bestahlung sterilisiert Anwendung Varenummer Se brugsanvisninger Gebrauchsanweisung beachten Går ingen genanvendelse Nicht wiederverwenden Anvendelsesdato Producent Latexfri Temperatgrænse Temperaturgrenze Katalognummer Katalognummer Forsigtig Vorsicht, warnhinweise	Zusammengebaut in Polen, EU Bezug Beschreibung Größenbereich Gerät Medicinsk anordning Medicizingprodukt Brug ikke hvis emballage er beskadiget Fremstillingsland Durch bestahlung sterilisiert Anwendung Varenummer Se brugsanvisninger Gebrauchsanweisung beachten Går ingen genanvendelse Nicht wiederverwenden Anvendelsesdato Producent Latexfri Temperatgrænse Temperaturgrenze Katalognummer Katalognummer Forsigtig Vorsicht, warnhinweise	Συναρμολογή στην Πολωνία, ΕΕ Περιγραφή Εύρος μεγέθους Γεράτ Μεδικίνη ανόρνη Μεδικίζινπροδύκτ Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά Ημερομηνία κατασκευής Αποστείρωση με τη χρήση ακτινοβολίας Αριθμός πορίσθης Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Μην επαναχρησιμοποιείτε Ημερομηνία λήξης Κατασκευαστής Λατέξ χωρίς Όριο θερμοκρασίας Όριο θερμοκρασίας Αριθμός καταλόγου Προσοχή	Ensamblado en Polonia, UE Referencia Descripción Rango de tamaño Dispositivo Producto sanitario Mediciniile seade Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud Järgide kasutusjuhendit Ärge kasutage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexivaba Temperatuuripiirang Temperatuuripiirang Número de catálogo Katalooginumber Precución Ettevaatus!	Kokku pandud Poolas, EL-is Viide Kirjeldus Suurusel Toode Tootmisloauev Steriliseeritud kiirgamisega Päritolu loti Järgide kasutusjuhendit Ärge kasutage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexivaba Temperatuuripiirang Temperatuuripiirang Número de catálogo Katalooginumber Precución Ettevaatus!	مستعمل في بولندا والاتحاد الأوروبي تجميع وصف مقاس المنتج نموذج جهاز طبي لا تستخدم إذا الغلاف التالف تاريخ التصنيع رقم الإشعاع راجع تعليمات الاستخدام لا تكرر إعادة استخدام تاريخ الشركة للمنظمة خالية من اللاتكس رقم الدليل تنبيه	Kasattu Puolassa, EU Viite Kuvaus Kokoväliköima Laite Lääkinnällinen laite Dispositif médical Sterilisoitu säteilyttämällä Väliköima Käyttöohjeet Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut Väläköima Käyttöohjeet Älä käyttää uudelleen Välimen käyttöäpäivä Valmistaja Latexiton Lämpötilaraja Lämpötilaraja Luettelonumero Numéro de catalogue Attention, mises en garde Huomio!	Assembled in Poland, EU Référéce La description Gamme de taille Appareil Läkinnällinen laite Dispositif médical Sterilisé par irradiation Fabricant Sans latex Limite de température Limite de température Numéro de catalogue Numéro de catalogue Attention, mises en garde Attention, mises en garde	
Scan for video Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only.	مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU الجزء فقط	Сканируйте QR код, за да видите видео за употреба. Видео само показва IFU дел само.	Naskenujte QR kód pro zobrazení instruktážního videa. Video zobrazuje IFU pouze částí.	Scan QR-koden for at se instruktionsvideoe. Das Video zeigt die Gebrauchsanweisung nur teilweise.	Σκάνειτε τον κωδικό QR για να δείτε βίντεο με οδηγίες. Το βίντεο δείχνει μόνο εν μέρει το IFU.	Σκάνειτε τον κωδικό QR για να δείτε βίντεο με οδηγίες. Το βίντεο δείχνει μόνο εν μέρει το IFU.	Escanee el código QR para ver el video de instrucciones. El video solo muestra IFU parcialmente.	Öpüetüvöo vastamiseks skanneerige QR-koodi. Video näitab kasutusjuhendit ainult osaliselt.	سیستم مع دستگاه ویدیو را اسکن کنید و ویدیو را مشاهده کنید. ویدیو فقط IFT را نشان می دهد.	Skannas QR-koodi nähiküsimise ohjelduse. Video näitab IFU vain osalt.	Scannez le code QR pour voir la vidéo d'instruction. La vidéo ne montre que partiellement l'IFU.
STERILE R	Single sterile barrier system with protective packaging outside	Единична стерилна бариерна система Единична стерилна бариерна система със защитно опаковка отвън	Jedini sterilni bariérový systém Jedini sterilni bariérový systém s ochranným obalem vně	Enkelt steril barrieresystem Enkelt steril barrieresystem med beskyttende emballage udenfor	Einzelnes Sterilbarrieresystem Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen	Μονό σποστερμιακό σύστημα απροσθώς Μονό σποστερμιακό σύστημα απροσθώς με προστατευτική συσκευασία εξωτερικά	Sistema de barrera estéril simple Sistema de barrera estéril simple con embañaje protector en el exterior	Ühekordne steriiline tõkkesüsteem Ühekordne steriiline tõkkesüsteem koos välise kaitsega	سیستم مانع استریل متفرد سیستم مانع استریل متفرد با بسته بندی محافظ در خارج	Yksi steriili estejärjestelmä Yksi steriili estejärjestelmä suojaavaulakulla ulkopuolella	Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur
UDI	Unique device identifier	Уникател идентификатор на устройството Съхранявайте на сухо	Jedinečný identifikátor zařízení Udržujte v suchu	Enkelt enhedsidentifikator Opbevares tørt	Eindeutige Geräteerkennung Opbevares tørt	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής Κρατήστε το στεγνό	Identificador de dispositivo único Mantener seco	Seadme kordumatu identifikaator Hoida kuivana	شماره دستگاه منحصر خشک نگه دارید	Anurattatuinen laitetunniste Pidä kuivana	Identifiant unique de l'appareil Conserver au sec
HE	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene	Hand hygiene
HR	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU	Sastavljen u Poljskoj, EU
HU	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült	Langvetőszárazban, EU-ban készült
IT	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE	Assemblato in Polonia, UE
JA	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました	ポーランド、EUで組み立てられました
KO	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립	유럽 및 폴란드에서 조립
LT	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES	Surinkta Lenkijoje, ES
LV	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES	Sakomplektējis Polijā, ES
MT	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE	Immutat fil-Polnija, l-UE
NL	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE	Gesamleeld in Polen, l-UE
NO	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU	Montert i Polen, EU
PL	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE	Montaż w Polsce, UE

PT	RO	SK	SL	SR	SV	TR
Montado na Polónia, UE Referință Descrição Faixa de tamanho Dispositivo Dispositivo médico Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada Data de fabricação Esterilizado usando irradiação Número do lote Consulte as instruções de uso Não reutilize Data de validade Fabricante Livro de látex Limite de temperatura Número de catálogo Cuidado Digitalize o código QR para ver o vídeo de instruções. O vídeo mostra apenas IFU parcialmente. Sistema de barreira estéril único Sistema de barreira estéril única com embalagem protetora externa País de fabricação Identificador exclusivo do dispositivo Manten seco	Asamblat în Polonia, UE Referință Descriere Gama de dimensiuni Dispozitiv Dispozitiv medical Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat Data de fabricație Sterilizat prin iradiere Numărul lotului Consultați instrucțiunile de utilizare Nu reutilizați Termen de valabilitate Producător Nu conține latex Limita de temperatură Număr de catalog Atenție Scanați codul QR pentru a vedea videoclipul instrucțiunilor video. Videoclipul arată doar parțial IFU. Sistem de bariere sterilă unică Sistem de bariere sterilă unică cu ambalaj de protecție externă Țara de fabricație Identificator unic de dispozitiv Păstrați uscat	Zmontované v Polsku, EU Odkaz Rozsah veľkosti Zariadenie Zdravotnícka pomôcka Nepoužívajte, ak je obal poškodený Dátum výroby Sterilizované použitím žiarenia Číslo šarže Pozrite návod na použitie Nepoužívajte opakovan Použitelné do Výrobca Bez latexu Hranice teploty Katalógové číslo Varovanie Naskenujte QR kód pre zobrazenie inštruktážneho videa. Video zobrazuje IFU iba čiastočne. Jednoduchý sterilný bariérový systém Jednoduchý sterilný bariérový systém s vonkajším ochranným obalom Krajina výroby Jedinečný identifikátor zariadenia Udržujte v suchu	Sestavljen na Poljskem, v EU Referenca Opis Oncer velikosti Naprava Medicinsko pripomoček Ne uporabite, če je ovojsteno poškodovano Datum izdelave Sterilizirano z obsevanjem Številka lota Glejte navodila za uporabo Ne uporabite znova Rok uporabnosti Proizvajalec Brez lateksa Omejevit temperature Kataloška številka Pozor Skenirajte kodo QR za ogled videa z navodili. Video prikazuje le delno IFU. Enotni sterilni pregradni sistem Enotni sterilni pregradni sistem z zaščitno embalažo zunan Država proizvajalca Enolični identifikator naprave Hranite na suhem	Samiel i Polen, EU Referenca Opis Oncer velikosti Ypehaj Medicinski sredstvo Medicinteknikski produkt Ne upotrebljavati ako je pakovanje ošteteno Datum proizvodnje Sterilisano radijacijom Lot broj Konsultovati uputstvo za upotrebu Za jednokratnu upotrebu Gör ingen återanvändning Använd inte om paketet är skadat Tillverkningsdatum Steriliserad med bestrålning Varunummer Se bruksanvisningen Gör ingen återanvändning Tek kullannmätkur, yeniden kullannmayın Üretim tarihi İgnialma ilgili ile sterilize edilmiştir Parti numarası Kullanım talimatlarını inceleyin Tek kullannmätkur, yeniden kullannmayın Son kullanna tarihi Üretici Lateks içermez Sıcaklık limiti Dikkat Försiktighet Skanne QR-koden för att se instruktionsvideon. Videon visar endast IFU delvis. Enkelt sterilt barrieresystem Enkelt steril barrieresystem med skyddande förpackning utanför Zemlja proizvodnje Unik enhetsidentifikator Unik enhetsidentifikator Håll torrt Kuru tut	Asamblan în Polonia, UE Referență Descriere Gama de dimensiuni Dispozitiv Dispozitiv medical Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat Data de fabricație Sterilizat prin iradiere Numărul lotului Consultați instrucțiunile de utilizare Nu reutilizați Termen de valabilitate Producător Nu conține latex Limita de temperatură Număr de catalog Atenție Scanați codul QR pentru a vedea videoclipul instrucțiunilor video. Videoclipul arată doar parțial IFU. Sistem de bariere sterilă unică Sistem de bariere sterilă unică cu ambalaj de protecție externă Țara de fabricație Identificator unic de dispozitiv Păstrați uscat	Asamblan în Polonia, UE Referență Descriere Gama de dimensiuni Dispozitiv Dispozitiv medical Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat Data de fabricație Sterilizat prin iradiere Numărul lotului Consultați instrucțiunile de utilizare Nu reutilizați Termen de valabilitate Producător Nu conține latex Limita de temperatură Număr de catalog Atenție Scanați codul QR pentru a vedea videoclipul instrucțiunilor video. Videoclipul arată doar parțial IFU. Sistem de bariere sterilă unică Sistem de bariere sterilă unică cu ambalaj de protecție externă Țara de fabricație Identificator unic de dispozitiv Păstrați uscat



The UK Responsible Person is Qarad UK Ltd.; 8 Northumberland Ave; Westminster London, WCN2N 5BY United Kingdom

Qarad Suisse S.A., World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland