



Vliwasorb® Pro

Superabsorbierender Wundverband
Pansement super-absorbant
Superabsorbent Wound Dressing
Apósito de alta absorción

Compressa superabsorvente para feridas
Medicazione superassorbente
Superabsorberend wondverband
Højabsorberende sårforbinding
Högabsorberande sårförband
Høyabsorberende sårbandasje

Huipputehokas imupaineside
Vysoce absorpční obvaz na rány
Vysoko savný obváz na rány
Nagy nedvizítő képességű sebkötőszerv
Wysoce chłonny opatrunek
Visokonpojna obloga

Superapsorbirajući ponovi za rane
Επίθεμα γάζας υψηλής απορροφητικότητας
Süper emici yara örtüsü

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:
Vliwasorb® Pro ist ein flexibler und weicher superabsorbierender Wundverband, der zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden, die sehr stark bis mittel exsudierend sind, eingesetzt wird. Der superabsorbierende Kern mit sehr hoher Absorptionskapazität, bildet nach Aufnahme von Exsudat ein Gel, hält überschüssiges Exsudat im Wundverband und schützt somit die Wunde und Wundumgebung vor Mazeration. Vliwasorb® Pro unterstützt die physiologische Wundheilung. Ein Verteilvlies trägt zur gleichmäßigen Verteilung und schnellen Weiterleitung des Exsudates in den superabsorbierenden Kern bei. Durch die sehr hohe Aufnahmekapazität verringert Vliwasorb® Pro die Anzahl der wegen Durchfeuchtung notwendigen Verbandwechsel und führt somit zu längeren Wundruhephasen. Die ergonomische Form mit dem breiten Rand unterstützt die einfache Applikation besonders an schwierig zu versorgenden Körperstellen und bietet einen hohen Tragekomfort auch unter Kompression. Die elastische und sanfte Wundkontaktschicht aus Polyethylen verringert das Risiko des Verklebens mit der Wunde. Auf der wundfernen Seite verfügt Vliwasorb® Pro über ein blaues Vlies, das Wäsche und Bettwäsche des Patienten schützt. Geruchsbildung wird während der Behandlung verringert. Vliwasorb® Pro ist einzeln steril verpackt und mit Ethylenoxid sterilisiert. Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Produktzusammensetzung:
Polyethylen, Polypropylen, Cellulose, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyacrylat

Indikationen:
Vliwasorb® Pro ist zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden geeignet, sofern diese sehr stark bis mittel exsudierend sind, wie:
• Druckgeschwüre, arterielle Geschwüre, venöse Unterschenkelgeschwüre, diabetische Geschwüre
• post-operativ sekundär heilende Wunden
• post-traumatische Wunden
• Spalthautentnahmestellen

fr Mode d'emploi

Description du produit :
Vliwasorb® Pro est un pansement super-absorbant conforme et souple, destiné au soin des plaies aiguës et chroniques très fortement à moyennement exsudatives. Sa couche super-absorbante, présentant une capacité d'absorption très élevée, forme un gel après absorption de l'exsudat, maintient l'excédent d'exsudat dans le pansement et protège la plaie et les berges de la plaie de la macération. Vliwasorb® Pro favorise la cicatrisation physiologique. Un voile de répartition assure la répartition homogène et rapide de l'exsudat dans la couche superabsorbante. Grâce à une capacité d'absorption très élevée, Vliwasorb® Pro réduit le nombre de changements de pansement liés à la macération et permet ainsi des phases de repos de la plaie plus longues. Sa forme ergonomique aux bords larges favorise une application aisée aux endroits particulièrement difficiles à soigner et offre une tenue très confortable même sous compression. La couche au contact de la plaie élastique, lisse, en polyéthylène, limite le risque d'adhérence à la plaie. Vliwasorb® Pro dispose d'un non-tissé bleu sur le côté qui n'est pas en contact avec la plaie pour protéger le linge et les draps. La formation d'odeur est réduite pendant le traitement. Vliwasorb® Pro est conditionné dans un emballage stérile individuel (stérilisé à l'oxyde d'éthylène). Le produit est destiné à un usage unique et ne doit pas être résterilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé.

Composition du produit :
Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polyéthylène

• onkologische Wunden
• exulzerierende Tumore
• infektgefährdete Wunden
• oberflächliche Verbrennungen 2. Grades
sowie als Sekundärverband z. B. auf Laparotomiewunden und auf Fisteln. Der Verband kann u.a. als Sekundärverband in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller (z. B. Suprasorb® Liquecel Hydroaktiver Faserverband, Suprasorb® A Calciumalginat-Verband) zur Versorgung von tiefen Wunden eingesetzt werden.

Kontraindikationen:
Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt oder seinen Bestandteilen. Keine Verwendung in tunnelbildenden Wundtaschen, da sich das Produkt unter Aufnahme von Wundexsudat stark ausdehnen kann. Keine Verwendung auf trockenen Wunden.

Nebenwirkungen:
In sehr seltenen Fällen können Hautunverträglichkeiten oder Allergien auftreten.

Anwendung:
1. Vorbereiten der Wunde:
Die Wunde vor Anlegen des neuen Verbandes wie üblich reinigen (z. B. mit steriler Kochsalzlösung, Ringerlösung) und die Wundränder trocken tupfen.
2. Anlegen des Wundverbandes:
Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Wundfläche, der Verband sollte die Wunde um ca. 3 cm überlappen. Vliwasorb® Pro ist mit der weißen Seite auf die Wunde zu applizieren. Bei tiefen Wunden kann je nach Wundzustand ein entsprechender Wundfüller verwendet werden. Der Wundverband ist mit einem geeigneten Material zu fixieren (Fixierpflaster, z. B. Curafix® H, elastische Fixierbinde, z. B. Mollelast® oder im Rahmen der Behandlung von Grunderkrankungen mit Kompressionsbinden, z. B. Rosidal®).
3. Erneuern des Verbandes:
Die Zeitabstände, nach denen Vliwasorb® Pro erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand und Exsudationsgrad der Wunde fest.

Vorsichtsmaßnahmen:
Vliwasorb® Pro darf nicht geschnitten oder zerrissen werden.

Effets indésirables :
Dans de très rares cas, des réactions cutanées ou allergies peuvent survenir.
Utilisation :
1. Préparation de la plaie :
Avant de poser le nouveau pansement, nettoyer la plaie comme d'habitude (par ex. avec une solution saline stérile, une solution de Ringer) et tamponner les berges de la plaie.
2. Pose du pansement :
La taille du pansement dépend de la surface de la plaie ; le pansement doit déborder de la plaie de 3 cm env. Il convient d'appliquer le côté blanc de Vliwasorb® Pro sur la plaie. Pour les plaies profondes, il est possible d'utiliser

Mesures de précaution :
Vliwasorb® Pro ne peut être coupé ou déchiré.

en Instructions for Use

Product description:
Vliwasorb® Pro is a flexible and soft superabsorbent wound dressing used for acute and chronic wounds with very high to moderate amounts of exudate. Once the exudate is absorbed, the superabsorbent core, which has a very high absorption capacity, forms a gel and retains the excess exudate in the wound dressing, thereby protecting the wound and the wound environment from maceration. Vliwasorb® Pro supports physiological wound healing. An inner nonwoven layer helps distribute the exudate evenly and transfer it rapidly to the superabsorbent core. Due to its very high absorption capacity, Vliwasorb® Pro reduces the need for frequent dressing changes as a result of soaking through, thereby allowing the wound to remain undisturbed for longer. Its ergonomic shape and wide edge make it easy to apply, especially on parts of the body that are difficult to treat, and they provide high wearing comfort even under compression. The soft, elastic polyethylene wound contact layer reduces the risk of adhesion to the wound. The outer layer of the dressing is covered with a blue nonwoven material that protects the patient's garments and bed linen. Odour formation is reduced while the wound is being treated. Vliwasorb® Pro is individually sealed and sterile (sterilised by ethylene oxide). The product is intended for single use and must not be resterilised. The product is sterile as long as the packaging is unopened and undamaged.

Contraindications:
Known hypersensitivity to the product or its components. Not for use in tunnel-forming wound pockets, as the product may expand considerably with the absorption of wound exudate. Not for use on dry wounds.

Side effects:
In very rare cases skin irritation or allergies may develop.

Use:
1. Preparing the wound:
Cleanse the wound as usual prior to applying the new dressing (e.g. with sterile saline solution, Ringer's solution) and pat the wound edges dry.
2. Applying the wound dressing:
The size of the dressing should be based on the wound area; the dressing should overlap the wound by approx. 3 cm. Apply the white side of Vliwasorb® Pro to the wound. In case of deep wounds, an appropriate wound filler may be used, depending on wound status. The dressing must be fixed with a suitable material (retention dressing, e.g. Curafix® H, elastic conforming bandage, e.g. Mollelast® or in treatment of underlying diseases with compression bandages, e.g. Rosidal®).
3. Changing the wound dressing:
The treating physician will determine the dressing change intervals for Vliwasorb® Pro, depending on the wound status and degree of exudate from the wound.

Product composition:
Polyethylene, polypropylene, cellulose, polyethylene terephthalate, ethylene vinyl acetate copolymer, polyacrylate

Indications:
Vliwasorb® Pro is suitable for the care of acute and chronic wounds with very high to moderate amounts of exudate, such as:
• pressure ulcers, arterial ulcers, venous lower leg ulcers, diabetic ulcers
• postoperative wounds healing by secondary intention
• post-traumatic wounds

Precautionary measure:
Do not cut or tear Vliwasorb® Pro.

es Instrucciones de uso

Descripción del producto:
Vliwasorb® Pro es un apósito de alta absorción, flexible y blando empleado para el tratamiento de heridas crónicas y agudas con una exudación de moderada a muy fuerte. El núcleo superabsorbente con una capacidad de absorción muy elevada genera un gel tras absorber el exudado, mantiene el excedente de exudado en el apósito y, de esta manera, protege la herida y el entorno de la herida contra la maceración. Vliwasorb® Pro favorece la cicatrización fisiológica de la herida. Una capa distribuidora realizada con material no tejido contribuye a la distribución uniforme y a la desviación rápida del exudado hacia el núcleo superabsorbente. Gracias a su excelente capacidad de absorción, Vliwasorb® Pro disminuye el número necesario de cambios de apósito por la acumulación de humedad, por lo que prolonga las fases de reposo de la herida. Su forma ergonómica con borde ancho permite una aplicación sencilla, especialmente en los puntos de difícil acceso para el tratamiento, y ofrece una alta comodidad de uso incluso bajo compresión. La capa elástica y suave que está en contacto con la herida está realizada con polietileno, que disminuye el riesgo de adherencia a la herida. En el lado opuesto al de la herida, Vliwasorb® Pro cuenta con un material no tejido de color azul que protege la ropa y las sábanas del paciente. Se reduce la formación de olores durante el tratamiento. Vliwasorb® Pro se suministra en envases estériles individuales y está esterilizado con óxido de etileno. El producto está previsto exclusivamente para un solo uso y no debe reesterilizarse. El producto es estéril, siempre que el envase no se abra y esté intacto.

Composición del producto:
Polietileno, polipropileno, celulosa, tereftalato de polietileno, copolímero de etileno y acetato de vinilo y poliacrilato

Indicaciones:
Vliwasorb® Pro es apto para el tratamiento de heridas crónicas y agudas siempre que su exudación sea de moderada a muy fuerte, como sucede en los siguientes casos:
• úlceras por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas en la pierna, úlceras diabéticas
• heridas quirúrgicas de cicatrización secundaria
• heridas post-traumáticas
• zonas de separación dermoepidérmica
• heridas oncológicas
• tumores ulcerados
• heridas con riesgo de infección
• quemaduras superficiales de 2.º grado
Este producto también puede utilizarse como vendaje secundario, p. ej., para el tratamiento de heridas de laparotomía y fistulas. Entre otras aplicaciones, este apósito puede emplearse como vendaje secundario en combinación con un relleno para heridas adecuado (p. ej., Suprasorb® Liquecel Apósito de fibra hidroactivo, Suprasorb® A Apósito de alginato de calcio) para el tratamiento de heridas profundas.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida al producto o a alguno de sus componentes. No utilice este producto en las heridas que formen túneles, ya que el apósito puede dilatarse.
Modo de empleo:
1. Preparación de la herida:
Limpie la herida de la manera habitual antes de colocar el nuevo apósito (p. ej., con una solución salina estéril, solución de Ringer) y seque cuidadosamente los bordes de la herida.
2. Aplicación del apósito:
El tamaño del apósito depende de la superficie de la herida, por lo que debe seleccionarse un apósito que supere el tamaño de la herida en unos 3 cm. Vliwasorb® Pro debe aplicarse con el lado blanco sobre la herida. Para las heridas profundas, puede utilizarse el correspondiente relleno según el estado de la herida. El apósito debe fijarse con un material adecuado (esparadrapo, p. ej., Curafix® H, vendas de fijación elásticas, p. ej., Mollelast® o vendas de compresión si es necesario para el tratamiento de enfermedades subyacentes, p. ej., Rosidal®).
3. Renovación del apósito:
El médico responsable del tratamiento debe decidir cada cuánto debe cambiarse Vliwasorb® Pro según el estado de la herida y el grado de exudación.

Medidas de precaución:
Vliwasorb® Pro no debe cortarse ni desgarrarse.

pt Instruções de utilização

Descrição do produto:
O Vliwasorb® Pro é uma compressa superabsorvente flexível e macia, usada em lesões agudas ou crônicas com volumes moderados a grandes de exsudação. Uma vez absorvido o exsudato, o núcleo superabsorvente, que possui elevada capacidade de absorção, forma um gel e retém o excesso de exsudato no interior da compressa, protegendo a ferida e seu ambiente contra maceração. O Vliwasorb® Pro promove uma cicatrização fisiológica. A face interna do material não tecido ajuda a distribuir o exsudato de maneira uniforme, transferindo-o rapidamente para o núcleo superabsorvente. Devido à sua elevada capacidade de absorção, o Vliwasorb® Pro reduz a necessidade de trocas frequentes de compressa devido ao excesso de líquido, ajudando a manter a ferida mais tempo sem ser perturbada. Seu formato ergonômico e bordas largas facilitam a aplicação, especialmente em partes do corpo difíceis de tratar, sendo também muito confortável de usar, mesmo quando aplicado sob compressão. A camada que fica em contato com a ferida é de polietileno macio e elástico, reduzindo o risco de aderência. O lado oposto à ferida é coberto de material azul não tecido, que protege as roupas do paciente e a roupa de cama. A formação de odores é reduzida durante o tratamento. O Vliwasorb® Pro vem selado em embalagens individuais e é esterilizado por óxido de etileno. O produto é de uso único e nunca deve ser reesterilizado. Enquanto a embalagem não for aberta ou danificada, o produto permanecerá estéril.

Contraindicações:
Hipersensibilidade conhecida ao produto ou a algum de seus componentes. Não utilizar em feridas profundas e estreitas, pois o produto pode se expandir significativamente com a absorção do exsudato da ferida. Não utilizar em feridas secas.

Efeitos colaterais:
Em alguns raros casos, podem ocorrer alergias e irritação da pele.

Modo de usar:
1. Preparação da ferida:
Antes de colocar uma compressa nova, limpe a ferida seguindo o procedimento usual (p.ex. lavando com solução salina estéril ou solução de Ringer). Seque as bordas tocando-as com o material absorvente.
2. Aplicação da compressa:
O tamanho da compressa depende da área da ferida e deve ser maior que a ferida em cerca de 3 cm. Aplique o Vliwasorb® Pro com o lado branco voltado para a ferida. Se a ferida for profunda, pode-se usar um enchimento dependendo das características clínicas da ferida. A compressa precisa ser fixada com material apropriado (compressa de retenção como Curafix® H, atadura elástica moldada como Mollelast® ou tratamento de doenças subjacentes com bandagens compressivas como Rosidal®).
3. Troca da compressa:
O médico responsável determinará o intervalo de troca da compressa Vliwasorb® Pro dependendo das características clínicas e da quantidade de exsudato da ferida.

Composição do produto:
Polietileno, polipropileno, celulose, tereftalato de polietileno, copolímero de etileno e acetato de vinila, poliacrilato

Indicações:
O Vliwasorb® Pro é apropriado para tratar feridas agudas ou crônicas com volumes de moderados a muito grandes de exsudação, tais como:
• úlceras de decúbito, úlceras arteriais, úlceras venosas do membro inferior, úlceras diabéticas
• cicatrização de ferida por segunda intenção no pós-operatório
• lesões pós-traumáticas
• lesões de doadores de enxerto de pele de espessura parcial
• lesões oncológicas
• tumores ulcerados

significativamente al absorber el exudado de la herida. No utilice este producto en heridas secas.

Efectos adversos:
En muy raros casos pueden presentarse intolerancias cutáneas o alergias.

it Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto:
Vliwasorb® Pro è una medicazione superassorbente flessibile e morbida, che si utilizza per il trattamento delle ferite acute e croniche con essudato da abbondante a medio. La parte centrale superassorbente con elevata capacità di assorbimento, forma un gel in seguito all'assorbimento dell'essudato, mantiene l'essudato in eccesso nella medicazione proteggendo così la ferita e l'area perilesionale dalla macerazione. Vliwasorb® Pro favorisce la fisiologica guarigione della ferita. Il TNT favorisce la distribuzione uniforme dell'essudato e il suo passaggio nella parte centrale superassorbente. Grazie alla capacità di assorbimento molto elevata, Vliwasorb® Pro riduce i cambi della medicazione dovuti a imbibizione e determinando così riposi della ferita più lunghi. La forma ergonomica con l'ampio bordo favorisce un'applicazione semplice, in modo particolare su parti del corpo particolarmente difficili da medicare e offre un comfort elevato anche sotto bendaggi compressivi. Lo strato di contatto con la ferita in polietilene è morbido ed elastico e riduce il rischio di adesione con la ferita. Il lato di Vliwasorb® Pro non a contatto con la ferita dispone di TNT blu che protegge la biancheria del paziente e le lenzuola. Durante il trattamento, si riduce la formazione di cattivi odori. Vliwasorb® Pro è sterile, confezionata singolarmente e sterilizzata con ossido di etilene. Il prodotto è esclusivamente monouso e non deve essere risterilizzato. Il prodotto è sterile, fintanto che la confezione risulta integra e non danneggiata.

Contraindicazioni:
Ipersensibilità nota al prodotto o ai suoi componenti. Non utilizzare nell'area sottominata tunnelizzata, poiché il prodotto può estendersi notevolmente in seguito all'assorbimento dell'essudato della ferita. Non utilizzare su ferite asciutte.

Effetti collaterali:
In casi molto rari possono manifestarsi incompatibilità cutanee o allergie.

Utilizzo:
1. Preparazione della ferita:
Detergere la ferita come d'abitudine prima di applicare la nuova medicazione (per es. con soluzione salina sterile o soluzione di Ringer) e tamponare per asciugare i bordi della ferita.
2. Applicazione della medicazione:
La dimensione della medicazione dipende dalla superficie della ferita: essa dovrebbe sovrapporsi alla ferita almeno per circa 3 cm. Applicare Vliwasorb® Pro in modo che il lato bianco sia sulla ferita. In caso di ferite profonde, è possibile usare un filler idoneo a seconda della condizione della ferita. Fissare la medicazione con materiale idoneo (cerotto di fissaggio, per es. Curafix® H, benda elastica di fissaggio, per es. Mollelast® oppure in caso di trattamento di patologie di base con bende compressive, per es. Rosidal®).
3. Sostituzione della medicazione:
Spetta al curante stabilire gli intervalli in cui sostituire Vliwasorb® Pro, in base alla condizione e al grado di essudazione della ferita.

Composizione del prodotto:
Polietilene, polipropilene, cellulosa, polietilentereftalato, copolimero vinilacetato, poliacrilato

Indicazioni:
Si utilizza Vliwasorb® Pro per medicare ferite acute e croniche con essudato da molto abbondante a medio, come:
• ulcere da pressione, ulcere arteriose, ulcere venose del polpaccio, ulcere diabetiche
• ferite post-operatorie, guaribili per seconda intenzione
• ferite post-traumatiche
• siti di prelievo cutaneo
• ferite oncologiche
• tumori ulcerativi

nl Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving:
Vliwasorb® Pro is een flexibel en zacht superabsorberend wondverband dat gebruikt wordt voor het behandelen van acute en chronische, matig tot sterk exsuderende wonden. De superabsorberende kern met een zeer hoge opnamecapaciteit vormt een gel na opname van exsudaat, houdt overvloedig exsudaat vast in het wondverband en beschermt hierdoor de wond en de omgeving van de wond tegen maceratie. Vliwasorb® Pro ondersteunt de fysiologische wondgenezing. Een non woven verdeellaag draagt bij aan een gelijkmatige verdeling van het exsudaat en voert het snel af naar de superabsorberende kern.

Door de bijzonder hoge opnamecapaciteit van Vliwasorb® Pro hoeft het verband minder vaak wegens verzadiging te worden verwisseld, waardoor de wond minder wordt belast. De ergonomische vorm met de brede rand ondersteunt een eenvoudige applicatie, vooral bij moeilijk te behandelen plekken op het lichaam, en biedt ook bij compressie een uitstekend draagcomfort. De elastische en zachte wondcontactlaag van polyethyleen beperkt het gevaar van vastkleven aan de wond. Op de kant die niet met de wond in contact komt, heeft Vliwasorb® Pro een blauwe non woven laag die de kleding en het beddengoed van de patiënt beschermt. Het ontstaan van geuren wordt tijdens de behandeling gereduceerd. Vliwasorb® Pro is afzonderlijk steriel verpakt en gesteriliseerd met ethyleenoxide. Het product is uitsluitend voor eenmalig gebruik bedoeld en mag niet opnieuw worden gesteriliseerd. Het product is steriel zolang de verpakking ongeopend en onbeschadigd is.

Precauções:
Nunca corte ou rasgue o Vliwasorb® Pro.

Bijwerkingen:
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidirritaties of allergieën optreden.

Toepassing:
1. Wondvoorbereiding:
Reinig de wond zoals gebruikelijk voordat het nieuwe verband wordt aangelegd (bv. met een steriele zoutoplossing, ringeroplossing) en dep de wondranden droog.
2. Aanleggen van het wondverband:
De grootte van het verband hangt af van de grootte van het wondoppervlak. Het verband moet de wond ongeveer 3 cm overlappen. Vliwasorb® Pro moet met de witte kant op de wond worden aangebracht. Bij diepe wonden kan

da Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:
Vliwasorb® Pro er en fleksibel og blød højabsorberende sårforbinding til behandling af akutte og kroniske sår, som er stærkt til moderat eksuderende. Den superabsorberende kerne med den meget store absorptionsevne, danner efter absorberingen af eksudatet en gel, holder overskydende eksudat inde i sårforbindingen og beskytter således såret og såromgivelser mod maceration. Vliwasorb® Pro understøtter den fysiologiske sårheling. Et stykke fordieer-fleece sørger for jævn fordeling af det eksudat, som hurtigt ledes videre til den superabsorberende kerne. Den ekstrem store absorptionskapacitet, som kendetegner Vliwasorb® Pro reducerer antallet af skift af forbindinger pga. gennemfugtning, og såret får ro i længere perioder. Den ergonomiske form med den brede kant gør det nemmere at pålægge forbindingen, især på de steder af kroppen, som er vanskelige at behandle. Høj bærekraft og også ved kompression. Det elastiske og bløde sårkontaktlag af polyethylen minimerer risikoen for fastklæbning til såret. På den side der vender væk fra såret, er Vliwasorb® Pro udstyret med stykke blå fleece, som beskytter patientens tøj og sengetøj. Lugtudvikling reduceres under behandlingen. Vliwasorb® Pro er pakket enkeltvis og steril, og steriliseret med ethylenoxid. Produktet er kun beregnet til engangsbrug og må ikke resteriliseres. Produktet er sterilt, så længe emballagen er uåbnet og ubeskadiget.

Contraindikationer:
Kendt overfølsomhed over for produktet eller dets indholdsstoffer. Ingen anvendelse i sårkaviteter, som danner tunneller, da produktet kan udvide sig kraftigt ved optagelse af sårekssudat. Ingen anvendelse på tørre sår.

Bivirkninger:
I sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer eller allergier.

Anvendelse:
1. Klargøring af såret:
Rengør såret som sædvanlig, inden der lægges en ny forbinding (f.eks. med sterilt saltvandsopløsning, Ringers væske) og dup sårkanterne tørre.
2. Anlæggelse af sårforbindingen:
Forbindingens størrelse retter sig efter såroverfladen; forbindingen skal overlape såret med ca. 3 cm. Vliwasorb® Pro skal pålægges med den hvide side mod såret. Ved dybe sår kan der, afhængig af sårets tilstand, anvendes en passende sårdufylder. Sårforbindingen skal fikseres med et egnet materiale (fikseringsplaster, f.eks. Curafix® H, elastisk fikseringsbind, f.eks. Mollelast® eller i forbindelse med en behandling af den underliggende sygdom med kompressionsbind, f.eks. Rosidal® f.eks.).
3. Skift af forbinding:
Intervallerne for skift af Vliwasorb® Pro afgøres af den behandelende læge på basis af sårets tilstand og eksudationsgrad.

Produktsammensætning:
Polyethylen, polypropylen, cellulose, polyethylenterephthalat, ethylen-vinylacetat-copolymer, polyacrylat

Indikationer:
Vliwasorb® Pro er egnet til behandling af akutte og kroniske sår, såfremt de er meget stærkt til moderat eksuderende, som
• tryksår, arterielle abscesser, venøse ulcera på underben, diabetiske abscesser
• post-operative sekundært helende sår
• post-traumatiske sår
• donorsted for delhudtransplantat
• onkologiske sår

Vær opmærksom på:
Vliwasorb® Pro må ikke klippes eller rives.

sv Bruksanvisning

Produktbeskrivning:
Vliwasorb® Pro är ett flexibelt och mjukt högabsorberande sårförband, som används för vård av akuta och kroniska sår som är starkt till måttligt exsuderande. Den superabsorberande kärnan med mycket hög absorptionskapacitet bildar en gel när den tagit upp exsudat, håller vätskeöverskottet i sårförbandet och skyddar på så sätt såret och dess omgivning från maceration. Vliwasorb® Pro stöder en fysiologisk sårkläckning. En fördelningsduk bidrar till att exsudatet vidareleds jämnt och snabbt till den superabsorberande kärnan. Genom sin mycket höga upptagningskapacitet minskar Vliwasorb® Pro antalet nödvändiga förbandsbyten för såret och leder därför till att såret får längre vilofaser. Den ergonomiska formen med den breda kanten stöder en enkel applicering speciellt på ställen på kroppen som är svåra att täcka, och ger en hög bärförbehåll även under kompression. Det elastiska

Produktsammansättning:
Polyeten, polypropen, cellulosa, polyeterterefatalt, etylen-vinylacetat-kopolymer, polyakrylat

Indikationer:
Vliwasorb® Pro används för vård av akuta och kroniska sår som är mycket starkt till måttligt vätskande, som:

