

Mažai lipantis tulle gras tvarstis

Aprašas

Tvarsčiai „CUTICERIN“ yra gaminami iš lygaus acetato audinio su plonu tinkliu ir vandeniu atsparia tepalo danga.

Veikimo būdas

Tvarsčiai „CUTICERIN“ veikia kaip su žaizda besiliečiantis sluoksnis tarp žaizdos ir antrinio tvarstio. Reto audimo struktūra leidžia eksudatui praėti i sugeriamąjį klinikinį tvarstį, pvz., „MELOLIN“.

Tvarsčiai yra padengti mažai lipantiu tepalu, kad kuo mažiau skaudėtų keičiant ir nuimant tvarstį.

Indikacijos
Toksikoms paviršinėms eksuduojantioms žaizdoms tvarkyti:

- Nudegimai
- Spinduliuotės sužalojimai
- Nubrozdinimai
- Dalies odos storio transplantatų donorinės vietos.

Kontraindikacijos

Nepašalindami pacientams, kurie yra alergiški bel kuriam iš komponentų:

- Petrolumas
- Parafinas
- Vilnos vaško alkoholis.

Atsargumo priemonės
Nedelsdami kreiptis į gydytoją dėl visų sunkių žaizdų ir nudegimų arba jeigu atsiranda paraudimas ar diskomfortas. Jeigu abejojate kreiptis į gydytoją patarimo dėl žaizdos sunkumo.

Jeigu atsiranda jaukturmo arba sudirginimo požymių, nustokite naudoti ir kreiptis į gydytoją. Jeigu atsiranda tvarsčių įvairių pakenkimo er skaidė / Is eäy kättää, jos pakkaus on vaurioitunut / Använd inte om förpackningen är skadad / Да не се използва, ако опаковката е нопрежета / Nepoužívejte, pokud je obal poškozený / Nemajte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno / Mitte kasutada, kui pakendi on kahjustatud / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Nelietot, je iepakojums ir bojāts / Jei pakavotė pažeista, nenaudoti / Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone / A nu se utilizeză dacă ambalajul este deteriorat / Nepoužívejte, ak je balenie poškodené / Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana

Green Dot / Point vert / Grüner Punkt / Punto Verde / Ponto Verde / Punto verde / Greene punt / Den grønne punkt / Знач „аєнага точка“ / Zelený bod / Zelena točka / Roheline täpp / Πράσινο Βοῦλα / Zöld pont / Žalais punkt / Žalasis taškas / Zelyony punkt / Punct verde / Zelený bod / Zelena točka

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, England
*Trade Marks of Smith+Nephew. ©Smith+Nephew 2004
Printed in / Imprimé en: Canada
Date of issue 03/2024. Revision 01
www.smith-nephew.com
This product may be covered by one or more US Patents
www.smith-nephew.com/patents

Smith & Nephew Operations B.V., Bloemilaan 2, 2132 NP Hoofddorp, Netherlands



SmithNephew CUTICERIN®

Low adherent tulle gras dressing

Description
CUTICERIN® Dressings are made of a smooth acetate fabric with a fine mesh and water repellent ointment coating.

Mode of action
CUTICERIN Dressings act as a second contact layer between the wound and a secondary dressing. The open weave structure allows exudate to pass into an absorbent secondary dressing e.g. MEOLIN®. Dressings are coated with a low adherent ointment to minimise pain during dressing change and removal.

Indications
Management of superficial exuding wounds such as:

- Burns
- Radiation injuries
- Abrasions
- Split-thickness skin graft donor sites.

Contraindications
Do not use on patients with known allergies to any of the components:

- Petrolatum
- Paraffin
- Wool wax alcohol.

Precautions
Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if redness or discomfort occurs. If in doubt, seek medical advice regarding severity of the wound. Should signs of sensitivity or irritation occur, discontinue use and seek medical advice. CUTICERIN Dressings are a single use only product. Device should not be re-used.

Cross-contamination can occur and the therapy may be ineffective. Opening the dressing pouch compromises the sterile barrier, therefore any unused dressing should not be retained for application at a later date. Avoid contact with eyes as may cause irritation.

Fire Hazard: Do not smoke or go near naked flames; clothing and bedding with this product dried on them can catch fire easily

Product Availability	Size	Availability
66045560	7.5 cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton of 50
66045561	7.5cm x 20cm / 3in. x 8in.	Carton of 50
66045562	7.5cm x 7.5cm / 3in. x 3in.	Carton of 10
66045563	7.5cm x 20cm / 3in. x 8in.	Carton of 10
66045564	10cm x 10cm / 4in. x 4in.	Carton of 10
66045565	20cm x 40cm / 8in. x 16in.	Carton of 25
66045503	7.5cm x 20cm / 3in. x 8in.	Carton of 25 x 3

* Marques de commerce de Smith+Nephew
Date de publication 03/2024. Révision 01
Dieses Produkt unterliegt eventuell einem oder mehreren US-Patenten
www.smith-nephew.com/patents

FIRE HAZARD
Do not smoke or go near naked flames; clothing and bedding with this product dried on them can catch fire easily

SmithNephew CUTICERIN®

Pansement de tulle gras à faible adhérence

Description
Les pansements CUTICERIN sont constitués d'un tissu d'acétate lisse à mailles fines imprégnées d'une pommade hydrofuge.

Mode d'action
Les pansements CUTICERIN agissent comme une interface entre la plaie et un pansement secondaire. La structure tissée ouverte facilite le drainage de l'exsudat dans un pansement secondaire absorbant, p. ex. MEOLIN®. Les pansements sont enduits d'une pommade à faible adhérence pour réduire au maximum la douleur lors du changement et du retrait du pansement.

Indications
Prise en charge des plaies superficielles exsudatives telles que

- Brûlures
- Lésions dues aux rayonnement ionisants
- Abrasions
- Sites donneurs de greffe de peau mince

Contre-indications
Ne pas utiliser chez les patients présentant des allergies connues à un des composants suivants :

- Vaseline
- Paraffine
- Alcool de lanoline

Précautions
Consulter immédiatement un médecin en cas de plaie ou de brûlure importante ou d'apparition d'une rougeur ou d'inconfort. En cas de doute, consulter un médecin quant à la sévérité de la plaie. En cas de signes de sensibilité ou d'irritation, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.

Les pansements CUTICERIN sont des produits exclusivement à usage unique. Le dispositif ne doit pas être réutilisé. Une contamination croisée peut se produire et le traitement pourrait être inefficace. L'ouverture du sachet compromet le pansement comme une barrière stérile, aussi tout pansement non utilisé ne doit pas être gardé pour une application ultérieure.

Éviter tout contact avec les yeux car cela pourrait provoquer une irritation.

Risque d'incendie : Ne pas fumer ni s'approcher de flammes nues ; les vêtements et les draps sur lesquels ce produit a séché peuvent s'enflammer facilement.

Disponibilité du produit	Code	Taille	Disponibilité
66045560	66045560	7,5 cm x 7,5 cm	Carton de 50
66045561	66045561	7,5 cm x 20 cm	Carton de 50
66045562	66045562	7,5 cm x 7,5 cm	Boîte de 10
66045563	66045563	7,5 cm x 20 cm	Boîte de 10
66045564	66045564	10 cm x 10 cm	Boîte de 10
66045502	66045502	20 cm x 40 cm	Carton de 25
66045503	66045503	7,5 cm x 20 cm	Carton de 25 x 3

* Marques de commerce de Smith+Nephew
Date de publication 03/2024. Révision 01
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains
www.smith-nephew.com/patents

RISQUE D'INCENDIE
Ne pas fumer ni s'approcher de flammes nues ; les vêtements et les draps sur lesquels ce produit a séché peuvent s'enflammer facilement

Opatrunkė Tulle Gras o niskiej przylwalności

Opis

Opatrunki CUTICERIN są wykonane z gładkiej tkaniny z octanu, pokrytej cienką siatką i wodoodporną powłoką masłową.

Spósob działania

Opatrunki CUTICERIN działają jak warstwa stykająca się z raną między raną a opatrunkiem wtórnym. Struktura otwartego spłotu umożliwia przedostawanie się wysięku do chłonnego opatrunku wtórnego, np. MEOLIN®. Opatrunki są pokryte masłką o niskiej przylwalności.

Naudodamiesi patrinėmis ir žnyplėmis užkėdite ant žaizdos viena sluoksnį, kad tiesiogiai liestųsi prie žaizdos paviršiaus. 4. Jeigu reikia, užkėkite antrįjį sugeriamąjį tvarstį ir pritvirtinkite jį tvarsčiu fiksavimo pleistru arba tvarsčiu fiksavimo lapu.

Tvarsčiai
Tvarsčiai leidimo daėnis priklauso nuo klinikinio aplinkybių ir gali būti nuo dažniau nei kartą per dieną iki ne daugiau kaip kartą per 3 dienas, tačiau tvarstį privaloma nuimti, jeigu jis pradeda džiūti. Jeigu tvarstis prilimpa, jį išiminkite sterilizuojantiu tirpalu ir atsargiai nuimkite. Jeigu antrinį tvarstį reikia paleisti, tvarstį „CUTICERIN“ galima palikti vietoje, jeigu jis vis dar drėgnas. Nuimdami arba keisdami įsitikinkite, kad visa tvarsčio medžiaga pašalinta iš žaizdos.

Tinkamai patarkite pacientams, kaip išėjus iš ligoninės stebėti tvarstį ir kada kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

Saikingai pagal vietinius klinikinius protokolus arba po naudojimo higieniški išmeksite.

Jeigu manote, kad naudojant šią priemonę įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojiui ir savo kompetetingai institucijai. complaints@smith-nephew.com

Opatrunki CUTICERIN są produktem vyřadně do jednorázového uřicia. Vyrobu ne nalezý ponovně pouřit. Desinfekce a dezinfekce opatrunku nraž tedy. Kdy nalezý stonkavotě se š pracovníkem služby zdravia.

Po uřiciu zutřilováním zгодніe s lokálními protokoly klinickými. Pouze odstranění nečistot zřadně opatrunku a zřadně hygienizaci. Jeřli podčas uřicia výrobu dojde do povážného incidentu, nalezý zřlosť to producentovi i vlašćivému orgánovi. complaints@smith-nephew.com

Unikak kontaktų o cėmami, ponieważ może dojř do podrażnienia.

Zagroženie požarov: Nie wolno palić tytoniu ani zbliŹać się do otwartego ognia; odzieř i pościel z zaschniętym produktem mogą się fatwo zapalić.

Dostępnosć produktu	Kod	Rozmiar
66045560	66045560	7,5 cm x 7,5 cm
66045561	66045561	7,5 cm x 20 cm
66045562	66045562	7,5 cm x 7,5 cm
66045563	66045563	7,5 cm x 20 cm
66045564	66045564	10 cm x 10 cm
66045502	66045502	20 cm x 40 cm
66045503	66045503	7,5 cm x 20 cm

*Znaki towarowe firmy Smith+Nephew
Data wydania 03/2024. Rewizja 01
Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem amerykańskim. www.smith-nephew.com/patents

ZAGROŻENIE POŹAROWE
Nie wolno palić tytoniu ani zbliŹać się do otwartego ognia; odzieř i pościel z zaschniętym produktem mogą się fatwo zapalić

Pansament de tip tulle gras slab aderent

Descriere

Pansamentele CUTICERIN® sunt produse dintr-o țesătură din material acetat neted, dintr-o plasă fină, cu un strat de acoperire cu unguent impermeabil la apă.

Mod de funcționare

Pansamentele CUTICERIN® funcționează ca un strat de contact cu plaga între plăgă și un pansament secundar. Structura de țesătură deschisă permite trecerea exsudatului dintr-un pansament secundar absorbant, de exemplu MEOLIN®. Pansamentele sunt acoperite cu unguent slab aderent pentru a reduce la minimum durerea în timpul schimbării și îndepărtării pansamentului.

Indicații
Gestionarea plăgilor exsudative superficiale, cum ar fi:

- Arsuri
- Leziuni cauzate de radiații
- Abrazioni
- Localități prelevării grefei de piele cu grosime parțială.

Contraindicații
A nu se utiliza la pacienți cu alergii cunoscute la oricare dintre componente:

- Vaselină
- Parafină
- Parafin
- Lanolină

Precauții
Solicitați imediat sfatul medicului pentru toate plăgile și arsurile grave sau dacă apare roseață sau disconfort. Dacă aveți îndoieli, consultați un medic cu privire la severitatea plăgii.

Dacă apar semne de sensibilitate sau iritare, interrompeți utilizarea și solicitați sfatul medicului.

Pansamentele CUTICERIN sunt un produs de înaltă fiabilitate. Opatrunki CUTICERIN sunt un produkt wyřadně do jednorázového uřicia. Vyrobu ne nalezý ponovně pouřit. Desinfekce a dezinfekce opatrunku nraž tedy. Kdy nalezý stonkavotě se š pracovníkem služby zdravia.

Po uřiciu zutřilováním zгодніe s lokálními protokoly klinickými. Pouze odstranění nečistot zřadně opatrunku a zřadně hygienizaci. Jeřli podčas uřicia výrobu dojde do povážného incidentu, nalezý zřlosť to producentovi i vlašćivému orgánovi. complaints@smith-nephew.com

Unikak kontaktų o cėmami, ponieważ może dojř do podrażnienia.

Zagroženie požarov: Nie wolno palić tytoniu ani zbliŹać się do otwartego ognia; odzieř i pościel z zaschniętym produktem mogą się fatwo zapalić.

Opatrunki CUTICERIN są produktem wyřadně do jednorázowego uřicia. Vyrobu ne nalezý ponovně pouřit. Desinfekce a dezinfekce opatrunku nraž tedy. Kdy nalezý stonkavotě se š pracovníkem služby zdravia.

Po uřiciu zutřilováním zгодніe s lokálními protokoly klinickými. Pouze odstranění nečistot zřadně opatrunku a zřadně hygienizaci. Jeřli podčas uřicia výrobu dojde do povážného incidentu, nalezý zřlosť to producentovi i vlašćivému orgánovi. complaints@smith-nephew.com

Unikak kontaktų o cėmami, ponieważ może dojř do podrażnienia.

Zagroženie požarov: Nie wolno palić tytoniu ani zbliŹać się do otwartego ognia; odzieř i pościel z zaschniętym produktem mogą się fatwo zapalić.

Disponibilitatea produsului	Cod	Dimensiune
66045560	66045560	7,5 cm x 7,5 cm
66045561	66045561	7,5 cm x 20 cm
66045562	66045562	7,5 cm x 7,5 cm
66045563	66045563	7,5 cm x 20 cm
66045564	66045564	10 cm x 10 cm
66045502	66045502	20 cm x 40 cm
66045503	66045503	7,5 cm x 20 cm

*Mărci comerciale ale Smith+Nephew
Data emiterii 03/2024. Revizuire 01
Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. www.smith-nephew.com/patents

PERICOL DE INCENDIU
Nu fumați și nu stați în apropierea flăcărilor deschise. Dacă acest produs se află în stare uscată pe haine și lenjerie de cas, acestea se pot aprinde cu ușurință.

Apósito de gasa de vaselina de baja adherencia

Descripción
Los apósitos CUTICERIN® están hechos de una tela de acetato suave formada por una malla fina y un revestimiento de pomada repelente de agua.

Modo de acción
Los apósitos CUTICERIN actúan como capa de contacto entre la herida y un apósito secundario. Su estructura de tejido abierto permite que el exudado pase al apósito secundario absorbente (p. ej., MEOLIN®). Los apósitos están recubiertos con un ungüento de baja adherencia para minimizar el dolor durante el cambio y la retirada del apósito.

Indicaciones
Tratamiento de heridas con exudado superficial, como:

- Quemaduras
- Lesiones por radiación
- Abrasiones
- Zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial.

Contraindicaciones
No utilizar en pacientes con alergias conocidas a cualquiera de los componentes:

- Vaselina
- Parafina
- Alcohol de lanolina.

Precauciones
Consulte inmediatamente con un profesional sanitario en caso de heridas y quemaduras graves, o si se produce enrojecimiento o molestias. En caso de duda, consulte con un profesional sanitario sobre la gravedad de la herida.

Si aparecen signos de irritación o sensibilidad, deje de utilizar el producto y consulte con un profesional sanitario.

Los apósitos CUTICERIN son productos de uso de solo uso. El dispositivo no debe reutilizarse. Puede producirse contaminación cruzada y la terapia puede resultar ineficaz. La barrera esterilizada queda comprometida una vez que se abre el envase del apósito, por lo que un apósito que no se haya utilizado no debe conservarse para su aplicación posterior.

Evite el contacto con los ojos ya que puede causar irritación.

Riesgo de incendio: No fumar ni acercarse a llamas vivas; las prendas y la ropa de cama que tengan este producto seco pueden incendiarse fácilmente.

Disponibilidad del producto	Código	Tamaño
66045560	66045560	7,5 cm x 7,5 cm
66045561	66045561	7,5 cm x 20 cm
66045562	66045562	7,5 cm x 7,5 cm
66045563	66045563	7,5 cm x 20 cm
66045564	66045564	10 cm x 10 cm
66045502	66045502	20 cm x 40 cm
66045503	66045503	7,5 cm x 20 cm

*Marchas comerciales de Smith+Nephew
Fecha de publicación 03/2024. Revisión 01
Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses. www.smith-nephew.com/patents

RIESGO DE INCENDIO
No fumar ni acercarse a llamas vivas; las prendas y la ropa de cama que tengan este producto seco pueden incendiarse fácilmente.

Krytie Mastný tyl s nízkou priľnavosťou

Opis

Krytie CUTICERIN® je vyrobené z hladkej acetátovej tkaniny s jemnou sieťkou a je potiahnuté vodoodpuvajúcou masťou.

Spôsob účinku

Krytie CUTICERIN® slúži ako vrstva určená na kontakt s ranou medzi ranou a sekundárnym krytím. Štruktúra s otvorenou väzbou umožňuje prienik exsudátu do absorbujúceho sekundárneho krytia, napr. MEOLIN®. Krytie je potiahnuté masťou s nízkou priľnavosťou, aby sa minimalizovala bolesť počas výmeny a odstránenia krytia.

Návod na použitie
1. Ranu vyčistíte podľa miestnych klinických protokolov.

2. Vyberte správnu veľkosť krytia a odlepením otvorte vrecko.

3. Nasadenými rukavkami a pomocou kleštvov na ranu umiestnite jednu vrstvu tak, aby bolo krytie v priamom kontakte s povrchom rany.

4. Ak je to potrebné, aplikujte sekundárne absorbčné krytie a zaistite ho na mieste pomocou obväzu na zadržanie krytia alebo fólie na fixáciu krytia.

Odstránenie krytia
Nepoužívajte u pacientov so známou alergiou na niektorú zo zložiek:

- vazelína,
- parafín,
- lanolínový alkohol.

Preventívne opatrenia
V prípade akýchkoľvek vážnych rán a popálení alebo ak sa vyskytnú začervenanie alebo nepohodlie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade pochybností ohľadom účinnosti použitia krytia vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa vyskytnú príznaky citlivosti alebo podráždenia, prestaňte ho používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

Krytie CUTICERIN je produkt len na domáce použitie. Pomocou sa nesmie používať opakovane. Môže dôjsť ku krížovej kontaminácii a liečba môže byť neúčinná. Otvorením vrecka s krytím dochádza k narušeniu sterilnej bariéry. Nepoužívajte krytie preto neuchovávajúce na neskoršie použitie.

Vyhýbajte sa kontaktu s očami, pretože môže spôsobiť ich podráždenie.

Nebezpečenstvo požiaru: Nefajčíte a nepoužívajte krytie na otvorených plameňu; obliečenie a posteľná bielizeň, na ktorých zaschol tento produkt, sa môžu ľahko vznieť.

*Ochranná známka spoločnosti Smith+Nephew
Datum vydania 03/2024. Revizija 01
Tento výrobok môže byť chránený jedným alebo viacerými patentmi USA. www.smith-nephew.com/patents

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
Nefajčíte a nepribližujte sa k otvorenému plameňu; obliečenie a posteľná bielizeň, na ktorých zaschol tento produkt, sa môžu ľahko vznieť.

Dostupnosť produktu	Kód	Veľkosť	Dostupnosť
66045560	66045560	7,5 cm x 7,5 cm	50 v balení
66045561	66045561	7,5 cm x 20 cm	50 v balení
66045562	66045562	7,5 cm x 7,5 cm	10 v balení
66045563	66045563	7,5 cm x 20 cm	10 v balení
66045564	66045564	10 cm x 10 cm	10 v balení
66045502	66045502	20 cm x 40 cm	25 v balení
66045503	66045503	7,5 cm x 20 cm	25 x 3 v balení

*Ochranná známka spoločnosti Smith+Nephew
Datum vydania 03/2024. Revizija 01
Tento výrobok môže byť chránený jedným alebo viacerými patentmi USA. www.smith-nephew.com/patents

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
Nefajčíte a nepribližujte sa k otvorenému plameňu; obliečenie a posteľná bielizeň, na ktorých zaschol tento produkt, sa môžu ľahko vznieť.

