

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Viwazell® Pro ist eine weiche Saugkompresse, die aus einer Vliesumhüllung als Wundkontaktschicht, einem Verteilgies, einem Saugkörper und einem Wäschschütz besteht. Das Verteilgies trägt zur gleichmäßigen Verteilung und schnellen Weiterleitung des Wundexsudates in den Saugkörper bei.* Der Saugkörper besteht aus Zelluloseflocken und einem Kern mit superabsorbierenden Polymeren, wodurch (Suprasorb®) Liquacel® Hydroactive Fibre Dressing, Suprasorb® A) eine Lösung der Flüssigkeit, die in der Wunde entsteht, in der Saugschicht wird überschüssiges Exsudat gebunden, somit vermindert Viwazell® Pro das Risiko von Mazerationen der Wunde und Wundumgebung.* Die sehr hohe Aufnahmekapazität ermöglicht lange Verbandswechselintervalle mit langen Wundruhphasen.* Weiterhin verfügt Viwazell® Pro auf der wundfernen Seite über ein blaues Vlies, das Wäsche und Bettwäsche des Patienten schützt. Viwazell® Pro ist einzeln steril verpackt und mit Ethylenoxid sterilisiert.

Produktsammensetzung

Viskose, Polyamid, Zellstoff, Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyacrylat, Polypropylen, Hotmeltkleber

Zweckbestimmung

Absorbierende, mehrlagige Wundauflage für das Exsudatmanagement von akuten und chronischen Wunden.

Indikationen

Viwazell® Pro ist zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden geeignet, wenn sie

Indikationen

Viwazell® Pro ist zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden geeignet, wenn sie

Indikationen

Viwazell® Pro kann als Sekundärverband in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller (Suprasorb®) Liquacel® Hydroactive Faserverband, Suprasorb® A) Calciumalginat-Verband, Suprasorb® A + Ag Antimikrobieller Calciumalginat-Verband) zur Versorgung von tiefen Wunden eingesetzt werden.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten. Keine Verwendung in tunnelförmigen Wunden, da sich das Produkt unter Umständen in der Wundexsudat stark ausdehnen kann. Keine Verwendung auf trockenen Wunden.

Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Viwazell® Pro darf nicht geschneitten oder zerrissen werden. Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bei einem Patienten bestimmt und darf nicht sterilisiert werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist. Viwazell® Pro darf nicht wiederverwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Anwendungshinweise

Die Anwendung erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.
1. Vorbereitung
Vor Wundbeurteilung und Aufbringen eines neuen Verbandes sollte eventuelle Verbandreste auf dem Wundgrund mit der Wundreinigung entfernt werden (z. B. mit steriler Kochsalzlösung, Ringelösalung). Die umgebende Haut sollte sauber und trocken sein.
2. Anwendung
Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Wundfläche. Der Verband sollte die Wunde um ca. 1-2 cm überlappen. Viwazell® Pro mit der weißen Seite auf die zu versorgende Wunde applizieren. Bei tiefen Wunden kann Viwazell® Pro je nach Wundzustand mit einem entsprechenden Wundfüller verwendet werden. Viwazell® Pro ist mit einem geeigneten Material zu fixieren (Curafix® H Fixierpflaster, Molelast® elastische Fixierbänder oder im Rahmen der Behandlung von Grunderkrankungen mit Rosidal® Kompressionsbinden).
Entfernen des Verbandes
Die Zeitabstände, nach denen Viwazell® Pro erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand und Exsudationsgrad der Wunde fest.

Entsorgung

Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsfälle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen werden den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten eines ungewöhnlichen Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

fr Mode d'emploi

Description du produit

Viwazell® Pro est un pansement absorbant doux composé d'une couche de contact avec la plaie en non-tissé, d'une couche de distribution en tissu et d'un noyau absorbant d'une couche de protection des vêtements. La couche de distribution en non-tissé permet de distribuer l'exsudat de la plaie de façon homogène et de le transporter rapidement vers le noyau absorbant.* Le corps absorbant est composé de flocons de cellulose et d'un noyau en polymère superabsorbant, ce qui fait que Viwazell® Pro a un pouvoir d'absorption très élevé. En fixant l'excès d'exsudat dans la couche absorbante, Viwazell® Pro réduit le risque de macération de la plaie et de la zone périphérique.* Cette capacité d'absorption très élevée permet des intervalles plus longs entre les changements de pansement et de longues périodes de repos pour la plaie.* En outre, sur le côté non adhésif, Viwazell® Pro est pro à un usage en gazeuse bleu en non-tissé qui protège les vêtements du patient et le linge de lit. Viwazell® Pro est emballé individuellement dans un emballage stérile, stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Composition du produit

viscose, polyamide, cellulose, polyéthylène, polyéthylène téréphthalate, copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, polyacrylate, polypropylène, colle thermofusible.

Utilisation prévue

Pansement absorbant, multi-couches pour la gestion de l'exsudat des plaies aiguës et chroniques.

Indications

Viwazell® Pro convient pour le soin des plaies aiguës et chroniques superficielles

Indications

modérément à très fortes douleurs exsudatives,

Indications

superficielles, dans les cas suivants :

- ulcères artériels et veineux
- ulcères diabétiques
- escarres
- plaies post-traumatiques
- plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire
- sites de prélèvement de greffes de peau
- plaies oncologiques
- tumeurs ulcérées
- plaies à risque d'infection
- brûlures superficielles du second degré
- plaies lymphatiques
- et en tant que pansement secondaire sur des plaies de laparotomie et sur des fistules.

Viwazell® Pro peut être utilisé comme pansement secondaire pour le traitement des plaies profondes en combinaison avec un matériau de rembourrage de plaies approprié (Suprasorb®) Liquacel Pansement en fibres hydroactif, Suprasorb® A Pansement à l'alginate de calcium, Suprasorb® A+Ag Pansement antimicrobien à l'alginate de calcium).

Contre-indications

allergie et/ou sensibilité connue à l'un des composants du pansement. Ne pas utiliser si les plaies présentent des cavités ou tunnels, étant donné que le produit peut s'élargir considérablement en absorbant l'exsudat de la plaie. Ne pas utiliser sur des plaies sèches.

Effets secondaires

des irritations et/ou des allergies cutanées peuvent se produire dans de très rares cas.

Mises en garde et précautions

Viwazell® Pro est un produit qui doit être utilisé de manière unique et ne doit pas être stérilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage est non ouvert et non endommagé. Viwazell® Pro est un produit qui doit être utilisé de manière unique et ne doit pas être stérilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage est non ouvert et non endommagé.

Mode d'emploi

L'application doit être réalisée par du personnel médical spécialisé.

1. Préparation

Avant d'évaluer la plaie et d'appliquer un nouveau pansement, tout résidu de pansement doit être éliminé du lit de la plaie lors du nettoyage de la plaie (par ex. avec une solution saline stérile, liquide de Ringer). La peau environnante doit être propre et sèche.

2. Application

La taille du pansement doit être adaptée à la taille de la plaie. Le pansement doit recouvrir la plaie de 1 à 2 cm environ. Appliquez le côté blanc de Viwazell® Pro sur la plaie à traiter. Dans les cas de plaies profondes, Viwazell® Pro peut être utilisé avec un matériau de rembourrage des plaies adapté à l'état de la plaie. Viwazell® Pro doit être fixé avec un matériau approprié (Curafix® H Sparadrap extensible de fixation, Molelast® Bande de fixation élastique ou, dans le cadre du traitement de pathologies associées, avec les bandages de compression Rosidal®). Viwazell® Pro ne doit pas être réutilisé.

Changer le pansement : Les intervalles de changement de pansement Viwazell® Pro sont déterminés par le médecin traitant, en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat.

3. Élimination

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en allemand) peut être affecté aux déchets de la plaie et de la zone périphérique. Le Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affectés aux déchets d'emballage. Les emballages étiquetés comme recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

Instructions générales

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et le fournisseur. Viwazell® Pro est un produit qui doit être utilisé de manière unique et ne doit pas être stérilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage est non ouvert et non endommagé.

en Instructions for Use

Product description

Viwazell® Pro is a soft absorbent dressing consisting of a nonwoven contact layer, a nonwoven distribution layer, an absorbent core and a clothing protection layer. The nonwoven distribution layer helps to distribute the exudate from the wound area and transport it to the absorbent core.* The absorbent body consists of cellulose flakes and a superabsorbent polymer core, so Viwazell® Pro has a very high absorption capacity. By binding excess exudate in the absorbent body, Viwazell® Pro reduces the risk of maceration of the wound and wound area.* The very high absorption capacity allows long dressing change intervals and long periods of wound rest.* Furthermore, on the side away from the wound, Viwazell® Pro features blue nonwoven material that protects the patient's clothing and bed linen. Viwazell® Pro is individually sterile packed, sterilised with ethylene oxide.

Product composition

Viscose, polyamide, cellulose, polyéthylène, polyéthylène téréphthalate, ethylene vinyl acetate copolymer, polyacrylate, polypropylene, hotmelt glue

Intended use

Absorbent multilayer wound dressing indicated for exudate management of acute and chronic wounds.

Indications

Viwazell® Pro is suitable for the care of superficial acute and chronic wounds

Indications

moderate to very high amounts of exudate

Indications

and that are superficial, in

- arterial and venous ulcers
- diabetic ulcers
- pressure ulcers
- post-traumatic wounds

use on a solo patient and no puede reesterilizar. El producto es estéril mientras el envase no esté abierto ni dañado. No utilizar Viwazell® Pro si el envase está dañado o se ha abierto por accidente.

Instrucciones de uso

La aplicación corre a cargo de profesionales médicos especializados.

1. Preparación

Antes de evaluar la herida y de aplicar una nueva compresa, debe retirarse cualquier resto de la compresa del lecho de la herida. Viwazell® Pro debe utilizarse con un relleno de heridas apropiado para el estado de la herida en la cantidad de exudado.

2. Aplicación

El tamaño de la compresa depende del tamaño de la herida. El tamaño de la compresa debe superponerse sobre los bordes de la herida en cerca de 1-2 cm. Aplicar el lado blanco de Viwazell® Pro en la herida que va a tratarse. En el caso de heridas profundas, Viwazell® Pro puede utilizarse con un relleno de heridas apropiado para el estado de la herida en la cantidad de exudado. Viwazell® Pro debe fijarse con un material adecuado (apósito de fijación Curafix® H, venda elástica ajustable Molelast® o, como parte del tratamiento de enfermedades subyacentes, con vendas de compresión Rosidal®).

Warnings and precautions

Do not cut or tear Viwazell® Pro. The product is for single use by one patient only and may not be resterilised. The product is sterile as long as the packaging is unopened and undamaged. Do not reuse Viwazell® Pro if the package is damaged or accidentally opened.

Instructions for use

Application is performed by healthcare professionals.

1. Preparation

Before wound assessment and application of a new dressing, any dressing residue should be removed from the wound bed when cleansing the wound (e.g. with sterile saline solution, Ringer's solution). The surrounding skin should be clean and dry.

2. Application

The size of the dressing depends on the wound size. The dressing must overlap the wound by approx. 1-2 cm. Apply the white side of Viwazell® Pro to the wound to be treated. In the case of deep wounds, Viwazell® Pro can be used with a wound filler appropriate for the particular wound status. Viwazell® Pro must be retained with a suitable material (Curafix® H Retention dressing, Molelast® Elastic conforming bandage or, as part of treatment of underlying diseases, with Rosidal® Compression bandages).

pt Instruções de utilização

Descrição do produto

Viwazell® Pro é uma compressa absorvente macia constituída por uma camada de não tecido de contacto com a ferida, uma camada de não tecido de distribuição, um núcleo absorvente e uma camada de protecção da roupa.

A camada de distribuição de distribuição ajuda a distribuir o exsudado da ferida uniformemente e a transferir-lo rapidamente para o núcleo absorvente.* O corpo absorvente é constituído por flocos de celulose e um núcleo de polímeros superabsorventes, pelo que Viwazell® Pro tem uma capacidade de absorção muito elevada. Ao ligar o excesso de exsudado na camada absorvente, o Viwazell® Pro reduz o risco de maceração da ferida e da área da ferida.* A capacidade de absorção muito elevada permite longos intervalos entre as mudanças de penso e longos períodos de repouso da ferida.*

Além disso, do lado oposto ao da ferida, Viwazell® Pro tem um material não tecido azul que protege a roupa do paciente e a roupa de cama. Viwazell® Pro é embalado individualmente de forma estéril, esterilizado com oxido de etileno.

Composição do produto

Viscose, poliamida, celulose, polietileno, polietileno tereftalato, copolímio etileno vinilacético, policarilato, polipropileno, adesivo termofusível

Utilização prevista

Produto absorvente de múltiplas camadas indicado para a gestão do exsudado de feridas agudas e crónicas.

Indicações

Viwazell® Pro é adequado para o tratamento de feridas superficiais agudas e crónicas

Indicações

moderate to very high amounts of exudate

Indicações

e superficiais em

- ulceras arteriais e venosas
- ulceras diabéticas
- ulceras por pressão
- feridas pós-traumáticas
- feridas pós-operatórias com cicatrização por segunda intenção
- áreas doadoras de enxertos de pele
- feridas oncológicas
- tumores ulcerados
- feridas em risco de infeção
- queimaduras superficiais de segundo grau
- feridas linfáticas

Contraindicações

Viwazell® Pro é apto para o cuidado de feridas superficiais e crónicas.

Indicações

moderate to very high amounts of exudate

Indicações

- ulceras arteriais e venosas
- ulceras diabéticas
- ulceras por pressão
- feridas pós-traumáticas
- feridas pós-operatórias com cicatrização por segunda intenção
- zonas doadoras de injerto de piel
- feridas oncológicas
- tumores ulcerantes
- feridas com riesgo de infección
- quemaduras superficiales de segundo grado
- heridas linfáticas

Advertências e precauções

Não corte ou rasgue Viwazell® Pro. O produto destina-se a utilização única por um único paciente e não pode ser reesterilizado. O produto é estéril enquanto a embalagem não for aberta e permanecer intacta. Não utilizar Viwazell® Pro se a embalagem estiver danificada ou inadvertidamente aberta.

Instruções de utilização

A aplicação é realizada por profissionais de saúde.
1. Preparação
Antes de avaliar a lesão e de aplicar uma nova venda, deve retirar-se qualquer resto da venda da lesão. Viwazell® Pro deve utilizar-se com um material de preenchimento adequado para o estado específico da lesão. Viwazell® Pro deve ser fixado com um material adequado (penso de retenção Curafix® H, ligadura elástica

moldada Molelast® ou, como parte do tratamento de doenças subyacentes, com ligaduras de compressão Rosidal®).

Mudança do produto: Os intervalos em que o Viwazell® Pro deve ser mudado são definidos pelo profissional com base no estado da ferida e na quantidade de exsudado.

3. Eliminação

Na Europa, os resíduos de produtos podem ser atribuídos a códigos do capítulo 18 01 e aos resíduos de embalagens do capítulo 15 01 da Diretiva relativa à Lista Europeia de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos - Código LER, AVV em alemão). Viwazell® Pro pode ser atribuído a códigos de resíduos de produtos de acordo com os respetivos sistemas nacionais de reciclagem.

Indicações gerais

Em caso de um acidente grave, entre em contacto com o fabricante e as autoridades de saúde pública competentes.* As propriedades indicadas baseiam-se em dados in vitro atualmente disponíveis.

it Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Viwazell® Pro è una compressa morbida e assorbente composta da un tricot in TnT a contatto con la ferita, uno strato di diffusione in TnT, un nucleo assorbente e uno strato protetti all'interno. La compressa deve sovrapporsi ai bordi della ferita in circa 1-2 cm. Applicare il lato bianco di Viwazell® Pro sulla ferita da trattare. Nel caso di ferite profonde, Viwazell® Pro può essere utilizzato con un riempimento di ferita appropriato per lo stato della ferita in quantità di esudato.

3. Eliminazione

In Europa, i residui di prodotti pueden recibir un código de residuo conforme al capítulo 18 01 y los residuos de embalajes del capítulo 15 01 de la Directiva relativa a la lista de residuos europeos (Reglamento sobre la lista de residuos, AVV). Los embalajes etiquetados como reciclables deben llevarse a los sistemas de reciclaje nacionales que correspondan.

Instrucciones generales

En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.* Las propiedades indicadas se basan en los datos in vitro disponibles en la actualidad.

Composizione del prodotto

Viscosa, poliammide, cellulosa, polietilene, polietilene tereftalato, copolimero etilene vinilacetato, poliacrilato, polipropilene, adesivo termofusibile

Use previsto

Medicazione assorbente multistrato per la gestione dell'esudato nelle ferite acute e croniche.

Indicazioni

Viwazell® Pro è indicato per la cura delle ferite superficiali acute e croniche.

Indicazioni

moderate a molto elevata elevata

Indicazioni

e che sono superficiali, in caso di

- ulcere arteriose e venose
- ulcere diabetiche
- ulcere da decubito
- ferite post-traumatiche
- ferite post-operatorie con guariscano per seconda intenzione
- siti donatori di innesto cutaneo
- ferite oncologiche
- tumori ulcerativi
- ferite a rischio di infezione
- bruciature superficiali di 2° grado
- ferite linfatiche
- e come medicazione secondaria su ferite laparotomiche e fistole.

Contraindicazioni

Viwazell® Pro può essere utilizzato come medicazione secondaria per il trattamento delle ferite profonde, se combinato con un'imbottitura per ferite appropriate (Suprasorb®) Liquacel Medicazione con fibre idroattive, Suprasorb® A) medicazione in alginate di calcio, Suprasorb® A+Ag medicazione antimicrobica in alginate di calcio).

Indicazioni

moderate a molto elevata elevata

Indicazioni

- ulceras arteriales e venosas
- ulceras diabéticas
- ulceras por presión
- heridas pós-traumáticas
- heridas pós-operatórias com cicatrização por segunda intenção
- áreas doadoras de enxertos de pele
- feridas oncológicas
- tumores ulcerados
- feridas em risco de infeção
- queimaduras superficiais de segundo grau
- feridas linfáticas

Contraindicações

Viwazell® Pro não deve ser utilizado com uma medicação secundária para o tratamento de feridas profundas, se combinado com um preenchimento de feridas apropriado (penso hidroativo de fibras Suprasorb®) Liquacel , penso de alginato de cálcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag de alginato de cálcio).

Contraindicações

Viwazell® Pro tamém pode ser usado para o tratamento de feridas profundas, se combinado com um preenchimento de feridas apropriado (penso hidroativo de fibras Suprasorb®) Liquacel , penso de alginato de cálcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag de alginato de cálcio).

Contraindicazioni

Viwazell® Pro può essere utilizzato con un riempimento di ferita appropriato (apposito di fibbra idroattiva Suprasorb®) Liquacel , apposito di alginato di calcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag di alginato di calcio).

Contraindicazioni

Viwazell® Pro può essere utilizzato con un riempimento di ferita appropriato (apposito di fibbra idroattiva Suprasorb®) Liquacel , apposito di alginato di calcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag di alginato di calcio).

Contraindicazioni

Viwazell® Pro può essere utilizzato con un riempimento di ferita appropriato (apposito di fibbra idroattiva Suprasorb®) Liquacel , apposito di alginato di calcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag di alginato di calcio).

Contraindicazioni

Viwazell® Pro può essere utilizzato con un riempimento di ferita appropriato (apposito di fibbra idroattiva Suprasorb®) Liquacel , apposito di alginato di calcio Suprasorb® A), penso antimicrobiano Suprasorb® A+Ag di alginato di calcio).

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving

Viwazell® Pro is een zacht, absorberend verband bestaande uit een non-woven wondcontactlaag, een non-woven verdeellag, een absorberende kern en een kledingbeschermende laag.

De non-woven verdeellag helpt het wondexsudaat gelijkmatig te verdelen en het snel naar de absorberende kern te transporteren.* De absorberende kern bestaat uit cellulosevlokken en een superabsorberende kern van polymeer, waardoor Viwazell® Pro een bijzonder hoge absorptiecapaciteit heeft. Door overvloedig exsudaat te binden in de absorberende laag, vermindert Viwazell® Pro het risico op maceratie van de wond en het omliggende gebied.* De bijzonder hoge absorptiecapaciteit maakt lange verbandwisselingsintervallen mogelijk en lange periodes van wondrust mogelijk.* Bovendien beschikt Viwazell® Pro over blauw non-woven materiaal aan de kant die van de wond afwijkt, waarmee de kleding van de patiënt en het beddengoed worden beschermd.

Viwazell® Pro is individueel steriel verpakt en gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Productsamenstelling

Viscose, polyamide, cellulose, polyethylen, polyethylentereftaalat, ethyleenvinylacetaatcopolymer, polyacrylaat, polypropyleen, hotmelt-lijm

Beoogd gebruik

Absorberend wondverband met meerdere lagen voor het exsudaatmanagement van acute en chronische wonden.

Indicates

Viwazell® Pro is geschikt voor het verzorgen van oppervlakkige acute en chronische wonden

Indicates

moderate tot zeer grote hoeveelheden exsudaat

Indicates

- onkológiai ráncok
- vrednyűk nádorok
- ráncok s zékoni infekciók
- bőrvérzések popelínűk ch 2. stupja
- lymfaticűk ráncok
- ako sekundäre krytie na laparotómických ráncach a fistulách.

sterilizálható újra. A termék sterilitet kinetikhét, amenyiben a csomagolás bontatlan és nem sérült. Nem használja a Vivilazze! Pro termékét, ha a csomagolás megsérült vagy véletlenül kinyílt.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció

Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky

Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Návod na použitie

Aplikáciu vykonáva odborný zdravotnícky personál.

1. **Príprava**
Pred použitím rany rany aplikáciu nového krytia sa majú pri čistení rany odstrániť zložka rany akékoľvek zvyšky krytia (napr. sterilityn fyziologický roztokom, Ringerovým roztokom). Okolitos ktorá má byť čista a suchá.

2. **Aplikácia**
Vekstú krytia závisí od veľkosti rany. Krytie by malo ranu prekryvať o približne 1-2 cm. Aplikujte bielu stranu Vivilazze! Pro na ošetrovanú ranu. V prípadoch globálnych rán môže byť potrebné použiť viac kusov krytia. Krytie by malo pokrývať konkrétny stav rany. Vivilazze! Pro sa musí zavŕzať vhodným materiálom (Curafix® H fixačné krytie, Mollelast® elastické ovniadlo alebo ako súčasť liečby základných ochorení pomokom kompresných ovniadok Rosidal®).

Intervaly, v ktorých sa musí Vivilazze! Pro vymieňať, určuje ošetroujúci lekár na základe stavu rany a množstva exsudátu.

3. **Likvidácia**
Vivilazze! Pro je v Európe možné vyrábať podľa kľúča odpodov z kapitoly 18 01, odpad z obrádku podľa kľúča odpodov z kapitoly 15 01 Nariadenia o európskom zozname odpadov (Nariadenie o zozname odpodov – AVV). Vylučenie krytia Vivilazze! Pro má odzodvzdať od príslušných národných recyklačných systémov.

Všeobecné pokyny
V prípade vážnejšieho incidentu sa obráťte na výrobcu a poskytnite informácie o tom, ako krytie bolo použité.
1. **Príprava**
Pred použitím rany aplikáciu nového krytia sa majú pri čistení rany odstrániť zložka rany akékoľvek zvyšky krytia (napr. sterilityn fyziologický roztokom, Ringerovým roztokom). Okolitos ktorá má byť čista a suchá.
2. **Aplikácia**
Vedľajšie vlastnosti sú založené na aktuálne dostupných údajoch in vitro.

Skład produktu
Viskozá, poliamid, celuloza, polyetylen, poli(tereftalen etylen), koloidný etylen, octanu winylu, poliakrylan, polipropylen, klej termoplastowy.
Zastosowanie
Chłonný, wielowarstwowy opatrunek do kontrol wycieku w przypadku ran ostrych i przewlekłych.
Wskazania
Vivilazze! Pro nadaje się do zaopatrywania powierzchownych ran ostrych i przewlekłych.

Kontraindikacje
Znane alergie i/lub przeobczulijvost na katero kólí sestavino a nedokázá, či ni za uporabo pri ranah z žepki v obliki predvorov, saj se izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíri. Uporaba na suhih ranah ni dovoljena.

Neželeni účinky
V zelo redkih primerih lahko pride do draženja kože in/ali alergij.

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi
Ne režite in ne trgate Vivilazze! Pro. Izdelek je namenjen za enkratno uporabo pri enem pacientu in ga ni dovoljeno znova sterilizirati. Izdelek je sterilen, dokler je embalaža neoprtá in nepoškodovana. Ne uporabljate Vivilazze! Pro, če je embalaža poškodovana ali odprta.

Navodila za uporabo
Namesti ga strokovno zdravstveno osebje.

1. **Príprava**
Pred ocenou rany je nameščenjem nove obloge je treba med očistenjem rane odstrániť každú kôľ ovnku oblohu (npr. s sterilityn fyziologickým roztokom, z Ringerovej roztokom). Okolitos ktorá má byť čista in sucha.

2. **Nastavenie**
Veľkosť obloge je odvísna od veľkosti rany. Obloga mora prekryvať rano za pribl. 1-2 cm. Namestite bielu stranu pripomokú Vivilazze! Pro na rano, či ju boste zdravili. Pri globálnych ranah lahko Vivilazze! Pro uporabíte s polninn za rozšírenie rany. Vivilazze! Pro mora se fiksirati príkladným materiálom (Curafix® H zdravčevná obloga, elastický prilagodinný povoj Mollelast® ali kot del zdravčevia osnovnŕi choroby s kompresijnými obvazami Rosidal®).

3. **Odlaganie med odpadke**
V Evropi je možné odpadinn izdeľkom dodatek kôľ odpadka prikázno s poglavjem 18 01, odpadu z obrádku podľa kľúča odpodov z kapitoly 15 01 Direktive o evropském katalogu odpadkov (Odľok o katalogu odpodov – AVV). Embalážo, označeno kot recikľaba, je treba odložiť v uradne nariadené systéme za recikľážo.

Przeziwczkazania
Alergia i/lub nadwrażliwość na którųkoľwiek ze składników opatrunku. Nie jest przeznaczony do stosowania w tunelowych opatrunkach, ponieważ opatrunek może znacznie się rozszerzyć wraz z wchłanianiem wycieku z rany. Nie stosować na ranach suchych.

Skutki uboczne
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić podrażnienia skóry i/lub alergie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Vivilazze! Pro nie należy przecinać ani rozrywać. Wyrob jest przeznaczony do jednorazowego użytku tylko przez jednego pacjenta i nie może być poddany ponownej sterylizacji. Produkt pozostaje jadalowy w zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu. Nie stosować Vivilazze! Pro, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub zostało przypadkowo otwarte.

Instrukcja użycia
Za aplikację produktu odpowiada specjaltyczny personel medyczny.
1. **Przygotowanie**
Przed oceną stanu rany i zastosowaniem nowego opatrunku należy oczyścić ranę i usunąć wszelkie pozostałości opatrunku z jej lodyzka (np. jadalowy roztorem soli fizjologicznej, roztworem Ringera). Odrzucićą skórą powinną być czysta i sucha.

2. **Aplikacja**
Wielkość opatrunku zależy od wielkości rany. Opatrunek należy nakładać z przodu rany na około 1-2 cm. Nakładzj Vivilazze! Pro białą stroną na opatrzywaną ranę. W przypadku ran globálnych Vivilazze! Pro można stosować z wyprzedzeniem ran odpowiadnien izdełkom dodatek kôľ odpadka prikázno s poglavjem 18 01, odpadu z obrádku podľa kľúča odpodov z kapitoly 15 01 Direktive o evropském katalogu odpadkov (Odľok o katalogu odpodov – AVV). Embalážo, označeno kot recikľaba, je treba odložiť v uradne nariadené systéme za recikľážo.

Splošna navodila
Če pride do resne nezgode, se obrnite na proizvajalca in poskrbite, da bo izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíril. Uporabite izdelek samo na trenašnje razpoložljive podatkih in vitro.

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Navodila za uporabu

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Splošna navodila
Če pride do resne nezgode, se obrnite na proizvajalca in poskrbite, da bo izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíril. Uporabite izdelek samo na trenašnje razpoložljive podatkih in vitro.

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Splošna navodila
Če pride do resne nezgode, se obrnite na proizvajalca in poskrbite, da bo izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíril. Uporabite izdelek samo na trenašnje razpoložljive podatkih in vitro.

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Splošna navodila
Če pride do resne nezgode, se obrnite na proizvajalca in poskrbite, da bo izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíril. Uporabite izdelek samo na trenašnje razpoložljive podatkih in vitro.

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Splošna navodila
Če pride do resne nezgode, se obrnite na proizvajalca in poskrbite, da bo izdelek zaradi vpijanja izcedka iz rane lahko občutno razšíril. Uporabite izdelek samo na trenašnje razpoložljive podatkih in vitro.

Opis proizvoda
Vivilazze! Pro je mekana, uprjijajka kompresa koja se sastoji od netkanog kontaktnog sloja za rano, netkanog sloja za rasporidje tekućine, uprjijajke jezgre i sloja za zaštitu odjeće. Netkani sloj za rasporidje tekućine pomaže ravnomjerno rasporidje exsudat rane i brzo se uklanja u uprjijajke za ponocu jezgre. Uprjijajke mogu sastojti se od celuloznih pahuljica i superupijajke polimerne jezgre, tako da Vivilazze! Pro ima vrlo visoki kapacitet upijanja. Uzvižavan viska esencija u uprjijajci sloj, Vivilazze! Pro smanjuje rizik od maceracije rane i podrića (u kompresji).

Známá alergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

Használati utasítás
A kaspazt egészségügyi szakszemélyzetnek kell felhelyeznie.
1. **Előkészítés**
A seb értékelése és új kótes felhelyezése előtt az esetleges kótszermadarányokat el kell távolítani a sebágyból a seb tisztázása során (pl. sterili sóoldattal, Ringer-oldattal). A környező antimitokriális kalciuminaktívot krytie na rany).

Kontraindikáció
Známá allergia a/alebo precitvnosť na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Nie je určené pre použitie v kapsch rany tvoriacich túneľ, pretože produkt môže pri absorpcii exsudátu z rany značne expandovať. Nepoužívajte na suchú ranu.

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.

oko rane." V vrlo visoki kapacitet upijanja omogućuje dugačke intervale između previjanja i dugačke periode mirovanja rane." Nadaleje, na strani okrenutoj od rane, Vivilazze! Pro ima plavi netkani materijal koji štiti pacijentovu odjeću i posteljinu.

3. Utilizacija
V Evropie odpadu produktove možno zaklasifikovať wg kodu odpodov z rozdzialu 18 01, a odpady opakovanione wg kodu odpodov z rozdzialu 15 01 rozporzadenia v spravie katalogu odpodov (Waste Catalogue Ordinance – AVV). Opakovania označeno jako nadajace se do recyklinye nadoze odpowiadzić do odpowiednich krajowych systemów recyklingu.

Wskazówki ogólne
W przypadku poważnego wypadku należy skontaktować z produktem oraz z właściwymi organami służb zdrowia.
*Podane właściwości oparte są na aktualnie dostępnych danych in vitro.

Indikacije
Vivilazze! Pro je prikladan za njegu akutnih i kroničnih površinskih rana

Kontraindikacije
Vivilazze! Pro je prikladan za njegu akutnih i kroničnih površinskih rana

Vedľajšie účinky
Vo väčšine klinických prípadoch sa môžu vyskytnúť podráždenia kože a/alebo alergie.

Varovania a preventívne opatrenia
Výrobok ani netrháva Vivilazze! Pro. Výrobok je určený len na jednorazové použitie u jedného pacienta a nesmie sa sterilizovať. Výrobok je sterility, ktorý je balenie neotvorené a nepoškodené. Nepoužívajte Vivilazze! Pro, ak je balenie poškodené alebo náhodou otvorené.