

EN

Plaster/Adhesive bandage

Intended Purpose: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference.

Instructions for use: Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the adhesive bandage. Remove adhesive bandage from protective wrapper. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25°C.

Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove adhesive bandage/plaster. Not suitable for children under 3 years old. In rare cases, a reaction to the adhesive bandage/plaster may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

wild stripes

hautfreundlich & atmungsaktiv
skin friendly & breathable
doux pour la peau & respirant

discover the wildness!
www.wild-stripes.com

📸 @wildstripes_official



DE

Pflaster

Zweckbestimmung: Zur Anwendung auf kleineren Schnitten und Abschürfungen. Schützt kleinere Wunden. Vor Gebrauch Anweisungen lesen; zur zukünftigen Referenz aufbewahren.

Gebrauchsanweisung: Wunde und Wundumgebung vor dem Anbringen des Pflasters säubern und trocknen. Pflaster von der Schutzfolie lösen. Wundfläche des Pflasters über der Wunde platzieren und Klebeflächen fest andrücken. Alle 24 Stunden oder bei Durchnässen Pflaster wechseln. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.

Warnhinweis: Unmittelbar nach dem Öffnen der Schutzfolie verwenden. Die Schutzfolie ist mit Naturkautschuk-Latex versiegelt. Nicht auf größere Wunden auftragen. Pflaster entfernen, falls die Wunde stark blutet oder die Haut gereizt wird oder sich infiziert. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. In seltenen Fällen kann es bei Kleinkindern mit besonders empfindlicher Haut zu einer Reaktion mit dem Produkt kommen. Dies kann auf Hitze, Feuchtigkeit und andere Faktoren zurückzuführen sein, vor allem wenn das Produkt im Gesicht verwendet wird. In solchen Fällen umgehend einen Arzt aufsuchen! Diabetiker sollten sich vor dem Gebrauch von ihrem Arzt beraten lassen.

Jegliche schwerwiegende Vorkomnisse, die sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignen, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

IT

Cerotto

Distruzione d'uso: Indicato per l'uso su tagli e abrasioni di piccole dimensioni. Protegge ferite di lieve entità. Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per futura consultazione.

Istruzioni per l'uso: Pulire la ferita e l'area circostante e asciugare la cute prima di applicare il cerotto. Rimuovere il cerotto dall'involucro protettivo. Applicare il tampone sulla ferita e premere con decisione la parte adesiva per farla aderire bene. Cambiare la medicazione ogni 24 ore o se si bagna. Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Conservare a temperature inferiori a 25 °C.

Avvertenza: Utilizzare subito dopo aver aperto l'involucro protettivo. L'involucro è sigillato con lattice di gomma naturale. Non applicare su ferite gravi. Rimuovere il cerotto se la ferita sanguina eccessivamente o se la pelle si irrita o si infetta. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. In casi rari, è possibile che nei bambini piccoli con pelle estremamente sensibile si verifichi una reazione al cerotto. Ciò può essere dovuto al calore, all'umidità e ad altri fattori soprattutto quando si applica il cerotto sul viso. In ogni caso consultare immediatamente un medico. I diabetici devono consultare il proprio medico prima dell'uso.

Qualunque incidente grave riconducibile all'uso del dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.

NL

Pleister

Doel: Voor gebruik op kleine snij- en schaafwonden. Beschermt kleine wonden. Lees de instructies voor gebruik; bewaar voor toekomstig gebruik.

Gebruiksaanwijzing: Reinig de wond en het omliggende gebied en droog de huid voordat u de pleister aanbrengt. Verwijder de pleister uit de beschermende verpakking. Breng de pleister aan op de wond en druk stevig op het kleefgebied om een goede hechting te verzekeren. Vervang de pleister elke 24 uur of als hij nat is geworden. Droog en buiten direct zonlicht houden. Bewaren beneden 25 °C.

Waarschuwing: Onmiddellijk gebruiken na het openen van de beschermende verpakking. De verpakking is afgedicht met natuurlijke rubberlatex. Niet gebruiken bij grote wonden. Verwijder de pleister als de wond overmatig bloedt of als de huid geïrriteerd of geïnfecteerd raakt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. In zeldzame gevallen kan er bij kleine kinderen met een uitzonderlijk gevoelige huid een reactie op de pleister optreden. Dit kan het gevolg zijn van hitte, vocht en andere factoren, met name wanneer de pleister op het gezicht wordt gebruikt. In beide gevallen moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Als u diabetes hebt, raadpleeg dan vóór het gebruik een arts.

Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

PL

Plaster

Przeznaczenie: Do stosowania na mniejsze skaleczenia i otarcia naskórka. Chroni mniejsze rany. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją; zachować ją do wglądu w przyszłości.

Instrukcja użytkowania: Przed nalożeniem plastra oczyścić ranę i powierzchnię wokół, a następnie osuszyć skórę. Wyjąć plaster z opakowania ochronnego. Należy na ranę i silnie docisnąć część samoprzylepną, aby zapewnić odpowiednie przyleganie. Plaster należy zmieniać co 24 godziny lub w razie przesiąknięcia. Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Ostrzeżenie: Zastosować natychmiast po otwarciu opakowania ochronnego. Owijka jest uszczelniona lateksem z naturalnej gumy. Nie używać w przypadku dużych ran. Jeśli rana nadmiernie krwawi lub skóra ulegnie podrażnieniu czy infekcji, usunąć plaster. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. W rzadkich przypadkach reakcja na plaster może wystąpić u małych dzieci o wyjątkowo wrażliwej skórze. Może to być spowodowane wysoką temperaturą, wilgocią i innymi czynnikami, szczególnie na twarzy. W obu przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. W przypadku cukrzycy skonsultować się ze swoim lekarzem przed użyciem.

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

FR

Panement

Utilisation : Pour une utilisation sur des petites coupures et éraflures. Protège les plaies superficielles. Lire les instructions avant toute utilisation ; à conserver pour référence future.

Conseil d'utilisation : Nettoyer la plaie et le pourtour, puis sécher la peau avant d'appliquer le panement. Retirer le papier de protection du panement. Positionner la compresse sur la plaie et appuyer fermement sur la zone adhésive pour qu'elle colle correctement. Changer toutes les 24 heures ou lorsque le panement est humide. Conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. À conserver à une température inférieure à 25 °C.

Avertissement: Utiliser immédiatement après avoir ouvert l'emballage de protection. Le papier de protection est scellé avec du caoutchouc naturel. Ne pas utiliser sur des plaies de gravité majeure. Si la plaie saigne excessivement ou si la peau devient irritée ou infectée, retirer le panement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Dans de rares cas, une réaction au panement peut survenir chez les jeunes enfants dont la peau est exceptionnellement sensible. Cela peut être dû à la chaleur, à l'humidité ou à d'autres facteurs lorsque le panement est utilisé, en particulier sur le visage. Dans tous les cas, consulter immédiatement un médecin. Les personnes diabétiques doivent consulter un médecin avant toute utilisation.

Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

CZ

Náplast

Účel: K použití na drobnější řezné rány a odřeniny. Chrání drobné rány. Před použitím si přečtěte návod a ponechte si jej pro pozdější použití.

Návod k použití: Před aplikováním náplasti vyčistěte ránu a okolní oblast a očistěte kůži. Vyjměte náplast z ochranného obalu. Umístěte polštářek na ránu a pevně přitiskněte lepicí oblast, aby bylo zajištěno přilepení. Náplast měňte každých 24 hodin nebo pokud je vlhká. Uchovávejte v suchu mimo dosah přímého slunečního svitu. Uchovávejte při teplotě nižší než 25 °C.

Varování: Použijte ihned po otevření ochranného obalu. Obal je uzavřen latexem z přírodního kaučuku. Nepoužívejte pokud máte velké rány. Pokud rána hodně krvácí nebo máte podrážděnou, či infikovanou kůži, náplast neprodělně odstraňte. Nevhodné pro děti do 3 let. Ve vzácných případech může u malých dětí s mimořádně citlivou pokožkou dojít k reakci na náplast. To může být způsobeno teplem, vlhkostí a dalšími faktory, když se náplast používá zejména v obličeji. V obou případech ihned se poradte s lékařem. Pokud jste diabetik, poradte se před použitím s lékařem.

Jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, je třeba oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel nebo pacient sídlí.

ES

Apósito adhesivo

Finalidad prevista: Uso en pequeños cortes y abrasiones. Protege las heridas pequeñas. Lea las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para su posterior consulta.

Instrucciones de uso: Limpie la herida y la zona que la rodea y seque la piel antes de aplicar el apósito adhesivo. Extraiga el apósito adhesivo del envoltorio protector. Coloque la almohadilla sobre la herida y presione con firmeza sobre la parte adhesiva para asegurarse de que se adhiera. Cambie el apósito cada 24 horas o si está húmedo. Mantener en lugar seco y fuera de la luz directa del sol. Consérvelo a una temperatura inferior a 25 °C.

Advertencia: Usar inmediatamente después de abrir el envoltorio protector. El envoltorio está sellado con látex de caucho natural. No use el producto en heridas graves. Retire el apósito adhesivo si la herida sangra excesivamente o la piel se irrita o infecta. Producto no apto para niños menores de 3 años. En casos excepcionales, puede producirse una reacción al apósito adhesivo en niños pequeños con piel especialmente sensible. Esto puede deberse al calor, la humedad y otros factores, en especial cuando el apósito se usa en la cara. En ambos casos, consulte a su médico inmediatamente. Si es diabético, consulte con su médico antes de usar el producto.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.

EL

Επίθεμα

Σκοπούμενη χρήση: Για χρήση σε μικρά κοψίματα και εκδορές. Προστατεύει μικρά τραύματα. Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση, διατηρήστε για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε το τραύμα και την γύρω περιοχή και στεγνώστε το δέρμα πριν εφαρμόσετε τον αυτοκόλλητο επίθεσμο. Αφαιρέστε τον αυτοκόλλητο επίθεσμο από το προστατευτικό περιτύλιγμα. Τοποθετήστε τη γάτα επάνω στο τραύμα και πιέστε σταθερά την περιοχή του αυτοκόλλητου για να εξασφαλίσετε την επικόλληση. Αλλάξτε την επίθεση κάθε 24 ώρες ή εάν είναι βρεγμένο. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείστε αμέσως μετά το άνοιγμα του προστατευτικού περιτύλιγματος. Το περιτύλιγμα σφραγίζεται με λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Μην το χρησιμοποιείτε για μερίνα τραύματα. Εάν το τραύμα αιμορραγεί υπερβολικά ή το δέρμα ερεθιστεί ή μολυνθεί, αφαιρέστε τον αυτοκόλλητο επίθεσμο/επίθεμα. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστεί αντίδραση στον αυτοκόλλητο επίθεσμο/επίθεμα σε μικρά παιδιά με εξαιρετικά ευαίσθητο δέρμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε θερμότητα, υγρασία και άλλους παράγοντες, ειδικά όταν το επίθεμα χρησιμοποιείται στο πρόσωπο. Και στις δύο περιπτώσεις συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Εάν είστε διαβητικός, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση.

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει παρουσιαστεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον παραγωγό και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης, και/ή ο ασθενής.

SK

Náplast

Účel: Na použitie na drobné rezné rany a odreniny. Chrání drobné rany. Pred použitím si prečítajte pokyny; uchovajte pre budúce použitie.

Návod na použitie: Pred aplikáciou lepiacej náplasti očistite ranu a jej okolie a osušte pokožku. Odstráňte lepiacu náplast z ochranného obalu. Umiestnite vankúšik na ranu a pevne zatlačte na oblasť lepidla, aby ste zaistili priľnavosť. Obväz vymieňajte každých 24 hodín alebo ak je vlhký. Uchovávajte v suchu a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Výstraha: Použite ihneď po otvorení ochranného obalu. Obal je utesený prírodným kaučukovým latexom. Nepoužívajte na veľké rany. Ak rana nadmerne krváca alebo je koža podráždená alebo infikovaná, odstráňte lepiacu náplast. Nevhodné pre deti do 3 rokov. V ojedinelých prípadoch sa u malých detí s mimoriadne citlivou pokožkou môže objaviť reakcia na lepiacu náplast. Môže to byť spôsobené teplom, vlhkosťou a inými faktormi, keď sa náplast používa najmä na tvár. V oboch prípadoch okamžite vyhľadajte lekára. Diabetici by sa pred použitím mali poradiť so svojim lekárom.

Akákoľvek závažná nehoda, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomôckou, by sa mala nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

HU




Sebtapasz

Rendeltetés: Kisebb vágások és horzsolások kezelésére. Megvédi a kis méretű sebeket. Használat előtt olvassa el az utasításokat; őrizze meg ezeket a későbbi tanulmányozás céljára.

Használati útmutató: Tisztítsa ki a sebet és a sebet körülvevő területet és szárítsa ki a bőrt a sebtapaszt használatá előtt. Vegye ki a sebtapaszt a védőcsomagolásból. Helyezze a párnát a sebre, és nyomja le erősen a tapadóréteget a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Cserélje a sebtapaszt 24 óránként, vagy akkor, ha az nedves lesz. Tartsa szárazon és a közvetlen napfénytől távol. Tárolja 25 °C alatti környezetben.

Figyelmeztetés: Használja fel azonnal azt követően, hogy kinyitotta a védőcsomagolást. A csomagolás természetes gumilátexszal lezárt. Ne használja nagyméretű sebeken. Ha a seb túlzottan vérzik, ha a bőrirritáció lép fel, vagy ha megfertőződik, távolítsa el a sebtapaszt. 3 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem alkalmazható. Ritkán reakció léphet fel a sebtapaszsal szemben kisebb gyermekek esetében, akiknek kivételesen érzékeny a bőre. Ez előfordulhat a meleg, a nedvesség vagy más faktorok miatt, különösen abban az esetben, ha a sebtapaszt az arcon használják. Minden ilyen esetben azonnal konzultáljon egy orvossal. Amennyiben Ön cukorbeteg, használat előtt konzultáljon kezelőorvosával.

Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a gyártónak és azon tagország illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a beteg hivatalosan tartózkodik.





Distributed by: New Flag GmbH, Leopoldstrasse 154, D-80804 Munich, Germany. New Flag UK Ltd., Berkeley House, Amery Street, Alton, Hampshire, GU34 1HN, UK.


RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. No. 599 Wuxie Road, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China 312000

RFX+CARE International A/S Gammel Strandvej 22B, 2990 Nivå, Denmark

CMC Medical Devices GmbH Rigistrasse 3, 6300 Zug, Switzerland



© Copyright. All rights reserved by RFX+Care International A/S NF Textile plaster-IFU 2025-11



DK**Plaster**

Tiltænkt anvendelse: Til små sår og hudafskrabninger. Beskytter små sår. Læs vejledningen inden anvendelse. Opbevares til fremtidig reference.

Brugsanvisning: Rens såret og det omgivende område, og aftør huden, inden du sætter plasteret på. Fjern beskyttelsespapiret fra plasteret. Placer kompres over såret, og tryk forsigtigt på det klæbende område, så det klæber ordentligt fast. Skift plaster efter 24 timer, eller når det er vådt. Opbevares tørt og beskyttet mod direkte sollys. Opbevares under 25 °C.

Advarsel: Skal bruges straks efter åbning af beskyttelseemballagen. Emballagen er forsegleet med naturgummilatex. Må ikke anvendes på store sår. Hvis såret bløder voldsomt eller huden bliver irriteret eller inficeret, skal du fjerne plasteret. Ikke egnet for børn under 3 år. I sjældne tilfælde kan en reaktion på plasteret forekomme hos små børn med særlig følsom hud. Dette kan skyldes varme, fugt og andre faktorer, når plasteret anvendes, især i ansigtet. I begge tilfælde skal du straks konsultere en læge. Hvis du er diabetiker skal du konsultere din læge før brug.

Enhver alvorlig hændelse, der forekommer i forbindelse med anvendelsen skal rapporteres til producenten og relevant kontrollerende myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

SE**Plåster**

Avsedd användning: För användning på mindre skärsår och skrubbsår. Skyddar små sår. Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.

Brugsanvisning: Rengör såret och det omgivande området och torka huden innan plåstret sätts på. Avlägsna skyddspapperet från plåstret. Placera sårdynan över såret och tryck stadigt på häftytan så att plåstret fäster ordentligt. Byt plåster var 24:e timme eller om det blivit blött. Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus i temperaturer under 25°C.

Varning: Använd omedelbart efter öppnandet av skyddsomslaget. Skyddsomslaget är forseglat med naturgummilatex. Använd inte på stora sår. Om såret blöder väldigt mycket eller huden blir irriterad eller infekterad, ta bort plåstret. Inte lämplig för barn under 3 år. I sällsynta fall kan en reaktion av plåstret uppstå hos små barn med särskilt känslig hud. Detta kan bero på värme, fukt och andra faktorer, särskilt när plåstret används i ansiktet. I båda fallen kontakta en läkare omedelbart. Om du är diabetiker kontakta din läkare före användning.

Varje allvarlig händelse som inträffar med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten befinner sig.

NO**Plaster**

Tiltenkt bruk: For bruk på mindre kutt og skrubbsår. Beskytter små sår. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på denne for fremtidig referanse.

Instruksjoner for bruk: Rens såret og området rundt og tørk huden godt før du setter på plasteret. Fjern plasteret fra pakningen. Legg puten over såret og press godt på området med lim for å sikre at det sitter godt. Bytt ut plasteret en gang i døgnet eller om det blir fuktig. Oppbevar tørt og unngå direkte sollys. Oppbevar på et sted under 25 °C.

Advarsel: Bruk umiddelbart når det beskyttende omslaget er åpnet. Emballasjen er forseglet med naturlig lateks. Må ikke brukes på store sår. Fjern plåstret dersom såret blør mye eller huden blir irriteret eller infisert. Ikke egnet for barn under 3 år. I sjeldne tilfeller kan små barn med svært ømfintlig hud få en reaksjon mot plasteret. Dette kan være på grunn av varme, fuktighet eller andre faktorer ved bruk av plasteret, spesielt på ansiktet. I begge tilfeller må du rådføre deg med en lege umiddelbart. Hvis du er diabetiker, rådfør deg med legen din før du bruker produktet.

Alle alvorlige hendelser som inntreffer i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og relevante instanser i landet hvor brukeren og/eller pasienten oppholder seg.

FI**Laastari**



Käyttötarkoitus: Pienille haavoille ja hiertymillle. Suojaa pieniä haavoja. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säästä ne myöhempäa tarvetta varten.

Käyttöohjeet: Puhdista ja kuivaa haava ja sen ympäristö ennen laastarin laittamista. Poista laastarin suojapaperi. Laita laastari haavan päälle ja paina voimakkaasti, jotta se kiinnittyy kunnolla. Vaihda laastari 24 tunnin välein tai jos laastari on märkä. Säilytä kuivassa tilassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Säilytys alle 25 °C lämpötilassa.

Varoitus: Käytä heti suojakääreen avaamisen jälkeen. Kääre on liimattu luonnon lateksikumilla. Älä käytä suuriin haavoihin. Jos haavasta vuotaa paljon verta tai iho ärsyyntyy tai tulehtuu, poista laastari. Ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille. Harvoissa tapauksissa laastari voi aiheuttaa erityisen herkkäihoisille pienille lapsille ihoreaktion. Tämä voi johtua kuumuudesta, kosteudesta tai muista tekijöistä erityisesti silloin, kun laastaria on käytetty kasvoilla. Näissä tapauksissa ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos olet diabeetikko, varmista tuotteen käytön turvallisuus ensin lääkäriltä.

Tuotteeseen liittyvä vakava vaaratilanne tulee ilmoittaa valmistajalle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle maassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

300x184mm



折叠尺寸：42.9x92