

Si prega di leggere con attenzione:
IL PROFESSIONISTA MEDICO È RESPONSABILE DI UTILIZZARE PROCEDURE E TECNICHE CHIRURGICHE ADEGUATE. LE SEGUENTI ISTRUZIONI SONO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO INFORMATIVO. IL CHIRURGO CURANTE DEVE VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELLA PROCEDURA IN BASE ALLA PROPRIA FORMAZIONE ED ESPERIENZA MEDICA.

Indicazioni

I tamponi nasali Invotec sono stati progettati come tamponi nasali per controllare l'epistassi. Possono essere utilizzati anche per il tamponamento nasale in seguito ad interventi di settoplastica, rinoplastica o altre procedure chirurgiche intranasali.

Composizione

Il tampone nasale 100% alcool polivinilico Invotec è realizzato con un materiale dalla struttura spugnosa e porosa che si dilata quando viene messo a contatto con un liquido. I tamponi nasali vengono ben tollerati dai tessuti e hanno un'eccellente capacità di assorbimento. Il materiale non è fibroso. Allo stato idrogenato si adatta molto bene alle condizioni anatomiche ed esercita una leggera pressione sui tessuti circostanti.

Come si usa

a) Lubrificazione: In uno stato di compressione a secco, la metà del tampone nasale (dalla punta fino a metà lunghezza) viene lubrificata sui lati con una crema antisettica (pomata di iodio PVP) per facilitare l'inserimento.
b) Inserimento: Il tampone nasale si preleva con una pinzetta o con le dita e si spinge con attenzione all' interno del naso fino a quando l'intero tampone è stato inserito.
c) Dilatazione: In questa posizione il tampone viene saturato con soluzione fisiologica NaCl 0,9% per mezzo di un ago da iniezione (+/- 5 ml per il tampone da 45 mm e +/- 10 ml per il tampone da 80 mm). Tale operazione non è necessaria in caso di epistassi. A seconda dello stato individuale, il tampone deve essere inumidito una o più volte al giorno, per prevenirne l'essiccazione, che comporterebbe una perdita di elasticità del tampone stesso. Non lasciare i tamponi nasali in posizione per più di quattro giorni. Per maggiore sicurezza, una parte del tampone contiene un cordoncino. Questo cordoncino, fissato alla guancia per mezzo di un cerotto, è un ulteriore dispositivo di sicurezza per i tamponi nasali al fine di prevenire il pericolo di inalazione.
d) Rimozione: Prima di rimuovere il tampone nasale, è necessario inumidirlo abbondantemente con una soluzione fisiologica di NaCl 0,9% (lasciarlo assorbire per 5-10 minuti). Nel rimuovere i tamponi nasali per mezzo di un tubo di ventilazione, è opportuno rimuovere prima il tubo, per poi effettuare l'umidificazione del tampone attraverso il foro creato.

Attenzione

I tamponi nasali non devono essere inumiditi con una soluzione alcolica, perché in quel caso la struttura del materiale subirebbe dei cambiamenti. I tamponi nasali sono stati sterilizzati.
I tamponi nasali non contengono antibiotici. Non agiscono batteriostaticamente per quanto riguarda tutte le infezioni presenti, né impediscono la comparsa di nuove infezioni. Tuttavia, non aumentano la produzione di batteri che causano la comparsa di T.S.S.*. Se è già in atto un'infezione, si raccomanda di effettuare un trattamento antimicrobico prima di utilizzare i tamponi nasali. Non impiantare questo materiale. Se l'imballaggio è danneggiato, i prodotti non sono più idonei all'uso.

I tamponi nasali sono destinati ESCLUSIVAMENTE a MONOUSO.
Il riutilizzo di questo dispositivo può esporre il paziente a rischi di infezione o contaminazione. Una volta che il sigillo della confezione sterile è stato strappato, il produttore non accetterà il contenuto come reso. *Philip M. Tierno, Jr., Ph.D.: Toxic Shock Syndrome Nasal Surgery, Laryngoscope, Volume 97, No.12, December 1987

Garanzia

Invotec International, Inc. garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione. Invotec sostituirà o rimborserà qualsiasi prodotto che risulti difettoso, a condizione che il prodotto venga restituito secondo le istruzioni per la restituzione della merce riportate nella Politica di vendita. Invotec declina qualsiasi responsabilità per perdite, danni o spese consequenziali direttamente o indirettamente derivanti dall'uso, o dall'impossibilità di usare questo prodotto. LA SUDETTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMUNQUE DERIVANTI, IVI COMPRESA LA COMMERCIALITÀ, L'IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, CONTRO LA VIOLAZIONE O ALTRO. Invotec International non si assume, né autorizza alcuna persona ad assumersi per essa qualsiasi altra responsabilità aggiuntiva in relazione a questo prodotto.

Ultra-Stat è un marchio di fabbrica di Invotec International, Inc

Leia atentamente:
O PROFISSIONAL MÉDICO É RESPONSÁVEL POR TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ADEQUADOS. AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SÃO FORNECIDAS APENAS A TÍTULO INFORMATIVO. O CIRURGIÃO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO TEM DE AVALIAR A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM BASE NA SUA PRÓPRIA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA MÉDICA.

Indicações

Os tampões nasais Invotec estão concebidos como um tamponamento nasal para controlo de hemorragia nasal. Também podem ser usados para tamponamento nasal após septoplastia, rinoplastia, ou outros procedimentos cirúrgicos intranasais.

Composição

O tampão nasal Invotec com 100% de álcool polivinílico é feito de um material com estrutura esponjosa e porosa, que incha quando molhado por algum líquido. Os tampões nasais são bem tolerados pelos tecidos e têm uma excelente capacidade de absorção. O material não é fibroso. Num estado hidrogenado, adapta-se muito bem ao estado anatómico e exerce uma ligeira pressão sobre os tecidos vizinhos.

Como utilizar

a) Lubrificação: Num estado seco comprimido, metade do tampão nasal (da ponta à metade inferior) deve ser untado com um creme antisséptico (salva de iodo PVP) sobre os lados, para facilitar a inserção.
b) Inserção: O tampão nasal é levantado através de pinças ou com os dedos, devendo ser cuidadosamente empurrado para o nariz até que todo o tampão esteja dentro do nariz.
c) Expansão: Nesta posição o tampão fica saturado com solução salina fisiológica de NaCl 0,9% através de uma agulha de injeção (+/- 5 ml para o tampão de 45 mm e +/- 10 ml para o tampão de 80 mm). Isto não será necessário com epistaxe. Dependendo da situação individual, o tampão deverá ser humedecido uma ou mais vezes por dia, para evitar dessecação, o que significaria alguma perda de elasticidade do tampão. Não permita que os tampões nasais permaneçam na posição de colocação durante mais de quatro dias. Para maior segurança, parte do tampão contém um cordão. Este cordão, fixado à bochecha através de penso adesivo, é um fator de segurança adicional para os tampões nasais, para evitar o perigo de inalação.
d) Remoção: Antes de remover o tampão nasal, deve ser bem humedecido com solução salina fisiológica de NaCl 0,9% (deve deixá-lo absorver durante 5 a 10 minutos). Ao remover os tampões nasais através de um tubo de ventilação, é útil se primeiro se remover o tubo, para depois proceder à humidificação do tampão através do orifício criado.

Atenção

Os tampões nasais não podem ser humedecidos com uma solução alcoólica, uma vez que a estrutura do material irá mudar. Os tampões nasais são esterilizados. Os tampões nasais não contém antibióticos. Não funcionam bacteriostaticamente no que respeita a quaisquer infeções presentes, nem impedem a existência de novas infeções. No entanto, não devem reforçar a produção de bactérias que provocam síndrome do choque tóxico (T.S.S.*). Se já existir alguma infeção, recomenda-se a realização de um tratamento antimicrobiano antes da utilização dos tampões nasais. Não implantar este material. Se a embalagem estiver danificada, os produtos já não são adequados para utilização.

Os tampões nasais destinam-se APENAS A UTILIZAÇÃO ÚNICA.
A reutilização deste dispositivo pode expor o doente a riscos de infeção ou contaminação. O fabricante não aceitará a devolução do conteúdo do produto após abertura do vedante da embalagem esterilizada.
* Philip M. Tierno, Jr., Ph.D.: Toxic Shock Syndrome Nasal Surgery, Laryngoscope, Volume 97, n.º 12, dezembro de 1987

Garantia

A Invotec International, Inc. garante que o produto está isento de defeitos materiais e de mão de obra. A Invotec irá substituir ou fornecer um reembolso por qualquer produto identificado como defeituoso desde que o produto seja devolvido em conformidade com as Instruções de Devolução de Produtos da Política de Vendas. A Invotec não será responsável por qualquer perda consequente, dano ou despesa diretamente ou indiretamente resultante do uso, ou incapacidade de uso, deste produto. A PRESENTE GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INDEPENDENTEMENTE DA SUA OCORRÊNCIA, INCLUINDO COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO, CONTRA INFRAÇÃO OU OUTRA SITUAÇÃO. A Invotec International não assume, nem autoriza qualquer pessoa a assumir em seu nome, qualquer responsabilidade adicional no que diz respeito a este produto.

Ultra-Stat é uma marca comercial da Invotec International, Inc.

Veillez lire attentivement :
LE PROFESSIONNEL MÉDICAL EST RESPONSABLE DES PROCÉDURES ET TECHNIQUES CHIRURGICALES APPROPRIÉES. LES INSTRUCTIONS SUIVANTES SONT À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. LE CHIRURGIEN PRÉSENT DOIT ÉVALUER LE BÉNÉFICE DE LA PROCÉDURE SUR LA BASE DE SA PROPRE FORMATION ET DE SA PROPRE EXPÉRIENCE MÉDICALE.

Indications

Les tampons nasaux Invotec sont conçus comme un tamponnement nasal pour contrôler l'hémorragie nasale. Ils peuvent également être utilisés pour le tamponnement nasal après une septoplastie, une rhinoplastie ou d'autres procédures chirurgicales intranasales.

Composition

Le tampon nasal Invotec à 100% d'alcool polyvinilyle est fabriqué à partir d'un matériau à structure spongieuse et poreuse qui gonfle lorsqu'il est mouillé par un liquide. Les tampons nasaux sont bien tolérés par les tissus et ont une excellente capacité d'absorption. Le matériau n'est pas fibreux. À l'état hydrogéné, il s'adapte très bien à l'état anatomique et exerce une légère pression sur les tissus voisins.

Comment l'utiliser

a) Graissage : À l'état sec et comprimé, la moitié du tampon nasal (à partir de la pointe vers le bas) est graissée avec une crème antiseptique (pommade à la povidone iodée) sur les côtés afin de faciliter l'insertion.
b) Insertion : Le tampon nasal doit être saisi au moyen d'une pince à épiler ou avec les doigts et soigneusement poussé dans le nez jusqu'à ce que la totalité du tampon soit à l'intérieur du nez.
c) Expansion : Dans cette position, le tampon est saturé avec une solution saline physiologique NaCl à 0,9% au moyen d'une aiguille d'injection (+/- 5 ml pour le tampon de 45 mm et +/- 10 ml pour le tampon de 80 mm). Ce ne sera pas nécessaire avec l'épistaxis. En fonction de la situation individuelle, le tampon devra être humidifié une ou plusieurs fois par jour, et ce afin d'éviter une dessiccation qui signifierait une certaine perte d'élasticité du tampon. Ne laissez pas les tampons nasaux en place pendant plus de quatre jours. Pour davantage de sécurité, une partie du tampon contient un cordon. Ce cordon, fixé à la joue au moyen d'un pansement, est un facteur de sécurité supplémentaire pour les tampons nasaux afin d'éviter tout danger d'inhalation.
d) Retrait : Avant de retirer le tampon nasal, il doit être bien humidifié avec une solution saline physiologique NaCl à 0,9% (laissez-le tremper entre 5 et 10 minutes). Lors du retrait des tampons nasaux au moyen d'un tube de ventilation, il est pratique de d'abord retirer le tube, et ensuite de procéder à l'humidification du tampon à travers le trou créé.

Attention

Les tampons nasaux ne doivent pas être humidifiés avec une solution alcoolique, car la structure du matériau changerait. Les tampons nasaux sont stérilisés. Les tampons nasaux ne contiennent pas d'antibiotiques. Ils n'agissent pas de manière bactériostatique pour toutes les infections présentes et n'empêchent pas non plus l'existence de nouvelles infections. Cependant, ils ne renforceront pas la production de bactéries à l'origine du SCT*. Si une infection existe déjà, il est recommandé d'effectuer un traitement antimicrobien avant d'utiliser les tampons nasaux. N'implantez pas ce matériel. Si l'emballage est endommagé, les produits ne sont plus adaptés à l'utilisation.

Les tampons nasaux sont destinés à UN USAGE UNIQUEMENT.

La réutilisation de ce dispositif peut exposer le patient à des risques d'infection ou de contamination. Une fois le sceau de l'emballage stérile déchiré, son contenu ne sera pas repris par le fabricant.
* Philip M. Tierno, Jr., Ph.D.: Toxic Shock Syndrome Nasal Surgery, Laryngoscope, Volume 97, No.12, décembre 1987

Garantie

Invotec International, Inc. garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Invotec remplacera ou remboursera tout produit jugé defectueux tant que le produit est retourné conformément aux instructions de retour de marchandise dans la politique de vente. Invotec ne sera pas responsable des pertes, dommages ou dépenses consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser. LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, Y COMPRIS LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, CONTRE LA VIOLATION OU AUTRE. Invotec International n'assume, ni n'autorise personne à l'assumer pour elle, aucune autre responsabilité supplémentaire à l'égard de ce produit.

Ultra-Stat est une marque commerciale d'Invotec International, Inc.

Believe aandachtig te lezen:
DE MEDISCH DESKUNDIGE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTE CHIRURGISCHE PROCEDURES EN TECHNIEKEN. DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND TER INFORMATIE. DE BEHANDELLENDE CHIRURG MOET DE GESCHIKTHEID VAN DE PROCEDURE EVALUEREN OP BASIS VAN ZIJN/HAAR EIGEN MEDISCHE OPLEIDING EN ERVARING.

Indicaties

De neustampons van Invotec zijn ontworpen als een neusverpakking voor het beheersen van neusbloedingen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor neusverpakking na septumcorrectie, neuscorrectie of andere intranasale chirurgische ingrepen.

Samenstelling

De neustampon van Invotec met 100% polyvinylalcohol bestaat uit een materiaal met een sponzige, poreuze structuur die opzwelt wanneer ze met een vloeistof nat wordt gemaakt. De neustampons worden goed verdragen door de weefsels en hebben een uitstekend absorptievermogen. Het materiaal is niet vezelig. In een gehydropioneerde toestand past het zich heel goed aan de anatomische toestand aan en oefent het lichte druk uit op de naburige weefsels.

Gebruiksaanwijzing

a) Smering: In een droge, gecomprieeerde toestand wordt de helft van de neustampon (van de bovenkant tot halfweg omlaag) over de zijkanten ingesmeerd met een antiseptische crème (PVP jodiumzalf) om de insertie te vergemakkelijken.
b) Insertie: De neustampon wordt opgepikt met een pincet of met de vingers, en wordt voorzichtig in de neus geduwd tot de hele tampon in de neus zit.
c) Expansie: In deze positie wordt de tampon via een injectienaald doordrenkt met een fysiologische zoutoplossing met 0,9% NaCl by (+/- 5 ml voor de tampon van 45 mm en +/- 10 ml voor de tampon van 80 mm). Dit is niet nodig bij een neusbloeding. Afhankelijk van de individuele situatie moet de tampon een of meerdere keren per dag worden bevochtigd om opdroging te voorkomen. Anders verliest de tampon wat elasticiteit. Laat neustampons niet langer dan vier dagen zitten. Een deel van de tampon bevat een koord voor extra veiligheid. Deze koord is met een pleister vastgemaakt aan de zijkant en is een extra veiligheidsfactor voor de neustampons om het gevaar op inhalatie te voorkomen.
d) Verwijderen: Vooraleer een neustampon te verwijderen, moet die goed bevochtigd worden met een fysiologische zoutoplossing met 0,9% NaCl (laat deze 5 tot 10 minuten doordrenken). Als de neustampons met een ventilatiebuis worden verwijderd, is het handig om eerst de buis te verwijderen en vervolgens de tampon te bevochtigen via het gemaakte gat.

Opgelet

De neustampons mogen niet met een alcoholoplossing worden bevochtigd omdat dan de structuur van het materiaal wijzigt. De neustampons zijn gesteriliseerd. De neustampons bevatten geen antibiotica. Ze werken niet bacteriostatisch tegenover alle aanwezige infecties, en verhinderen evenmin nieuwe infecties. Ze bevorderen echter niet de productie van bacteriën die T.S.S.* veroorzaken. Als er al een infectie is, dan raden we aan om een microbenwerende behandeling uit te voeren vooraleer de neustampons te gebruiken. Implanter dit materiaal niet. Als de verpakking beschadigd is, mogen de producten niet meer worden gebruikt.

De neustampons zijn uitsluitend bedoeld VOOR EENMALIG GEBRUIK.

Hergebruik van dit hulpmiddel kan de patiënt blootstellen aan infectie-of besmettingsrisico's. Zodra de verzegeling van de steriele verpakking is opengescheurd, wordt de inhoud niet meer teruggenomen door de fabrikant.
* Philip M. Tierno, Jr., Ph.D.: Toxic Shock Syndrome Nasal Surgery, Laryngoscope, Volume 97, nr.12, december 1987

Garantie

Invotec International, Inc. garandeert dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Invotec zal elk product dat defect blijkt te zijn, vervangen of terugbetalen, zolang het product wordt geretourneerd volgens de instructies voor geretournerde goederen in het verkoopbeleid. Invotec is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van dit product. DE BOVENSTAANDE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, HOE DAN OOK ONTSTAAN, MET INBEGRIP VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TEGEN INBREUK OF ANDERSZINS. Invotec International aanvaardt geen enkele andere aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dit product en geeft geen enkele persoon de toestemming om dit te doen.

Ultra-Stat is een handelsmerk van Invotec International, Inc.

Bitte sorgfältig durchlesen:
DIE MEDIZINISCHE FACHKRAFT IST VERANTWORTLICH FÜR DIE KORREKTEN CHIRURGISCHEN VERFAHREN UND TECHNIKEN. DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN DIENEN NUR DER INFORMATION. DER BEHANDELNDE CHIRURG MUSS DIE ANGEMESSENHEIT DES VERFAHRENS AUF BASIS SEINER EIGENEN MEDIZINISCHEN AUSBILDUNG UND ERFAHRUNG BEURTEILEN.

Anwendungsgebiete

Invotec Nasentampons wurden als nasale Tamponade zur Eindämmung von Nasenblutungen entwickelt. Sie können auch als Tamponade nach Septumplastik, Rhinoplastik oder anderen intranasalen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.

Zusammensetzung

100 % Polyvinylalkohol
Invotec Nasentampon besteht aus einem Material mit schwammiger, poröser Struktur, das bei Kontakt mit einer Flüssigkeit aufquillt. Die Nasentampons sind gut gewebeverträglich und weisen eine ausgezeichnete Saugfähigkeit auf. Das Material ist nicht faserig. Im hydrierten Zustand passt es sich sehr gut den anatomischen Gegebenheiten an und übt leichten Druck auf die umliegenden Gewebe aus.

Verwendung

a) Vorbereiten: Im trockenen, komprimierten Zustand wird die Hälfte des Nasentampons (von der Spitze abwärts bis zur Mitte) mit antiseptischer Creme (PVP-Jod-Salbe) bestrichen, um das Einführen zu erleichtern.
b) Einführen: Fassen Sie den Nasentampon mit einer Pinzette oder mit den Fingern und führen Sie ihn vorsichtig zur Gänze in die Nase ein.
c) Befeuchten: In dieser Position wird der Tampon mittels Injektionsnadel mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9%ige NaCl-Lösung) befeuchtet (+/-5 ml für den 45-mm-Tampon und +/-10 ml für den 80-mm-Tampon). Bei Nasenbluten muss der Tampon nicht befeuchtet werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen Situation muss der Tampon ein- oder mehrmals pro Tag befeuchtet werden, damit er nicht austrocknet und an Elastizität verliert. Lassen Sie Nasentampons nicht länger als vier Tage in der Nase. Aus Sicherheitsgründen ist der Tampon mit einer Schnur versehen. Diese Schnur wird mit einem Pflaster an der Wange befestigt und bietet zusätzlichen Schutz vor einem Einatmen des Nasentampons.
d) Entfernen: Der Tampon muss vor dem Entfernen gut mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9%iger NaCl-Lösung) befeuchtet werden (die man 5 bis 10 Minuten einwirken lässt). Beim Entfernen der Nasentampons mit Hilfe eines Beatmungsschlauches sollte man zuerst den Schlauch entfernen, um dann die Befeuchtung des Tampons durch das entstandene Loch vorzunehmen.

Achtung

Die Nasentampons dürfen nicht mit einer Alkohollösung befeuchtet werden, da diese die Struktur des Materials verändert. Die Nasentampons sind steril. Die Nasentampons enthalten keine Antibiotika. Sie wirken nicht bakteriostatisch gegen vorhandene Infektionen und beugen keinen neuen Infektionen vor. Sie verstärken jedoch nicht die Produktion von Bakterien, welche zu einem TSS* führen. Besteht bereits eine Infektion, wird vor Anwendung der Nasentampons eine antimikrobielle Behandlung empfohlen. Dieses Material darf nicht implantiert werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, sind die Produkte nicht mehr für den Gebrauch geeignet.

Die Nasentampons sind NUR für den EINMALGEBRAUCH bestimmt.

Bei Wiederverwenden des Produkts besteht die Gefahr einer Infektion oder Kontamination. Sobald das Siegel der Sterilverpackung aufgerissen wurde, wird der Inhalt vom Hersteller nicht mehr zurückgenommen.
* Philip M. Tierno, Jr., Ph.D.: Toxic Shock Syndrome Nasal Surgery, Laryngoscope, Volume 97, No.12, Dezember 1987

Garantie

Invotec International, Inc. garantiert, dass das Produkt frei von Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Invotec wird jedes Produkt, das sich als defekt herausstellt, ersetzen oder eine Rückerstattung gewähren, so lange das Produkt gemäß den in den Anweisungen zur Warenrücksendung enthaltenen Verkaufsrichtlinien zurückgesendet wird. Invotec haftet nicht für Folgeverluste, -schäden oder -kosten, die sich direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Produkts oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, ergeben. DIE VORSTEHENDE GARANTIE TRITT AN STELLE VON UND SCHLIESST SÄMTLICHE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AUS, WIE AUCH IMMER SIE ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH DER MARKTFÄHIGKEIT SOWIE DER EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, GEGEN VERLETZUNG ODER SONSTIGES. Weder übernimmt Invotec International eine andere zusätzliche Haftung oder Verantwortung in Bezug auf dieses Produkt, noch ermächtigt es eine Person, diese für das Unternehmen zu übernehmen.

Ultra-Stat ist ein Warenzeichen der Firma Invotec International, Inc.