

GenuLoc®

Stabilorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks.

Hilfsmittelnummer:
23.04.01.0014



Indikation

- Bei jeder Knieerkrankung, postoperativ oder posttraumatisch, zur temporären Ruhigstellung des Kniegelenks

Merkmale

- Das Trägermaterial ist atmungsaktiv und waschbar.
- Klettgurte ermöglichen ein einfaches Anlegen der GenuLoc® an das frisch verletzte oder operierte Kniegelenk.
- Zwei dorsal integrierte, anatomisch geformte Aluminiumschienen lassen sich auf den gewünschten Kniewinkel anpassen.
- Die Aluminiumschienen sind auf 20° Kniebeugewinkel vorgeformt.
- Seitliche Klettleisten garantieren eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Beinumfang.
- Seitliche Kunststoffstäbe spannen das Trägermaterial auf und passen sich dem Winkel der Aluminiumschienen an.

Wirkweise

- Die Schiene stellt das Bein in einem voreingestellten Kniebeugewinkel ruhig.
- Das Kniekehlenpolster erhöht den Lagerungskomfort und die Positionssicherheit der Ruhigstellungsschiene am Bein.



Aluminiumschienen