

Artistep® S

Die Gehsohle mit rutschfestem Spezialprofil für den Cast- und Gipsverband.

Produkt

Artistep® S, die Gehsohle für Starr- und Stützverbände, ist die konsequente Weiterentwicklung einer Gehhilfe für Patienten mit einem Gehgips. Die rutschfeste Gehsohle trägt wesentlich dazu bei, das Sicherheitsgefühl von Patienten mit Gehgips zu erhöhen. Artistep® S ist schnell und einfach an- und auszuziehen. Drei stabile Klettbänder gewährleisten bestmögliche Fixierung und einen rutschfesten Sitz des Gesschuhs am Stützverband. Durch sechs verschiedene Größen (Standardgrößen S, M, L und XL und Kindergrößen P und XS) verfügt Artistep® S über eine optimale Passform. Artistep® S kann links oder rechts getragen werden.

Artistep® S besteht aus Nylon, Polyethylen, PVC und einem thermoplastischen Gummi.



Artistep® S sorgt für mehr Sicherheit durch die patentierte Laufsohle mit rutschfestem Spezialprofil.



Das flexible Material der Artistep® S ist wasser- und schmutzabweisend.

Anwendung

- Gehhilfe für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelverband, geeignet für synthetische Castverbände sowie Naturgipsverbände

Anwendungsdauer: einige Tage bis mehrere Wochen



Lieferformen

Best.-Nr.	Größe/Schuhgröße	Verp.-Einheit	PZN
4556400	P (25–30)	1/10	00948905
4556500	XS (31–34)	1/10	00948911
4556600	S (35–38)	1/10	00948928
4556700	M (39–41)	1/10	00948934
4556800	L (42–43)	1/10	00948940
4556900	XL (44–47)	1/10	00948957

Dynasol®

Die anatomische Gehhilfe mit sicherem Sitz.

Produkt

Die anatomische Gehsohle Dynasol® mit nachstellbarer Fixierung eignet sich für alle Arten von Gehverbänden wie synthetische oder Naturgips-Stützverbände. Die hoch umschließende Fersenkappe gewährleistet einen sicheren Sitz und eine optimale Anpassung. Dynasol® ist waschbar, in sechs Größen erhältlich und deshalb für alle Schuhgrößen passend. Dynasol® bietet Sicherheit durch ein rutschfestes Sohlenprofil, ist leicht und bequem vom Patienten anzuwenden und für alle Gipsverbände geeignet.

Dynasol® besteht aus einem abriebfesten, weichen, synthetischen Gummi.



Die hohe Fersenkappe gewährleistet einen sicheren Halt. Dynasol® ist sowohl rechts als auch links tragbar.




Durch das Klettband ist Dynasol® leicht und bequem zu fixieren. Dynasol® begünstigt den physiologischen Abrollvorgang.

Anwendung

- Gehsohle für Patienten mit Ober- oder Unterschenkelgehverband
- Gehsohle für synthetische oder Naturgips-Stützverbände

Anwendungsdauer: einige Tage bis mehrere Wochen



Lieferformen

Best.-Nr.	Größe/Schuhgröße	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7142700	XXS (bis 27)	6	1/1	04978470
7142600	XS (28–31)	6	1/1	04978487
7142400	S (32–35)	6	1/1	04978493
7142300	M (36–39)	6	1/1	04978501
7142200	L (40–44)	6	1/1	04978464
7142500	XL (ab 45)	6	1/1	04978518