

DATENBLATT

Original Aircast Gelenkschiene

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dieser Schiene wird die Funktion des Sprunggelenkes stabilisiert und unterstützt.

Die anatomisch geformten Seitenschalen passen in jeden Schnürschuh; an den Innenseiten befinden sich vorgefüllte und noch zusätzlich nachstellbare Luftzellen, die sich individuell den Körperkonturen anpassen. Wenn die Aircast Schiene mit einem geschnürten Schuh getragen wird, wird das Gelenk seitlich gestützt, um ein Innen-/Außenverkranten zu verhindern. Die normale Biegung beim Gehen wird kaum eingeschränkt. Die Luftkissen bewirken eine Kompression des eventuell angeschwollenen Gewebes. Diese Fußgelenkschienen sind verschreibungsfähig. In vier verschiedenen Ausführungen, einzeln verpackt.

VARIANTEN

Typ	Groesse	HMV	PZN	HMV	REF	VE
02 A links	> 167 cm	23.02.02.0027	00959783	23.02.02.0027	S3 0201	1 Stück
02 A rechts	> 167 cm	23.02.02.0027	00959777	23.02.02.0027	S3 0202	1 Stück

DATENBLATT (Fortsetzung)

Typ	Groesse	HMV	PZN	HMV	REF	VE
02 B links	157 - 167	23.02.02.00	00959760	23.02.02.00	S3 0203	1 Stück
02 B rechts	157 - 167 cm	23.02.02.00 27	00959748	23.02.02.00 27	S3 0204	1 Stück
02 C links	< 157 cm	23.02.02.00 27	00959731	23.02.02.00 27	S3 0205	1 Stück
02 C rechts	< 157 cm	23.02.02.00 27	00959725	23.02.02.00 27	S3 0206	1 Stück
02 J links	Kleinkind	23.02.02.00 27	00959694	23.02.02.00 27	S3 0207	1 Stück
02 J rechts	Kleinkind	23.02.02.00 27	00959671	23.02.02.00 27	S3 0208	1 Stück