



## cyclotest myWay

Symptothermaler Zykluscomputer für Verhütung und Kinderwunsch


- Einfache Anwendung durch Touch-Display und Temperatur-Messfühler
- Eingrenzung und Anzeige der hochfruchtbaren, fruchtbaren und unfruchtbaren Tage
- Kein Eingriff in Deinen natürlichen Zyklus
- Hohe Sicherheit durch symptothermale Methode
- Schnittstelle und Software für PC und Mac

**Lieferumfang Standard:** Zykluscomputer mit Direktmessmodus. Messfühler zur Messung der Basaltemperatur (oral, rektal, vaginal). Akku, Netzteil, USB-Kabel, Tasche, Gebrauchsanweisung


Ich kann's kaum erwarten,  
dich kennenzulernen.  
Liebe Grüße, dein Zyklus.

So einfach geht's


1. Zyklus starten



2. Aufwachttemperatur messen



3. Fruchtbarkeitsstatus ablesen



Einfache  
Bedienung – alle  
Daten auf einen  
Blick

PZN-01221967

**Lager- und Transportbedingungen**  
-10 °C – 50 °C  
15 % – 93% RH

**Betriebsbedingungen**  
10 °C – 35 °C  
15 % – 85 % RH

CE 0123

