

CaligaLoc®

Stabilorthese zur Teilimmobilisierung des Sprunggelenks.

Hilfsmittelnummer:

alt 05.02.03.0005 neu 23.02.01.0003



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
• Konservative Behandlung des Knöchelbänderrisses • Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion • Temporäre Stabilisationshilfe bei post-traumatischem Sinus-Tarsi-Syndrom und bei dekompensierter Instabilität des Subtalargelenks • Permanente Stabilisationshilfe bei chronischer Instabilität des oberen und/oder unteren Sprunggelenks mit Gegenanzeigen zur Operation	• CaligaLoc® ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten MHH-Knöchelschiene. • Das Stabilitätselement ist anatomisch geformt und kann bei Bedarf nachgeformt werden. • Die Orthese ist rund um die Uhr einsetzbar, als Stützschiene in Konfektionsschuhen, als Nacht- und Lagerungsschiene ohne Schuhe.	• Die Orthese stabilisiert antisupinatorisch. • CaligaLoc® verhindert unphysiologische Stresssituationen für das obere Sprunggelenk und teilweise auch für das untere Sprunggelenk. • Die integrierte pronatorische Anhebung führt zu einer Entlastung der Außenbänder.



Stütz- und Lagerungsschiene