

Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen



1. Testkonditionen: 37° +/- 1° C bei durchschnittlich 20% relativer Feuchtigkeit

IV3000°

Hochatmungsaktive, transparente Polyurethanfolie zur Kanülen- und Katheterfixierung – steril. MVTR von bis zu 14.000 g/m²/24 Stunden bei 37° C, das ist bis zu 8x höher als bei vergleichbaren transparenten Verbänden.¹


- Mit zwei Extrastreifen zur sicheren Fixierung der Kanülen und einem Dokumentationsetikett
- Bakterien- und Wasserundurchlässig
- Kontrolle der Punktionsstelle durch Transparenz der Folie möglich
- Sichere, dauerhafte Fixierung
- Feuchtigkeitsaktive Folie vermindert die Ansammlung von Feuchtigkeit

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.

Artikelnummer		Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
66004011 – geschlitzt		5,0 cm x 6,0 cm	00019399	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
4007		6,0 cm x 7,0 cm	07478153	1800 Stück (18 OP)	100 Stück
4006 – geschlitzt		7,0 cm x 9,0 cm	07498902	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004009 – geschlitzt		9,0 cm x 12,0 cm	00232615	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4008		10,0 cm x 12,0 cm	07478176	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66004005		10,0 cm x 12,0 cm	03412329	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800512		11,0 cm x 14,0 cm	07776459	125 Stück (5 OP)	25 Stück
Window Frame, mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
59410082 – ohne Kanülenflügel mit Applikationsrahmen		6,0 cm x 7,0 cm	01346309	1000 Stück (10 OP)	100 Stück
59410882 – Zentralkanülen mit Applikationsrahmen		10,0 cm x 12,0 cm	01346315	200 Stück (4 OP)	50 Stück
Standard					
4924		6,0 cm x 8,5 cm	--	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
4973		10,0 cm x 14,0 cm	--	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4649		10,0 cm x 20,0 cm	00495450	200 Stück (4 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig

IV3000 Applikationsbeispiel finden Sie auf Seite 56 | Weitere Applikationsbeispiele finden Sie unter: www.IV3000.de



APPLICA° I.V. 100

Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad – steril

- Hautfreundlicher Acrylat-Kleber
- Einfach und rückstandsfrei entfernbar
- Atmungsaktiv
- Sichere Fixierung der gesamten Kanüle
- Zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66047717	8,0 cm x 6,0 cm	04393798	400 Stück (8 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig