

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-11

Reference® OP

Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex /
The powdered latex surgical glove



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
93216	6	Min. 280 mm	77 ± 4 mm	02243824
932165	6,5	Min. 280 mm	83 ± 5 mm	02243830
93217	7	Min. 280 mm	89 ± 5 mm	02243847
932175	7,5	Min. 280 mm	95 ± 5 mm	02243853
93218	8	Min. 280 mm	102 ± 6 mm	02243876
932185	8,5	Min. 280 mm	108 ± 6 mm	02243882
93219	9	Min. 280 mm	114 ± 6 mm	05030313

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,19 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,21 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,17 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 9 N / Before and after ageing ≥ 9 N	AQL 0,65

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description
OP-Handschuh aus Latex, natur, gepudert, steril, mikrogeraut an den Fingern, Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, nur für den Einmalgebrauch/
Surgical glove made of latex, natural, powdered, sterile, micro-roughened on the fingers, beaded cuff, left and right handed, anatomical fit, packed in pairs, for single use only

Inhaltsstoffe / Ingredients
Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Zinkoxid, Titandioxid Antioxidationsmittel, Maisstärke/
Natural Rubber Latex, Sulfur, Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc oxide, Titanium Dioxide, Antioxidant, Corn Starch

Haltbarkeit / Shelf life
5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen/
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Verpackung /
Packaging

50 Paar pro Packung; 6 Packungen pro Karton /
50 pairs. per package; 6 packages per carton

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3 / -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5 EN 16523-1 ISO 11137-2

Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions
-------------------------	--



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.