

## **SPONGOSTAN ANAL 80X30MM DM**

### **SPONGOSTAN anal Hämostyptikum 30x80 mm**

PZN: 02485007

Inhalt: 5 St

Hersteller: Johnson & Johnson MEDICAL Bereich EPD

#### **Zweckbestimmung**

Nach Beenden der Hämorrhoidektomie das Produkt entweder direkt einführen oder das Operationsgebiet mit Hilfe eines Anal-Spreizers bzw. eines Anoskops zunächst visuell darzustellen, um so das Einführen eines trockenen SPONGOSTAN\* Anal-Tampons zu erleichtern. Ein schneller Zerfall und spontaner Abgang des Schwamms können erwartet werden.

#### **Zusammensetzung**

Der SPONGOSTAN\* Resorbierbarer Hämostatischer Gelatineschwamm ist ein steriler, wasserunlöslicher, formbarer, aus Schweinegelatine hergestellter, resorbierbarer Schwamm für den hämostatischen Einsatz durch Auftragen auf eine blutende Oberfläche. Der Schwamm ist cremefarben und von poröser Textur.