

Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System

Das selbstklebende Klettverschluss-System.

Produkt
Das Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System erleichtert die Anlage von FCT-Schienen und Braceverbänden.

Das Delta Terry-Net™ Klettverschluss-System besteht aus einem selbstklebenden Haftband und einem elastischen Flauschband und ist in zwei Breiten erhältlich (2,5 cm und 5,0 cm).



Für die optimale Anlage von funktionellen Castverbänden.

Anwendung

- zur vereinfachten Anlage von FCT-Schienen und Braceverbänden

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Haftband			
7229500	9,0 m x 2,5 cm	1/20	02582041
7229502	9,0 m x 5,0 cm	1/20	00795525
elastisches Flauschband			
7229501	13,5 m x 2,5 cm	1/20	02582006
7229503	13,5 m x 5,0 cm	1/20	00795531

Dynacast® Prelude Strap Kits

Das spezielle Klettverschluss-System.

Produkt
Das Dynacast® Prelude Strap Kits Klettverschluss-System macht aus einer herkömmlichen FST-Schiene eine perfekt angepasste, individuelle Orthese. Das Dynacast® Prelude Strap Kits Klettverschluss-System besteht aus jeweils drei dehnbaren Velstretch®-Bändern, die direkt auf der Polsterung der zuvor angepassten und vollständig ausgehärteten Dynacast® Prelude Schiene befestigt werden können. Mit Dynacast® Prelude Strap Kits wird jede Dynacast® Prelude Schiene zu einer perfekt sitzenden Alternative für nahezu alle vorgefertigten Orthesen. Nach dem Akutstadium der Verletzung kann der Patient seine Schiene für Rehabilitationsmaßnahmen (z.B. Hydrotherapie, Muskelaufbau), aber auch für alltägliche Bedürfnisse, wie z.B. zum Duschen, selbständig abnehmen und wieder anlegen.

Das Dynacast® Prelude Strap Kits Klettverschluss-System besteht aus jeweils drei dehnbaren Velstretch®-Bändern.



Für die einfache Anwendung von Dynacast® Prelude in der Rehabilitationsphase.

Anwendung

- zur vereinfachten Anlage von FST-Schienen

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



Dynacast® Prelude Strap Kits sind für die oberen und unteren Extremitäten erhältlich.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
obere Extremität, rot			
7141518	10	1/10	00849959
untere Extremität, blau			
7141519	10	1/10	00849965