

Specialist®

Polsterwattebinde mit hohem Baumwollanteil.

Produkt

Polsterbinden dienen der Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden und schützen exponierte Stellen vor den Einwirkungen des harten Gips- oder Castmaterials. Ihr bauschiges Material muss so beschaffen sein, dass die Haut die oft einige Wochen dauernde Behandlung schadlos übersteht. Specialist® wird aus einem gut hautverträglichen Baumwoll-Acrylatfaser-Gemisch hergestellt. Es lässt sich leicht abreißen, ohne dabei Bindentouren zu überdehnen. Die besondere Oberflächenstruktur sorgt durch Mikrofaltungen für einen gut haftenden Lagenverbund.

Specialist® besteht aus 50 % Baumwolle und 50 % Acrylfaser.



Hautverträglich und an-schmiegsam.

Anwendung

- zur Unterpolsterung von Starr- und Stützverbänden

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7230400	3,6 m x 5,0 cm	24	1/6	02268801
7230401	3,6 m x 7,6 cm	12	1/6	02268824
7230402	3,6 m x 10,0 cm	12	1/6	02268847
7230403	3,6 m x 15,0 cm	6	1/6	02268876

Krepppapierbinde

Zur Vorfixierung der verletzten Extremität und zur Komprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden.

Produkt

Polstermaterial unter Starr- und Stützverbänden muss vorkomprimiert werden, damit zwischen Verband und Extremität nicht zu viel Spielraum ist. Sonst wäre die Ruhigstellung gefährdet. Diesen Zweck erfüllt die Krepppapierbinde aus dem Stützverband-Programm von BSN medical. Die Krepppapierbinde weist eine gute Lagenhaftung auf und das Polstermaterial wird gut komprimiert. Sie dient zur Vorfixierung der Extremitäten und verhindert das Eindringen von gipshaltigem Wasser in das Polstermaterial. Die Binde ist einfach anzuwenden, reißbar und auch an stark konturierten Körperteilen anwendbar. Sie dient ebenfalls als Sägeschutz bei der Gipsabnahme.

Die Krepppapierbinde besteht aus 100 % Zellulose.



Die Krepppapierbinde lässt sich auf mindestens 200 % ihrer ursprünglichen Länge dehnen.



Aufgrund der Längsdehnbarkeit ist die Krepppapierbinde einfach anzuwenden. Sie sorgt für eine zuverlässige Vorfixierung.

Anwendung

- zur Vorkomprimierung des Polstermaterials unter Starr- und Stützverbänden
- zur Vorfixierung der Extremitäten

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde lose im Karton			
0179000	4 m x 4 cm	50/200	03202543
0179100	4 m x 6 cm	20/200	03944641
0179200	4 m x 8 cm	20/200	03944658
0179300	4 m x 10 cm	20/200	03944664
0179400	4 m x 12 cm	20/200	03944670