

Askina® Cast

Der synthetische Stützverband



Askina® Cast

- › Leicht und problemlos abrollbar
- › Gut modellierbar
- › Leicht und stabil
- › Röntgenstrahlendurchlässig
- › Wasserunempfindlich (kann abgewaschen werden)
- › Nach ca. 15 Minuten ausgehärtet
- › Nach ca. 30 Minuten voll belastbar
- › In verschiedenen attraktiven Farben lieferbar

Indikationen

- › Zur Versorgung von Frakturen
- › Zur Ruhigstellung post-operativ

Material

- › Glasfasergewebe, getränkt mit Polyurethanharz (low-tack)

Askina® Cast	Abmessung	VE	PZN	REF
weiß	2,5 cm x 1,8 m	10 Stück	7603546	9073043
	5,0 cm x 3,6 m	10 Stück	7369748	9073000
	7,6 cm x 3,6 m	10 Stück	7369754	9073019
blau	5,0 cm x 3,6 m	10 Stück	7369783	9073108
	7,6 cm x 3,6 m	10 Stück	7369808	9073116
	10,1 cm x 3,6 m	10 Stück	7369814	9073124
	12,7 cm x 3,6 m	10 Stück	7369820	9073132
grün	5,0 cm x 3,6 m	10 Stück	7369932	9073400

