

Askina® Flex Cast

Der teilelastische, synthetische Stützverband



Askina® Flex Cast

Eine funktionelle Immobilisation mit Askina® Flex Cast verbindet ideal eine ausreichende Ruhigstellung mit kontrollierter Bewegung. Natürliche Bewegungsabläufe werden nicht mehr als nötig eingeschränkt. Der Patient bleibt weitestgehend mobil und so wird der Heilungsprozeß erheblich gefördert. Das Material ist so anschmiegsam, daß auf eine Polsterung mit Polsterbinden verzichtet werden kann und der Verband auf diese Weise anatomisch passgerechter sitzt.

- › Flexibel, bruchstabil und dauerhaft stabil
- › Weiche Ränder
- › Eine bessere Durchblutung durch die Aufrechterhaltung des Muskeltonus
- › Spalt- und schalbar: der Verband kann abgenommen und mit Hilfe einer Binde wieder angewickelt werden
- › Bei Verbänden am Fuß/Unterschenkel kann der Patient Turnschuhe tragen
- › Nach nur 30 Minuten ist der Verband voll belastbar
- › Ein Verband aus Askina® Flex Cast ist mit einer konventionellen Verbandsschere abnehmbar

Indikationen

- › Funktionelle Immobilisation
- › Zur Ruhigstellung postoperativ

Askina® Flex Cast	Abmessung	VE	PZN	REF
weiß	2,5 cm x 1,8 m	10 Stück	7369978	9072004
	5,0 cm x 3,6 m	10 Stück	7369984	9072012
	7,6 cm x 3,6 m	10 Stück	7369990	9072020
blau	5,0 cm x 3,6 m	10 Stück	7418441	9072110
	7,6 cm x 3,6 m	10 Stück	7418458	9072128

