

# Überzeugen Sie sich selbst ...

einfach mal aufkleben ...

spüren Sie den Unterschied in jeder Bewegung und natürlich auch beim rückstandslosen Entfernen?



Neue Beutelkontur für einen noch höheren Tragekomfort

Ist Ihr Softima® Active schon weg?  
Fordern Sie einfach Ihr persönliches, kostenfreies  
Produktmuster auf [www.stomacare.bbraun.de](http://www.stomacare.bbraun.de) oder  
unter Hotline-Nr. (0 56 61) 71-62 64 bei uns an.

fühlen Sie mal ...

ist Softima® Active nicht unglaublich weich? Hören Sie ein Rascheln?

zur Verfügung gestellt von Gebrauchz.info

| Stomaanlage | Softima® Active   |      | Größe      | Farbe | REF       | PZN     | VE       |
|-------------|-------------------|------|------------|-------|-----------|---------|----------|
| Kolostomie  | Kolo Plan         | mini | ≈ 15-45 mm | ●     | 4610215DE | 9061747 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-50 mm | ●     | 4610115DE | 9061664 | 30 Stück |
|             |                   |      | 25 mm      | ●     | 4610125DE | 9061670 | 30 Stück |
|             |                   |      | 30 mm      | ●     | 4610130DE | 9061687 | 30 Stück |
|             |                   |      | 35 mm      | ●     | 4610135DE | 9061693 | 30 Stück |
|             |                   |      | 40 mm      | ●     | 4610140DE | 9061701 | 30 Stück |
|             |                   |      | 45 mm      | ●     | 4610145DE | 9061718 | 30 Stück |
|             |                   | midi | ≈ 15-50 mm | ○     | 4611115DE | 9061606 | 30 Stück |
|             |                   |      | 25 mm      | ○     | 4611125DE | 9061612 | 30 Stück |
|             |                   |      | 30 mm      | ○     | 4611130DE | 9061629 | 30 Stück |
|             |                   |      | 35 mm      | ○     | 4611135DE | 9061635 | 30 Stück |
|             | Kolo Plan         | maxi | 40 mm      | ○     | 4611140DE | 9061641 | 30 Stück |
|             |                   |      | 45 mm      | ○     | 4611145DE | 9061658 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ●     | 4610380DE | 9061730 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4611380DE | 9061724 | 30 Stück |
|             |                   | H.F. | ≈ 15-45 mm | ●     | 4620215DE | 9061977 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-45 mm | ○     | 4621215DE | 9061983 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-50 mm | ●     | 4620115DE | 9061859 | 30 Stück |
|             |                   |      | 25 mm      | ●     | 4620125DE | 9061865 | 30 Stück |
| Ileostomie  | Roll'Up Ileo Plan | mini | 30 mm      | ●     | 4620130DE | 9061871 | 30 Stück |
|             |                   |      | 35 mm      | ●     | 4620135DE | 9061888 | 30 Stück |
|             |                   |      | 40 mm      | ●     | 4620140DE | 9061894 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-50 mm | ○     | 4621115DE | 9061902 | 30 Stück |
|             |                   |      | 25 mm      | ○     | 4621125DE | 9061919 | 30 Stück |
|             |                   | midi | 30 mm      | ○     | 4621130DE | 9061925 | 30 Stück |
|             |                   |      | 35 mm      | ○     | 4621135DE | 9061931 | 30 Stück |
|             |                   |      | 40 mm      | ○     | 4621140DE | 9061948 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ●     | 4620380DE | 9061960 | 30 Stück |
|             | Roll'Up Ileo Plan | maxi | ≈ 15-80 mm | ○     | 4621380DE | 9061954 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4630380DE | 9062149 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4631380DE | 9062132 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4631380DE | 9062132 | 30 Stück |
|             |                   | H.F. | ≈ 15-80 mm | ●     | 4630380DE | 9062149 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4631380DE | 9062132 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4631380DE | 9062132 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-80 mm | ○     | 4631380DE | 9062132 | 30 Stück |
| Urostomie   | Uro Plan          | midi | ≈ 15-50 mm | ●     | 4640115DE | 9062155 | 30 Stück |
|             |                   |      | 18 mm      | ●     | 4640118DE | 9062161 | 30 Stück |
|             |                   |      | 21 mm      | ●     | 4640121DE | 9062184 | 30 Stück |
|             |                   |      | 24 mm      | ●     | 4640124DE | 9062190 | 30 Stück |
|             |                   |      | ≈ 15-50 mm | ○     | 4641115DE | 9062215 | 30 Stück |
|             |                   |      | 18 mm      | ○     | 4641118DE | 9062244 | 30 Stück |
|             |                   |      | 21 mm      | ○     | 4641121DE | 9062333 | 30 Stück |
|             |                   |      | 24 mm      | ○     | 4641124DE | 9062267 | 30 Stück |
|             |                   |      |            |       |           |         |          |
|             |                   |      |            |       |           |         |          |
|             |                   |      |            |       |           |         |          |
|             |                   |      |            |       |           |         |          |

● beige ○ transparent

mini ~220 ml, midi ~460 ml, maxi ~600 ml

In Kürze auch in  
Konvex erhältlich



Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen >>> und den Softima® Active Film direkt auf Ihrem Handy ansehen.  
**B. Braun StomaCare. Immer an Ihrer Seite.**

# Softima® Active Einfach für's Leben



StomaCare



# Softima® Active ... Einfach für's Leben

## extrem anpassungsfähig

Suchen Sie eine Stomaversorgung, die sich dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt? Unser neues einteiliges System Softima® Active wird Sie begeistern. Softima® Active wurde für Stomaträger entwickelt, die Wert auf eine unauffällige, hautschonende Versorgung legen und keine Kompromisse in puncto Bewegungsfreiheit akzeptieren.

Dank der hohen Flexibilität passt sich die Softima® Active Basisplatte jeglicher Hautunebenheit an und folgt jeder Bewegung ...

- >>> perfekter, sicherer Sitz
- >>> auch bei Hernien, Narben oder Hautfalten

Die neue ultra-flexible Hautschutzformel SkinTech® im bewährten Flower Shape Design sitzt wie eine zweite Haut ...

- >>> sofortige, sichere Haftung
- >>> rückstandslose Entfernung
- >>> ausgezeichneter Hautschutz

Softima® Active ... Einfach für's Leben!

Softima® Active hat sich in einer dermatologischen Prüfung durch Dr. Mignard (IDEA, dermatology institute of Aquitaine, Martillac, Frankreich) gegenüber den anderen getesteten Beutelsystemen durchgesetzt: beste Ergebnisse bei allen Kriterien!

Untersuchte Kriterien: Hautirritation, Rötung, Feuchtigkeitsresistenz

## effektive Filterleistung

Die neue Generation der Filtertechnologie macht die Entlüftung unserer Kolostomiebeutel noch effektiver:

- hohe Luftdurchlässigkeit
- >>> kein Aufblähen, bessere Filterleistung
- >>> Gerüche werden zuverlässig neutralisiert.



## in 3 Beutelgrößen erhältlich

mini (~220 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie  
 midi (~460 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie, Urostomie  
 maxi (~600 ml) >>> Kolostomie, Ileostomie, High Flow

## minimales Allergiepotential

Mit der SkinTech® Formel erzielt Softima® Active eine exzellente Hautverträglichkeit bei hervorragendem Hautschutz. Das Allergiepotential konnte im Vergleich zu anderen Materialkombinationen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.


## beste Wasserresistenz

Die neue, patentierte Zusammensetzung der Basisplatte (100% SIS) macht's möglich: Softima® Active hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Haut. Auch bei sehr flüssigen Ausscheidungen bleibt die Basisplatte formstabil.



## ultra-flexibler Hautschutz

Dank der neuen SkinTech® Formel ist die Basisplatte im Vergleich zu anderen Systemen um ein Vielfaches flexibler. Das erleichtert vor allem die Versorgung bei Hautunebenheiten oder Hernien, da sich die Basisplatte wie eine zweite Haut anschmiegt. Die Vorteile für den Stomaträger liegen auf der Hand: wesentlich höherer Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.



| Produkt (Zusammensetzung)  | Sofortige Haftung | Einfaches Entfernen | Keine Rückstände | Hautfreundlichkeit | Wasserresistenz | Flexibilität |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Produkt A (PIB)            | ☆☆☆☆              | ★★★★                | ☆☆☆☆             | ★★★★               | ★★★★            | ★★★★         |
| Produkt B (EVA)            | ☆☆☆☆              | ★★★★                | ☆☆☆☆             | ★★★★               | ★★★★            | ★★★★         |
| Produkt C (SIS/PIB)        | ☆☆☆☆              | ★★★★                | ★★★★             | ★★★★               | ★★★★            | ★★★★         |
| Softima® Active (100% SIS) | ★★★★              | ★★★★                | ★★★★             | ★★★★               | ★★★★            | ★★★★         |