

GenuTrain® S Pro

Aktivbandage mit limitierbaren Gelenkschienen
zur seitlichen Stabilisierung.

Hilfsmittelnummer:

ist beantragt für 23.04.03.1xxx



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
• Leichte und mittlere Instabilitäten • Gonarthrose • Arthritiden (z. B. rheumatoide Arthritis) • Meniskusverletzungen	• Die anatomisch vorgeformten Gelenkschienen sind thermoplastisch nachformbar und werden in seitliche Führungskanäle eingesetzt. • Die Gelenkschienen sind limitierbar in 30°-60°-90°-Flexion und 20°-Extension. • Zwei zirkulär unelastische Gurte um Unter- und Oberschenkel fixieren zusätzlich die Gelenkschienen und stabilisieren gemeinsam das Kniegelenk. • Hochelastisches Gestrick aus atmungsaktiven Materialien gewährt optimale Passform und hohen Tragekomfort. • Besonders weiches und feines Gestrick schont den empfindlichen Bereich der Kniekehle. • Eine ringförmige viscoelastische Pelotte umschließt schützend die Patella und erleichtert die korrekte Positionierung der Bandage.	• Die Limitierung der Gelenke ermöglicht eine therapiebegleitende Einschränkung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks. • Die Kombination von Gelenkschienen und Gurten verleiht dem Kniegelenk passiv mehr Halt und führt es sicher in der Bewegung. • Die positive Beeinflussung der Sensorik gibt dem Kniegelenk aktiv mehr Halt und stabilisiert es langfristig. • Bewegungen des Kniegelenks verformen den Pelottenring, wodurch eine schmerzlindernde Wechseldruckmassage auf die parapatellaren Weichteilstrukturen ausgeübt wird. • Kompressions- und Massageeffekt der Bandage beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen.



limitierbares Gelenk

Farben

