

# Flocare® PURSOFT M/Ablaufsonde CH 14-110 cm

---

Die Flocare® Pursoft M CH 14 / Ablaufsonde hat einen separaten Ablaufschenkel zur Magendekompression. Die Flocare® PURSOFT Sonde besteht aus einem biostabilen, weichmacherfreien Polyurethanmaterial und wird als Standard-Ernährungssonde zur kurz- bis mittelfristigen Ernährungstherapie (ca. 6 Wochen) eingesetzt.

## Produktmerkmale

- Alle Flocare® PURSOFT Sonden bestehen aus einem biostabilen, weichmacherfreien Polyurethanmaterial. Sie eignen sich als wirtschaftliche Standardernährungssonden zur kurz- bis mittelfristigen Ernährungstherapie (ca. 6 Wochen)
- mit 3 weißen Kontraststreifen Längenmarkierungen jeden cm Längenangaben alle 2 cm und blauer Druckfarbe für Längenmarkierungen/-angaben für bessere Sichtbarkeit
- mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer- und ENLock Anschlüssen



---

## Verordnungsfähigkeit

---

erstattungsfähig

## Anwendungshinweise

---

Einsatz: kurz- bis mittelfristig (bis zu 6 Wochen). Ablaufsonde Pursoft CH 14 mit separatem Ablaufschenkel zur Magendekompression. Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder durch Aspiration von Magensaft > pH-Wert-Messung (pH-Wert < 4).

# Flocare® PURSOFT M/Ablaufsonde CH 14-110 cm

---

## Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® PURSOFT M/ Ablaufsonde CH 14-110 cm	8716900556012	09782263	122661	10 St.