

## Inkontinenzslips

# Seni Active Normal



## Beschreibung

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Super für Menschen mit mittlerer Harninkontinenz. Obere und untere Schicht aus weichem Vlies. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- der schwarze Schriftzug verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit. Atmungsaktive Außenschicht. Mit Z-Faltband im Rückenbereich zum Umwickeln der Inkontinenzslips nach Gebrauch.

## Rohstoffe

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber, Klebeband vom Typ Z.

## Größe

| Größe       | Länge*<br>[mm] | Länge Saugkern*<br>[mm] | Gesamtbreite*<br>[mm]<br>Vorne-Mitte-Hinten | Taillenumfang [cm] |
|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Small       | 770            | 490                     | 530                                         | 55-85              |
| Medium      | 810            | 490                     | 660                                         | 80-110             |
| Large       | 870            | 490                     | 770                                         | 100-135            |
| Extra Large | 920            | 490                     | 890                                         | 120-160            |

\* Abweichung: +/- 10 mm.

## Eigenschaften

| Größe       | Min. Gewicht<br>[g] | Min. Saugstärke<br>[g] (gem. ISO 11948-1) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Small       | 52,8                | 1100                                      |
| Medium      | 54,7                | 1100                                      |
| Large       | 57,8                | 1100                                      |
| Extra Large | 59,0                | 1100                                      |

## Logistikdaten

| Größe       | Artikelnummer   | Anzahl<br>Stück in VE | Anzahl<br>VE in Karton | Anzahl<br>Kartons auf Palette | Transportverpackung |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Small       | SE-096-SM10-N01 | 10                    | 8                      | 24                            | Karton              |
| Medium      | SE-096-ME10-N01 | 10                    | 8                      | 24                            | Karton              |
| Large       | SE-096-LA10-N01 | 10                    | 8                      | 24                            | Karton              |
| Extra Large | SE-096-XL10-N01 | 10                    | 8                      | 24                            | Karton              |

## Lagerung und Transport

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von  $\leq 70\%$  in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## Sonstiges

- Haltbarkeit: 60 Monate
- Medizinprodukt der Klasse I

Stand 14.08.2025