

# TECHNISCHES DATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX PANTY



## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und anatomischen Inkontinenzeinlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßige Struktur mit Frontnaht. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 25-mal (+/-5) waschbar bei 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Garne/Streifen im Bund: Medium – blau, Large – braun, X-Large – grün.

## II. ROHSTOFFE

Polyamid (96%), Elasthan (4%).

## III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Gewicht [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]**	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	11,8	350	180	70-100	40-60
Large	13,5	380	190	85-120	45-65
X-Large	14,0	400	200	105-130	50-80

\* Abweichung: +/- 1 g.

\*\* Abweichung: +/- 20 mm.

## IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME05-002	5	100	16	Karton
Large	SE-092-LA05-002	5	100	16	Karton
X-Large	SE-092-XL05-002	5	100	16	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

---

## V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

---

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit  $\leq 70$  % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

---

## VI. SONSTIGES

---

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.  
Haltbarkeit: 60 Monate.

---

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

---

Erstellungsdatum des Dokuments: 14.02.2022

---