

# TECHNISCHES DATENBLATT



## FIXIERHOSEN

### SENI FIX COMFORT



## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von Vorlagen und anatomischen Einlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßig dichte und nahtlose Gewebebindung. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 100 (+/- 20) waschbar bei 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Streifen im Bund: Small – gelb, Medium – blau, Large – braun, X-Large – grün, 2X-Large – orange, 3X-Large – grau, 4X-Large – weiß.

## II. ROHSTOFFE

Polyester (97%), Elasthan (3%).

## III. EIGENSCHAFTEN

| Größe    | Masse [g]* | Gesamtlänge [mm]** | Gesamtbreite [mm]** | Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm] | Empfohlener Oberschenkelumfang [cm] |
|----------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Small    | 18,5       | 190                | 240                 | 65-105                               | 40-60                               |
| Medium   | 20,5       | 210                | 260                 | 70-120                               | 45-65                               |
| Large    | 22,0       | 240                | 280                 | 75-130                               | 50-70                               |
| X-Large  | 23,5       | 260                | 290                 | 80-145                               | 55-80                               |
| 2X-Large | 29,0       | 280                | 310                 | 85-155                               | 60-85                               |
| 3X-Large | 39,0       | 350                | 380                 | 120-175                              | 80-100                              |
| 4X-Large | 45,0       | 380                | 420                 | 140-185                              | 85-105                              |

\* Toleranz: +/- 2 g; für Größen 3X-Large, 4X-Large +/- 2,5 g

\*\* Maßtoleranz: +/- 20 mm; für Größen 3X-Large, 4X-Large +/- 25 mm

## IV. LOGISTIKDATEN

| Größe | Index           | Einzelverpackung [Stck.] | Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung | Anzahl der Kartons auf einer Palette | Transportverpackung |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Small | SE-092-SM05-003 | 5                        | 20                                                       | 60                                   | Karton              |

|          |                 |   |    |    |        |
|----------|-----------------|---|----|----|--------|
| Medium   | SE-092-ME05-003 | 5 | 20 | 60 | Karton |
| Large    | SE-092-LA05-003 | 5 | 20 | 60 | Karton |
| X-Large  | SE-092-XL05-003 | 5 | 20 | 48 | Karton |
| 2X-Large | SE-092-2X05-003 | 5 | 20 | 48 | Karton |
| 3X-Large | SE-092-3X05-003 | 5 | 20 | 24 | Karton |
| 4X-Large | SE-092-4X05-003 | 5 | 20 | 24 | Karton |

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

## V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhöschen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

## VI. SONSTIGES

CE-gezeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.02.2022