

Flocare® Pack-Set Schwerkraft-Überleitgerät

Das Flocare® Pack-Set Schwerkraft Überleitgerät kann mit dem ENPlus Anstechdorn für alle vorgefüllten Nahrungsbeutel und Flocare® Container verwendet werden. Es besteht die Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungssonden durch den ENFit-Konnektor. Inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.

Produktmerkmale

- mit ENPlus Anstechdorn für vorgefüllte Nahrungsbeutel und Flocare® Container
- mit klarer Tropfkammer, Präzisionsrollenklemme
- Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungssonden mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer und ENLock Sonden
- Zuspritzschenkel zur Verabreichung von Medikamenten, geeignet für ENFit Spritzen -> inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern



Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Überleitgeräte bis zu 24 h verwendbar. Einsatz von Schwerkraftapplikation im Allgemeinen bei gastraler Sondenlage, bei stabilen Patienten/Heimbewohnern mit normaler Magenentleerung und normalen Schutzreflexen sowie ohne Aspirationsgefährdung. Bei Kindern sollte als Alternative zur Ernährungspumpe eine Applikation mit einer Blasenspritze erfolgen, nicht mit Schwerkraft. Durch großes Innenlumen ideal geeignet für die Schwerkraftapplikation von hochkalorischen, ballaststoffreichen Sondennahrungen.

Flocare® Pack-Set Schwerkraft-Überleitgerät

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Pack-Set Schwerkraft- Überleitgerät	8716900563614	11289297	86460	30 St.