

# Flocare® PURSOFT CH 5-60 cm

---

Die Flocare® PURSOFT Sonde ist eine transparente, transnasale Sonde aus Polyurethan (PUR). Sie ist für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz von bis zu 6 Wochen geeignet ist. Die Sonde ist mit dem ENFit Konnektor ausgestattet und somit inkompatibel mit Luer- und ENLock-Anschlüssen.

## Produktmerkmale

- Alle Flocare® PURSOFT Sonden bestehen aus einem biostabilen, weichmacherfreien Polyurethanmaterial. Sie eignen sich als wirtschaftliche Standardernährungs sonden zur kurz- bis mittelfristigen Ernährungstherapie (ca. 6 Wochen)
- Offene distale Sondenspitze zur Reduktion des Risikos bakterieller Kontamination durch eine Ansammlung von Nahrungsresten
- Verdickte, oval-bolusförmige atraumatische Sondenspitze zur komplikationslosen Platzierung der Sonde
- Zwei seitliche, runde Sondenaustrittslöcher nahe am distalen Ende mit weichen Rändern zur Sicherstellung der Ernährung in den Magen
- Weiches Schlauchmaterial zur komplikationslosen Platzierung der Sonde – auch ohne Mandrin (Knickstabilität)
- Kleinerer, kinderfreundlicher ENFit™-Konnektor zur sicheren und normkonformen Ernährung
- Verkürzte Haltetasche der Verschlusskappe zur Minimierung eines versehentlichen Herausziehens der Sonde
- Frei von schädlichen Stoffen und Weichmachern (PVC-, DEHP- und BPA) zur Anwendung ohne Materialveränderung
- Längenmarkierungen jeden cm zur präzisen Platzierung
- 3 weiße Röntgenkontraststreifen zur unkomplizierten und sicheren Lagekontrolle der Sonde



---

## Verordnungsfähigkeit

---

erstattungsfähig

## Anwendungshinweise

---

Einsatz: kurz- bis mittelfristig (bis zu 6 Wochen). Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder durch Aspiration von Magensaft > pH-Wert-Messung (pH-Wert < 4).

## Flocare® PURSOFT CH 5-60 cm

---

### Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® PURSOFT CH 5-60 cm	8716900566691	11289452	94574	10 St.