

Flocare® PEG-Set CH 10

Die Flocare® PEG-Sonde ist eine perkutane gastrale Sonde, die nach der Fadendurchzugsmethode platziert wird.

Produktmerkmale

- Die Flocare® PEG-Sonde ist eine perkutane gastrale Sonde, die nach der Fadendurchzugsmethode platziert wird.
- Sonde aus thermosensitivem Polyurethan
- interne und externe Sonden-Halteplatte aus Silikon
- für die enterale Langzeiternährung
- mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer- und ENLock Anschlüssen



Kontraindikationen

Schwere Gerinnungsstörungen, ausgeprägte Peritonealkarzinose, Peritonitis, ausgeprägter Aszites, Anorexia Nervosa, schwere Psychosen, generelle absolute Kontraindikationen gegen enterale Ernährung.

Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Einsatz: langfristig (absehbar länger als 2-3 Wochen). Platzierung nach der Fadendurchzugsmethode. Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder gastroscopisch. Für die Erstplatzierung bei der Langzeiternährung oder bei Kontraindikationen gegen eine transnasale Sonde.

Flocare® PEG-Set CH 10

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® PEG-Set CH 10	8716900566936	11289771	94820	5 ST