

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vi-touch PF

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Einmalhandschuhe aus Vinyl, transparent, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use gloves made of vinyl, transparent, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.</i>							
Anwendung <i>Application</i>	Geeignet für den Einsatz im Hotel, Industrie/Handwerk, der häuslichen Krankenpflege im Rahmen des monatlichen Maximalbetrags von 42 Euro. <i>Suitable for use in healthcare, hotels, industry/handicraft, and home nursing care within the maximum monthly amount of 42 euros.</i>							
Ausführungen <i>Variants</i>	Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ SU
	Vinylhandschuhe/ <i>Vinyl gloves</i>	XS	transparent/ <i>transparent</i>	100 Stk./ <i>pcs.</i>	74681	4046153091805	11302678	10
	Vinylhandschuhe/ <i>Vinyl gloves</i>	S	transparent/ <i>transparent</i>	100 Stk./ <i>pcs.</i>	74682	4046153091829	11302684	10
	Vinylhandschuhe/ <i>Vinyl gloves</i>	M	transparent/ <i>transparent</i>	100 Stk./ <i>pcs.</i>	74683	4046153091843	11302690	10
	Vinylhandschuhe/ <i>Vinyl gloves</i>	L	transparent/ <i>transparent</i>	100 Stk./ <i>pcs.</i>	74684	4046153091867	11302709	10
	Vinylhandschuhe/ <i>Vinyl gloves</i>	XL	transparent/ <i>transparent</i>	100 Stk./ <i>pcs.</i>	74685	4046153091881	11302715	10
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	AQL 1.5 Produktsicherheitsverordnung <i>General Product Safety Regulation – GPSR</i>							
Material <i>Material</i>	Vinyl <i>Vinyl</i>							
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>							
Physikalische Eigenschaften <i>Physical Parameters</i>	Größe/ <i>Size</i>	Länge/ <i>Length</i> <i>in mm</i>	Breite/ <i>Width</i> <i>in mm</i>	Wandstärke einzelne Wand/ <i>Thickness (single wall) in mm</i>				
				Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger		
	XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
	S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
	M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
	L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
	XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
	Vor Alterung/Before Ageing			Nach Alterung/After Ageing				
	Reißfestigkeit/ <i>Tensile strength</i>	Dehnbarkeit/ <i>Elasticity</i>	Reißfestigkeit/ <i>Tensile strength</i>	Dehnbarkeit/ <i>Elasticity</i>				
	≥ 3,6 N	≥ 300%	≥ 3,6 N	≥ 300%				

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vi-touch PF

Symbole
Symbols

