

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 blue violet

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau-violett, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, blue violet, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on the right and left.</i>							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, medizinischen Einrichtungen, Gebäude-reinigung, Handwerk und Laboren. <i>Suitable for use in the food industry, medical facilities, building cleaning, trade and laboratories.</i>							
Ausführungen Variants	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
	Nitrilhandschuhe/ <i>Nitrile gloves</i>	XS	blau-violett/ <i>blue violet</i>	 100 Stk./ <i>pcs.</i>	76867	4046153119707	11302721	10
	Nitrilhandschuhe/ <i>Nitrile gloves</i>	S	blau-violett/ <i>blue violet</i>	 100 Stk./ <i>pcs.</i>	76868	4046153119721	11302738	10
	Nitrilhandschuhe/ <i>Nitrile gloves</i>	M	blau-violett/ <i>blue violet</i>	 100 Stk./ <i>pcs.</i>	76869	4046153119745	11302744	10
	Nitrilhandschuhe/ <i>Nitrile gloves</i>	L	blau-violett/ <i>blue violet</i>	 100 Stk./ <i>pcs.</i>	76870	4046153119769	11302750	10
	Nitrilhandschuhe/ <i>Nitrile gloves</i>	XL	blau-violett/ <i>blue violet</i>	 100 Stk./ <i>pcs.</i>	76871	4046153119783	11302767	10
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kate-gorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i> Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptoben-zothiazolen. <i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i> Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). <i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocar-bamate (ZDEC).</i>							
Material Material	Nitril <i>Nitrile</i>							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>							

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 blue violet

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

