

**FIWA<sup>®</sup>**

## Produktkatalog

unser Produktportfolio für Kliniken  
sowohl im Stations- als auch OP-Bereich,  
für ambulante Einrichtungen  
und für Arztpraxen

## KOMPRESSEN

|                   |                                             |    |
|-------------------|---------------------------------------------|----|
| <b>FIWA®komp</b>  | • Mullkompressen, unsteril                  | 9  |
|                   | • Mullkompressen, steril                    | 11 |
|                   | • Mullkompressen, steril (doppelt verpackt) | 14 |
|                   | • Mullkompressen RÖKO, unsteril             | 16 |
|                   | • Mullkompressen RÖKO, steril               | 18 |
|                   | • Schlitzkompressen MULL, steril            | 20 |
|                   | • Ohrkompressen, steril                     | 22 |
|                   | • Rollkompressen RÖKO, steril               | 24 |
| <b>FIWA®vlies</b> | • Vlieskompressen, unsteril                 | 26 |
|                   | • Vlieskompressen, steril                   | 28 |
|                   | • Schlitzkompressen VLIES, unsteril         | 30 |
|                   | • Schlitzkompressen VLIES, steril           | 32 |
|                   | • Zellstoff-Vlies-Kompresse, unsteril       | 34 |
| <b>FIWA®sorb</b>  | • Saugkompressen MULL, unsteril             | 36 |
|                   | • Saugkompressen MULL, steril               | 38 |
|                   | • Saugkompressen VLIES, unsteril            | 40 |
|                   | • Saugkompressen VLIES, steril              | 42 |

## VERBANDMULL

|                  |                         |    |
|------------------|-------------------------|----|
| <b>FIWA®mull</b> | • Verbandmull, unsteril | 44 |
|------------------|-------------------------|----|

## TUPFER

|                   |                                                        |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|
| <b>FIWA®sling</b> | • Schlinggazetupfer, unsteril .....                    | 47 |
|                   | • Schlinggazetupfer, steril .....                      | 49 |
|                   | • Schlinggazetupfer RÖKO, unsteril .....               | 51 |
|                   | • Schlinggazetupfer RÖKO, steril .....                 | 53 |
|                   | • Tupfer ARMIERT, unsteril .....                       | 55 |
|                   | • Tupfer ARMIERT, steril .....                         | 57 |
|                   | • Spitztupfer RÖKO, unsteril .....                     | 59 |
|                   | • Spitztupfer RÖKO, steril .....                       | 61 |
|                   | • Spitztupfer ARMIERT RÖKO, steril .....               | 63 |
| <b>FIWA®prep</b>  | • Präpariertupfer RÖKO, unsteril .....                 | 65 |
|                   | • Präpariertupfer RÖKO, steril .....                   | 67 |
| <b>FIWA®zell</b>  | • Zellstofftupfer, unsteril und übersterilisiert ..... | 69 |
|                   | • Zellstofftupfer-SPENDER, unsteril .....              | 71 |

## BAUCHTÜCHER

|                 |                                        |    |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| <b>FIWA®lap</b> | • Bauchtücher RÖKO, unsteril .....     | 72 |
|                 | • Bauchtücher RÖKO, steril .....       | 75 |
|                 | • Bauchtücher VLIES RÖKO, steril ..... | 79 |

## INTESTINALBEUTEL (Rollrand- / Götze-kompressen)

|                    |                                                                  |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>FIWA®intest</b> | • Intestinalbeutel / Rollrand- / Götze-kompressen RÖKO, unsteril | 80 |
|                    | • Intestinalbeutel / Rollrand- / Götze-kompressen RÖKO, steril   | 82 |

## TAMPONDEN

|                  |                                    |    |
|------------------|------------------------------------|----|
| <b>FIWA®tamp</b> | • Tamponadestreifen, steril        | 84 |
|                  | • Tamponadekompressen RÖKO, steril | 85 |

## WATTESTÄBCHEN

|                 |                           |    |
|-----------------|---------------------------|----|
| <b>FIWA®app</b> | • Wattestäbchen, unsteril | 86 |
|                 | • Wattestäbchen, steril   | 88 |

## BINDEN (NICHT KLEBEND)

|                         |                                                         |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®elast</b>       | • Elastische Fixierbinden, unsteril                     | 90  |
|                         | • Elastische Fixierbinden, steril (einfach verpackt)    | 93  |
|                         | • Elastische Fixierbinden, steril (doppelt verpackt)    | 95  |
| <b>FIWA®elast krepp</b> | • Elastische Fixierbinden KREPP, unsteril               | 97  |
| <b>FIWA®in-elast</b>    | • Mullbinden, unsteril                                  | 99  |
| <b>FIWA®uni</b>         | • Elastische Universalbinden, unsteril                  | 101 |
|                         | • Elastische Universalbinden, steril (doppelt verpackt) | 103 |
| <b>FIWA®id-uni</b>      | • Ideal-Universalbinden, unsteril                       | 104 |

|                       |                                                               |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®ideal</b>     | • Idealbinden, unsteril .....                                 | 106 |
|                       | • Idealbinden, steril (einfach verpackt) .....                | 108 |
|                       | • Idealbinden, steril (doppelt verpackt) .....                | 110 |
|                       | • Idealbinden bunt, unsteril .....                            | 112 |
| <b>FIWA®BW-plus</b>   | • Idealbinden bunt BW-plus, unsteril .....                    | 114 |
| <b>FIWA®ideal DIN</b> | • Idealbinden nach DIN 61632, unsteril .....                  | 116 |
|                       | • Idealbinden nach DIN 61632, steril (einfach verpackt) ..... | 118 |
|                       | • Idealbinden nach DIN 61632, steril (doppelt verpackt) ..... | 120 |
| <b>FIWA®dur fein</b>  | • Langzugbinden, unsteril .....                               | 122 |
| <b>FIWA®lan</b>       | • Kurzzugbinden, unsteril .....                               | 124 |
|                       | • Kurzzugbinden, steril (doppelt verpackt) .....              | 126 |
| <b>FIWA®lan twin</b>  | • Kompressionsverband Kurzzug, unsteril .....                 | 128 |
| <b>FIWA®lan ultra</b> | • Ultra-Kurzzugbinden, unsteril .....                         | 130 |

### KOHÄSIVE BINDEN

|                              |                                                               |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®flex haft</b>        | • Kohäsive Pflasterbinden, unsteril .....                     | 132 |
| <b>FIWA®elast haft</b>       | • Kohäsive elastische Fixierbinden, unsteril .....            | 134 |
|                              | • Kohäsive elastische Fixierbinden bunt, unsteril .....       | 136 |
| <b>FIWA®elast krepp haft</b> | • Kohäsive elastische Fixierbinden KREPP, unsteril .....      | 138 |
|                              | • Kohäsive elastische Fixierbinden KREPP bunt, unsteril ..... | 141 |
| <b>FIWA®ideal haft</b>       | • Kohäsive Idealbinden, unsteril .....                        | 143 |
| <b>FIWA®lan haft</b>         | • Kohäsive Kurzzugbinden, unsteril .....                      | 145 |

## ADHÄSIVE BINDEN

|                      |                            |     |
|----------------------|----------------------------|-----|
| <b>FIWA®acryl</b>    | • Acrylbinden, unsteril    | 147 |
| <b>FIWA®bi-elast</b> | • Pflasterbinden, unsteril | 149 |

## SPEZIALBINDEN

|                    |                                        |     |
|--------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®soft</b>   | • Synthetische Polsterbinden, unsteril | 151 |
| <b>FIWA®crepex</b> | • Crepexbinden, steril                 | 153 |
| <b>FIWA®krüll</b>  | • Krüllbinden, unsteril                | 154 |
|                    | • Krüllbinden, steril                  | 156 |
| <b>FIWA®zink</b>   | • Zinkleimbinden, unsteril             | 157 |

## VERBANDKLAMMERN

|                  |                             |     |
|------------------|-----------------------------|-----|
| <b>FIWA®clip</b> | • Verbandklammern, unsteril | 159 |
|------------------|-----------------------------|-----|

## VERBÄNDE

|                       |                                                                    |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®net</b>       | • Netzverband, unsteril                                            | 160 |
| <b>FIWA®tube</b>      | • Schlauchverband, unsteril                                        | 162 |
|                       | • Fertig-Fingerverband, unsteril                                   | 164 |
| <b>FIWA®tube fast</b> | • Schlauchverband, längs- und querelastisch, unsteril              | 166 |
| <b>FIWA®tape</b>      | • Tapeverband, unsteril                                            | 168 |
| <b>FIWA®kin</b>       | • Elastischer Tape-Verband zur kinesiologischen Therapie, unsteril | 170 |

## PFLASTERPRODUKTE

|                          |                                                      |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®med steril</b>   | • Wundverband VLIES, steril .....                    | 173 |
|                          | • Wundverband TRANSPARENT mit Wund-Pad, steril ..... | 175 |
| <b>FIWA®strip</b>        | • Pflasterstrips für Kinder, unsteril .....          | 177 |
|                          | • Injektionspflaster, unsteril .....                 | 179 |
|                          | • Fingerpflaster, unsteril .....                     | 181 |
| <b>FIWA®stretch</b>      | • Fixiervlies, unsteril .....                        | 183 |
| <b>FIWA®stretch foil</b> | • Folienverband transparent, unsteril .....          | 185 |
| <b>FIWA®med soft</b>     | • Wundpflaster VLIES, unsteril .....                 | 187 |
| <b>FIWA®med tex</b>      | • Wundpflaster TEXTIL, unsteril .....                | 189 |
| <b>FIWA®silk</b>         | • Heftpflaster SEIDE, unsteril .....                 | 191 |
| <b>FIWA®tex</b>          | • Heftpflaster TEXTIL, unsteril .....                | 193 |
| <b>FIWA®por</b>          | • Heftpflaster PORE, unsteril .....                  | 195 |
| <b>FIWA®clear</b>        | • Heftpflaster TRANSPARENT, unsteril .....           | 197 |

## ZELLSTOFF/HYGIENEPRODUKTE

|                     |                                     |     |
|---------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>FIWA®protect</b> | • Zellstoff, unsteril .....         | 199 |
|                     | • Krankenunterlagen, unsteril ..... | 200 |
|                     | • Schutzauflagen, unsteril .....    | 202 |
|                     | • Schutzlaken, unsteril .....       | 204 |
|                     | • Dialyseunterlagen, unsteril ..... | 206 |
|                     | • Mehrzweckbeutel, unsteril .....   | 207 |

## SCHUTZPRODUKTE

|                     |                              |       |     |
|---------------------|------------------------------|-------|-----|
| <b>FIWA®protect</b> | • Mundschutzmasken, unsteril | ..... | 208 |
|---------------------|------------------------------|-------|-----|

## SET-SYSTEME

|                 |                     |       |     |
|-----------------|---------------------|-------|-----|
| <b>FIWA®set</b> | • Sets, steril      | ..... | 210 |
|                 | • Sets RÖKO, steril | ..... | 212 |

## DIVERSES

|                          |                                   |       |     |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|-----|
| <b>Dr. Till's</b>        | • Tasche                          | ..... | 215 |
| <b>Kindernotfall-Box</b> | • Nachfüllset                     | ..... | 217 |
| <b>finellis</b>          | • Mini-Hygiene-Beutel für Tampons | ..... | 219 |

**Produktbeschreibung:**

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull  
 nach DIN EN 14079,  
 100 % Baumwolle,  
 mit eingeschlagenen Schnittkanten

**Verwendungszweck:**

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere  
 zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten  
 und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als  
 Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in  
 der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren An-  
 wendung (ohne Röko) einsetzbar, vor dem Kontakt  
 mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem va-  
 lidierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

|         | Größe        | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 8-fach  | 5 x 5 cm     | 731015 | 16657529      | 4260604533632 | 10             | variabel     |
|         | 5 x 5 cm     | 731011 | 08821400      | 4260348610088 | 100            | 10           |
|         | 7,5 x 7,5 cm | 731035 | 16657535      | 4260604533649 | 10             | variabel     |
|         | 7,5 x 7,5 cm | 731031 | 08821423      | 4260348610095 | 100            | 10           |
|         | 10 x 10 cm   | 731065 | 16657541      | 4260604533656 | 10             | variabel     |
|         | 10 x 10 cm   | 731061 | 08821452      | 4260348610101 | 100            | 10           |
|         | 10 x 20 cm   | 731091 | 08821481      | 4260348610118 | 100            | 10           |
| 12-fach | 5 x 5 cm     | 731021 | 08821417      | 4260348610125 | 100            | 10           |
|         | 7,5 x 7,5 cm | 731041 | 08821446      | 4260348610132 | 100            | 10           |
|         | 10 x 10 cm   | 731071 | 08821469      | 4260348610149 | 100            | 10           |
|         | 10 x 20 cm   | 731101 | 08821498      | 4260348610156 | 100            | 10           |

**Produktdatenblatt**

| Größe   |              | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 16-fach | 5 x 5 cm     | 731024 | 04808319      | 4260348610163 | 100            | 10           |
|         | 7,5 x 7,5 cm | 731051 | 04797254      | 4260348610170 | 100            | 10           |
|         | 10 x 10 cm   | 731081 | 08821475      | 4260348610187 | 100            | 10           |
| 24-fach | 10 x 20 cm   | 731104 | -             | 4260604532802 | 50             | 10           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, steril eingeschiegelt zu 2 Stück

**Verwendungszweck:**

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung


**Produktvarianten:**

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe  |              | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------|--------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 8-fach | 5 x 5 cm     | 321015 | 04676817   | 4260348610194 | 5 x 2       | variabel  |
|        |              | 321013 | 02773775   | 4260348610200 | 25 x 2      | 40        |
|        |              | 321014 | 02135738   | 4260348610217 | 20 x 5      | 20        |
|        | 7,5 x 7,5 cm | 321035 | 04676823   | 4260348610224 | 5 x 2       | variabel  |
|        |              | 321033 | 02773798   | 4260348610231 | 25 x 2      | 30        |
|        | 10 x 10 cm   | 321069 | 04676846   | 4260348610248 | 5 x 2       | variabel  |
|        |              | 321063 | 02773806   | 4260348610255 | 25 x 2      | 20        |
|        |              | 321068 | 02135885   | 4260348610262 | 20 x 5      | 12        |
|        |              | 321065 | 10822720   | 4260348610279 | 10 x 10     | 12        |
|        | 10 x 20 cm   | 321094 | 04676852   | 4260348610286 | 5 x 2       | variabel  |
|        |              | 321092 | 04317998   | 4260348610293 | 25 x 2      | 12        |

| Größe   |              | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 12-fach | 5 x 5 cm     | 321023 | 02137192      | 4260348610309 | 25 x 2         | 60           |
|         |              | 321024 | 11859872      | 4260348610316 | 20 x 5         | 16           |
|         | 7,5 x 7,5 cm | 321043 | 02137200      | 4260348613850 | 25 x 2         | 30           |
|         |              | 321044 | 05919073      | 4260348610354 | 20 x 5         | 30           |
|         | 10 x 10 cm   | 321076 | 02141331      | 4260348610361 | 25 x 2         | 12           |
|         |              | 321074 | 02143778      | 4260348610378 | 20 x 5         | 12           |
|         |              | 321075 | 02143979      | 4260348610385 | 10 x 10        | 12           |
|         | 10 x 20 cm   | 321103 | 02141348      | 4260348610408 | 25 x 2         | 12           |
|         |              | 321101 | 10822743      | 4260348610415 | 20 x 5         | 12           |
|         |              | 321105 | 10822766      | 4260348610422 | 10 x 10        | 12           |
| 16-fach | 10 x 10 cm   | 321083 | 02144105      | 4260348610439 | 25 x 2         | 12           |
|         |              | 321084 | -             | 4260348610446 | 20 x 5         | 12           |
|         |              | 321085 | 02144140      | 4260348610453 | 10 x 10        | 12           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN EN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, ohne Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei operativen Eingriffen einsetzbar, zur äußeren Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt, ohne Zählkarten):

| Größe   |                          | Set | Röko | REF     | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------|--------------------------|-----|------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 8-fach  | 10 x 10 cm<br>(17-fädig) | 25  | ohne | 520071  | -         | 4260604533588 | 24        | 4         |
| 12-fach | 10 x 10 cm<br>(17-fädig) | 10  | ohne | 520030* | -         | 4260348614581 | 30        | 4         |
| 16-fach | 10 x 10 cm<br>(17-fädig) | 10  | ohne | 520001  | -         | 4260348614666 | 40        | 4         |
| 32-fach | 10 x 10 cm<br>(17-fädig) | 10  | ohne | 520060* | -         | 4260604533762 | 18        | 4         |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\* Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten

**Verwendungszweck:**

als Tupfer und als Kompressen bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

|                | Größe           | Röko | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------------|-----------------|------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>8-fach</b>  | 10 x 10 cm      | mit  | 731062 | -          | 4260604532277 | 100         | 10        |
| <b>12-fach</b> | 5 x 5 cm        | mit  | 731023 | 11860651   | 4260348614444 | 100         | 10        |
|                | 7,5 x 7,5 cm    | mit  | 731042 | 11860668   | 4260348614451 | 100         | 10        |
|                | 10 x 10 cm      | mit  | 731072 | 11860680   | 4260348614468 | 100         | 10        |
|                | 10 x 10 cm GRÜN | mit  | 731074 | -          | 4260348614475 | 100         | 40        |
|                | 10 x 13 cm      | mit  | 731122 | -          | 4260348614482 | 100         | 10        |
|                | 10 x 20 cm      | mit  | 731102 | -          | 4260348614499 | 100         | 10        |
| <b>16-fach</b> | 5 x 5 cm        | mit  | 731022 | 11860645   | 4260348614505 | 100         | 10        |
|                | 7,5 x 7,5 cm    | mit  | 731052 | 11860674   | 4260348614512 | 100         | 10        |
|                | 10 x 10 cm      | mit  | 731082 | 02920058   | 4260348614529 | 100         | 10        |
|                | 10 x 20 cm      | mit  | 731114 | -          | 4260348614536 | 100         | 10        |
| <b>32-fach</b> | 10 x 10 cm      | mit  | 731112 | 15204990   | 4260348614543 | 100         | 20        |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

17-, 20- bzw. 24-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden

**Verwendungszweck:**

als Komresse und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar


**Produktvarianten:**

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

|         | Größe                      | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------|----------------------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 12-fach | 7,5 x 7,5 cm<br>(17-fädig) | 10  | mit  | 520007 | 11518214  | 1234567890123 | 80        | 4         |
|         |                            | 20  | mit  | 520008 | -         | 4260348614567 | 45        | 4         |
|         | 10 x 10 cm<br>(17-fädig)   | 10  | mit  | 520009 | 11860384  | 4260348614574 | 60        | 4         |
|         |                            | 20  | mit  | 520010 | 11518220  | 4260348614598 | 36        | 4         |
|         |                            | 50  | mit  | 520011 | -         | 4260348614604 | 10        | 4         |
|         | 10 x 13 cm<br>(17-fädig)   | 40  | mit  | 520013 | -         | 4260348614611 | 12        | 4         |
|         | 10 x 20 cm<br>(17-fädig)   | 10  | mit  | 520015 | 11860409  | 4260348614628 | 40        | 4         |
|         |                            | 20  | mit  | 520016 | -         | 4260348614635 | 20        | 4         |
| 16-fach | 5 x 5 cm<br>(17-fädig)     | 20  | mit  | 520006 | -         | 4260348614642 | 60        | 4         |
|         | 10 x 10 cm<br>(17-fädig)   | 10  | mit  | 520002 | 11860361  | 4260348614659 | 40        | 4         |
|         |                            | 20  | mit  | 520003 | 11860378  | 4260348614673 | 30        | 4         |
|         |                            | 40  | mit  | 520004 | -         | 4260348614680 | 15        | 4         |
|         | 10 x 13 cm<br>(20-fädig)   | 20  | mit  | 520014 | -         | 4260348614697 | 16        | 4         |
|         | 10 x 20 cm<br>(17-fädig)   | 10  | mit  | 520038 | -         | 4260348614703 | 30        | 4         |

**Produktdatenblatt**

| Größe                                |                          | Set | Röko                            | REF    | PZN<br>(Set) | GTIN          | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 32-fach                              | 10 x 10 cm<br>(17-fädig) | 10  | mit                             | 520012 | 11860390     | 4260348614710 | 30           | 4            |
|                                      |                          | 10  | mit<br>(über<br>lange<br>Seite) | 520061 | -            | 4260348616394 | 24           | 4            |
| Randgesteppt:                        |                          |     |                                 |        |              |               |              |              |
| 8-fach                               | 12 x 38 cm<br>(20-fädig) | 10  | mit                             | 520062 | -            | 4260348614741 | 10           | 4            |
| GRÜN, randgesteppt,<br>vorgewaschen: |                          |     |                                 |        |              |               |              |              |
| 2-fach                               | 10 x 10 cm<br>(24-fädig) | 10  | mit                             | 231310 | -            | 4260348614758 | 30           | 4            |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, mit Y-förmigem Einschnitt, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, steril eingeschiegelt zu 2 Stück

**Verwendungszweck:**

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung


**Produktvarianten:**

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

|                | Größe        | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------------|--------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>8-fach</b>  | 5 x 5 cm     | 324033 | 01023345   | 4260348610477 | 25 x 2      | 40        |
|                | 7,5 x 7,5 cm | 324013 | 01023339   | 4260348610484 | 25 x 2      | 30        |
|                | 10 x 10 cm   | 324023 | 01023322   | 4260348610491 | 25 x 2      | 20        |
| <b>12-fach</b> | 5 x 5 cm     | 324034 | 15436424   | 4260348610507 | 25 x 2      | 40        |
|                | 7,5 x 7,5 cm | 324014 | 11859984   | 4260348610514 | 25 x 2      | 30        |
|                | 10 x 10 cm   | 324024 | 15436418   | 4260348610521 | 25 x 2      | 12        |

**Regulatorische Angaben:**

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull  
 nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, steril  
 eingesiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

entwickelt für die Wundversorgung, insbe-  
 sondere für den Ohrverband, zur äußeren  
 Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe   |           | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|-----------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 32-fach | 5 x 10 cm | 315012 | -             | 4260604532857 | 25 x 2         | 12           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

10 cm lange und etwa 1,2 cm dicke, gerollte Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden, mit Faden umwickelt


Verwendungszweck:

als Kompressen und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar, wegen der großen Aufsaugfähigkeit von Blut besonders geeignet zum Tamponieren während Operationen mit dem Da-Vinci-Operationssystem

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe                            | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg |
|----------------------------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 10 cm lang<br>1,2 cm Durchmesser | 5   | mit  | 520068 | 14130545  | 4260348616769 | 50        |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig

**Verwendungszweck:**

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe  |              | REF        | PZN (Pckg.) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 4-fach | 5 x 5 cm     | 1727815001 | 02249241    | 4260348610538 | 200         | 40        |
|        | 7,5 x 7,5 cm | 1727815002 | 02249235    | 4260348610545 | 200         | 20        |
|        | 10 x 10 cm   | 211091     | 02249229    | 4260348610552 | 200         | 20        |
|        | 10 x 20 cm   | 1727815004 | 04808911    | 4260348610569 | 200         | 10        |
| 6-fach | 5 x 5 cm     | 221091     | 04808041    | 4260348610576 | 100         | 10        |
|        | 7,5 x 7,5 cm | 221092     | 04808058    | 4260348610583 | 100         | 10        |
|        | 10 x 10 cm   | 221093     | 04808070    | 4260348610590 | 100         | 10        |
|        | 10 x 20 cm   | 221094     | 04808207    | 4260348610606 | 100         | 10        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig, eingesiegelt zu 2, zu 5 bzw. zu 25 Stück

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung einsetzbar


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

|               | Größe        | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------------|--------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>4-fach</b> | 5 x 5 cm     | 328011 | 04808271   | 4260348610613 | 25 x 2      | 100       |
|               | 7,5 x 7,5 cm | 328021 | 04808302   | 4260348610620 | 25 x 2      | 50        |
|               | 10 x 10 cm   | 328031 | 04793807   | 4260348610637 | 25 x 2      | 40        |
|               | 10 x 20 cm   | 328041 | 04793813   | 4260348610644 | 25 x 2      | 10        |
| <b>6-fach</b> | 5 x 5 cm     | 328111 | 04793836   | 4260348610651 | 25 x 2      | 100       |
|               | 7,5 x 7,5 cm | 328121 | 04793842   | 4260348610675 | 25 x 2      | 50        |
|               |              | 328122 | 11860332   | 4260348610682 | 20 x 5      | 40        |
|               | 10 x 10 cm   | 328131 | 04793859   | 4260348610699 | 25 x 2      | 30        |
|               |              | 328132 | 11860349   | 4260348610705 | 20 x 5      | 16        |
|               |              | 328133 | 11860355   | 4260348610712 | 24 x 25     | 4         |
|               | 10 x 20 cm   | 328141 | 04793865   | 4260348610729 | 25 x 2      | 10        |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) mit Y-förmigem Einschnitt, aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe  |              | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------|--------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4-fach | 7,5 x 7,5 cm | 221096 | 11859731   | 4260348610736 | 200         | 20        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) mit Y-förmigem Einschnitt, aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig, eingesiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe  |              | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------|--------------|--------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 4-fach | 7,5 x 7,5 cm | 324114 | 11860036   | 4260348610743 | 25 x 2         | 50           |
|        | 10 x 10 cm   | 324125 | 11860042   | 4260348610750 | 25 x 2         | 40           |
| 6-fach | 5 x 5 cm     | 324102 | 07200529   | 4260348610767 | 25 x 2         | 100          |
|        | 7,5 x 7,5 cm | 324112 | 07200506   | 4260348610781 | 25 x 2         | 50           |
|        | 10 x 10 cm   | 324123 | 07200340   | 4260348610798 | 25 x 2         | 30           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Wundseite: Vliesstoff aus 67 % Zellwolle und 33 % Polyesterfasern, Saugschicht: hochgebleichter Zellstoff (nach DAB), beide Lagen durch vier Nähte verbunden

Verwendungszweck:

zur wundfreundlichen Versorgung trockener und sezernierender Wunden, auch für Salben- und Feuchtverbände geeignet, zur äußern Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe        | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Rollen/ Btl | Btl/ Ktn |
|--------------|---------|------------|---------------|-------------|----------|
| 10 cm x 10 m | 1739023 | 01902443   | 4260348613942 | 1           | 18       |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

stark absorbierender Wattekern aus Baumwoll- und Zellwollgemisch, weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 (100% Baumwolle), Rückseite aus einer wasserabweisenden aber luftdurchlässigen Schicht



Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 20 x 30 cm | 432041 | 07200280   | 4260348610804 | 20          | 8         |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.


Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

## VARIANTE - 17-fädig


### Produktbeschreibung:

stark absorbierender Wattekern aus Baumwoll- und Zellwollgemisch, weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 (100% Baumwolle), Rückseite aus einer wasserabweisenden aber luftdurchlässigen Schicht



### Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung



### Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 20 x 30 cm | 322041 | 06727743   | 4260348610811 | 12 x 1      | 9         |

## VARIANTE - 28-fädig

### Produktbeschreibung:

absorbierender Wattekern mit hervorragenden Polstereigenschaften; weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 28-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 BW (100% Baumwolle), atmungsaktiv, hautschonend



### Verwendungszweck:

als weiche Unterlage sowie zum Polstern, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe      | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 25 x 38 cm | 322100 | 12726564      | 4260348616691 | 7 x 1          | 4            |
| 38 x 50 cm | 322101 | 12726570      | 4260348616707 | 3 x 1          | 4            |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

2 Mittelschichten aus flüssigkeitsverteilendem Tissue-Gewebe, Kern aus Zellstofflocken, weiche, hautfreundliche Vliesumhüllung, wasserundurchlässige Rückseite aus einer blauen Polypropylenschicht

Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|--------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 10 x 10 cm | 132020 | 07200311   | 4260348610828 | 25             | 63           |
| 10 x 20 cm | 132021 | 07200305   | 4260348610835 | 25             | 16           |
| 20 x 20 cm | 132031 | 07200297   | 4260348610842 | 25             | 8            |
| 20 x 40 cm | 132041 | 06864003   | 4260348610859 | 25             | 8            |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

2 Mittelschichten aus flüssigkeitsverteilendem Tissue-Gewebe, Kern aus Zellstofflocken, weiche, hautfreundliche Vliesumhüllung, wasserundurchlässige Rückseite aus einer blauen Polypropylenschicht

Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 10 x 10 cm | 322014 | 14367282   | 4260604532352 | 10 x 1      | 54        |
|            | 322011 | 00527658   | 4260348610866 | 50 x 1      | 9         |
| 10 x 20 cm | 322024 | 14367299   | 4260604532413 | 10 x 1      | 48        |
|            | 322021 | 00527670   | 4260348610873 | 25 x 1      | 9         |
| 15 x 25 cm | 322033 | 14411586   | 4260348613973 | 12 x 1      | 9         |
| 20 x 20 cm | 322031 | 00527724   | 4260348610880 | 12 x 1      | 9         |
| 20 x 30 cm | 322043 | 11859926   | 4260348610897 | 12 x 1      | 9         |
| 20 x 40 cm | 322032 | 06863989   | 4260348610903 | 10 x 1      | 9         |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17- bzw. 20-fädiger Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

Verwendungszweck:

zur Herstellung von Kompressen und Tupfern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

gerollt (20-fädig): 80 cm breite Lage auf 10 cm Breite gelegt ⇒ 8-fach

| Größe      | REF        | PZN (Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1m x 10cm  | 1708815001 | 08821788   | 4260348611139 | 1               | 100          |
| 2m x 10cm  | 1708815002 | 08821794   | 4260348611146 | 1               | 100          |
| 5m x 10cm  | 1708815003 | 08821802   | 4260348611153 | 1               | 20           |
| 10m x 10cm | 1708815004 | 08821819   | 4260348611160 | 1               | 20           |
| 40m x 10cm | 1708815009 | 08821825   | 4260348611177 | 2 x 20m         | 10           |



zickzack (20-fädig): 80 cm breite Lage auf 10 cm Breite gelegt ⇒ 8-fach

| Größe      | REF        | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1m x 10cm  | 1708815005 | 08821765   | 4260348611184 | 1           | 120       |
| 2m x 10cm  | 1708815006 | 08821759   | 4260348611191 | 1           | 80        |
| 5m x 10cm  | 1708815007 | 08821742   | 4260348611207 | 1           | 40        |
| 10m x 10cm | 1708815008 | 08821736   | 4260348611214 | 1           | 20        |

geschnitten (20-fädig):

| Größe      | REF        | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 25 x 25 cm | 1704815001 | 11859665   | 4260348611238 | 500        | 18       |
| 27 x 32 cm | 250515     | -          | 4260348616936 | 500        | 10       |

Ballen (17-fädig):

| Größe         | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Meter/ Btl | Btl/ Ktn |
|---------------|---------|------------|---------------|------------|----------|
| 64 cm x 100 m | 1406417 | 10763621   | 4260348611245 | 100        | 10       |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

**Verwendungszweck:**

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, zur Blutstillung und Wundreinigung bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station bei äußerer Anwendung (ohne Röko) und zur großflächigen Hautdesinfektion einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

im PE-Beutel:

| Größe                    | REF    | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|--------------------------|--------|--------------|---------------|------------|----------|
| 8 x 8 cm, haselnussgroß  | 733021 | 08821601     | 4260348610989 | 500        | 20       |
| 15 x 15 cm, walnussgroß  | 733041 | 08821618     | 4260348610996 | 500        | 16       |
| 20 x 20 cm, pflaumengroß | 733051 | 08821624     | 4260348611009 | 500        | 10       |
| 25 x 25 cm, eigroß       | 733061 | 08821630     | 4260348611016 | 500        | 8        |
| 30 x 30 cm, (extra)groß  | 733071 | 08821647     | 4260348611023 | 500        | 6        |
| 30 x 40 cm, extragroß    | 733081 | 08821653     | 4260348611030 | 500        | 6        |

im Schnellverschlussbeutel mit Lochung (zum Aufhängen):

| Größe                    | REF    | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|--------------------------|--------|--------------|---------------|------------|----------|
| 20 x 20 cm, pflaumengroß | 733054 | -            | 4260348616820 | 50         | 100      |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

**Verwendungszweck:**

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, zur Blutstillung und Wundreinigung bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station bei äußerer Anwendung (ohne Röko) und zur großflächigen Hautdesinfektion einsetzbar


**Produktvarianten:**

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe                   | Btl. | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-------------------------|------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 20 x 20 cm pflaumengroß | 2    | 323103 | 16657587   | 4260604533670 | 10 x 2      | variabel  |
|                         | 2    | 238025 | 08821682   | 4260348611047 | 50 x 2      | 12        |
|                         | 2+2  | 323097 | 14305772   | 4260604532383 | 25 x 4      | 12        |
|                         | 2+3* | 323055 | 04767276   | 4260348611054 | 30 x 5      | 12        |
|                         | 10   | 323089 | -          | 4260348616899 | 20 x 10     | 12        |
|                         | 25   | 323056 | 04767299   | 4260348611061 | 10 x 25     | 12        |
| 25 x 25 cm eigroß       | 4    | 323071 | 11859961   | 4260348611078 | 35 x 4      | 12        |
|                         | 5    | 323074 | 11859978   | 4260348611085 | 25 x 5      | 12        |
|                         | 2+3* | 323057 | 00406133   | 4260348611092 | 25 x 5      | 12        |
| 30 x 40 cm extra-groß   | 5    | 323059 | 11859955   | 4260348611108 | 30 x 5      | 12        |

\* Diese Verpackung zeichnet sich dadurch aus, dass sich entweder von der einen Seite des Beutels 2 Tupfer oder von der anderen Seite 3 Tupfer entnehmen lassen, ohne dass der jeweilige Rest des Beutels aufgerissen werden muss. Natürlich kann der Beutel auch ganz aufgerissen und 5 Tupfer entnommen werden.

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion bei operativen Eingriffen im OP-Bereich, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe                    | Röko | REF    | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|--------------------------|------|--------|--------------|---------------|------------|----------|
| 11 x 11 cm               | mit  | 733032 | -            | 4260348614765 | 500        | 16       |
| 15 x 15 cm, walnussgroß  | mit  | 733042 | -            | 4260348614772 | 500        | 16       |
| 20 x 20 cm, pflaumengroß | mit  | 733052 | 11860705     | 4260348614789 | 500        | 10       |
| 25 x 25 cm, eigroß       | mit  | 733062 | 11860711     | 4260348614796 | 500        | 8        |
| 30 x 30 cm, (extra)groß  | mit  | 733072 | -            | 4260348614802 | 500        | 6        |
| 30 x 40 cm, extragroß    | mit  | 733082 | 11860728     | 4260348614819 | 500        | 6        |
| 40 x 50 cm, faustgroß    | mit  | 740718 | 11860734     | 4260348614826 | 500        | 4        |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion bei operativen Eingriffen im OP-Bereich



Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe                    | Set | Röko | REF     | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------------------|-----|------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 11 x 11 cm               | 10  | mit  | 560057* | -         | 4260348614833 | 35        | 8         |
| 20 x 20 cm, pflaumengroß | 10  | ohne | 560008  | -         | 4260348614840 | 60        | 4         |
|                          | 10  | mit  | 560001  | 11533633  | 4260348614857 | 60        | 4         |
| 25 x 25 cm, eigröß       | 10  | mit  | 560002  | 11860496  | 4260348614864 | 45        | 4         |
|                          | 20  | mit  | 560006  | -         | 4260348614871 | 20        | 4         |
| 30 x 30 cm, (extra)groß  | 10  | mit  | 560003  | -         | 4260348614888 | 30        | 4         |
|                          | 20  | mit  | 560007  | -         | 4260348614895 | 18        | 4         |
| 30 x 40 cm, extragroß    | 10  | mit  | 560004  | 11860504  | 4260348614901 | 30        | 4         |
|                          | 20  | mit  | 560016  | -         | 4260348614918 | 15        | 4         |
| 40 x 50 cm, faustgroß    | 10  | mit  | 560005  | 11860510  | 4260348614925 | 15        | 4         |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\*Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden


Verwendungszweck:

bei Eingriffen beispielsweise im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

| Größe                   | REF    | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------|----------|
| 15 x 15 cm, walnussgroß | 250139 | 7200334      | 4260348614932 | 100        | variabel |
| 25 x 25 cm, eigroß      | 250163 | 7200328      | 4260348614949 | 100        | variabel |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden, mit Röntgenkontrastfaden


Verwendungszweck:

bei Eingriffen beispielsweise im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe                    | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 15 x 15 cm               | 5   | mit  | 560055 | 11860533  | 4260348614956 | 30        | 5         |
| 20 x 20 cm, pflaumengroß | 10  | mit  | 560039 | 11860527  | 4260348614963 | 25        | 5         |
| 25 x 25 cm               | 5   | mit  | 560056 | 11860562  | 4260348614970 | 25        | 5         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitzstupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

| Größe      | Röko | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6 x 8 cm   | mit  | 250211 | 08821860   | 4260348615199 | 500         | 10        |
| 15 x 15 cm | mit  | 250214 | 08821883   | 4260348615205 | 500         | 10        |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitztupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden


Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe      | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6 x 8 cm   | 10  | mit  | 580008 | -         | 4260348615212 | 50        | variabel  |
| 15 x 15 cm | 6   | mit  | 580009 | 11860616  | 4260348615243 | 30        | variabel  |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitztupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, im OP-Bereich einsetzbar


Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe      | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6 x 8 cm   | 10  | mit  | 580015 | -         | 4260348615229 | 20        | variabel  |
| 15 x 15 cm | 6   | mit  | 580003 | -         | 4260348616905 | 5         | 12        |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

24-fädige gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, fest gedreht, mit Röntgenkontrastfaden

**Verwendungszweck:**

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

verpackt im PE-Beutel:

| Größe      | Röko | REF    | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Ktn |
|------------|------|--------|--------------|---------------|------------|----------|
| 6 x 6 cm   | mit  | 733111 | 08821831     | 4260348614987 | 1000       | variabel |
| 8 x 8 cm   | mit  | 733121 | 08821848     | 4260348614994 | 1000       | variabel |
| 12 x 12 cm | mit  | 733131 | 08821854     | 4260348615007 | 1000       | variabel |

leere Schiebeschachtel:

| Größe    |                              | REF    | PZN | GTIN          | Schachteln/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------|------------------------------|--------|-----|---------------|------------------|-----------|
| 5 x 9 cm | bspw. für 10 Präpariertupfer | 733150 | -   | 4260348615014 | variabel         |           |

verpackt in Schiebeschachtel:

| Größe         |                | Röko | REF    | PZN | GTIN          | Schachteln/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------------|----------------|------|--------|-----|---------------|---------------------|--------------|
| 6 x 6 cm      | Schachtel à 10 | mit  | 733112 | -   | 4260348615021 | 100                 | 20           |
|               | Schachtel à 20 | mit  | 733160 | -   | 4260348615038 | 100                 | 20           |
| 8 x 8 cm      | Schachtel à 10 | mit  | 733116 | -   | 4260348615045 | 100                 | 20           |
|               | Schachtel à 20 | mit  | 733157 | -   | 4260348615052 | 100                 | 20           |
| 10 x 10<br>cm | Schachtel à 10 | mit  | 733118 | -   | 4260348615069 | 100                 | 20           |
|               | Schachtel à 20 | mit  | 733161 | -   | 4260348615076 | 100                 | 20           |
| 12 x 12<br>cm | Schachtel à 10 | mit  | 733120 | -   | 4260348615083 | 100                 | 20           |
|               | Schachtel à 20 | mit  | 733159 | -   | 4260348615090 | 100                 | 20           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

24-fädige gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, fest gedreht, verpackt in einer handlingsfreundlichen und gut einsehbaren Schiebeshachtel, mit Röntgenkontrastfaden, doppelt steril verpackt mit Zählkarte


**Verwendungszweck:**

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen bei operativen Eingriffen im OP-Bereich


**Produktvarianten:**

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe      | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6 x 6 cm   | 10  | mit  | 570001 | 11860579  | 4260348615106 | 60        | 4         |
| 6 x 6 cm   | 20  | mit  | 570004 | -         | 4260348615113 | 60        | 4         |
| 8 x 8 cm   | 10  | mit  | 570002 | 11860585  | 4260348615120 | 60        | 4         |
| 8 x 8 cm   | 20  | mit  | 570010 | -         | 4260348615137 | 60        | 4         |
| 8 x 8 cm   | 30  | mit  | 570007 | -         | 4260348615144 | 60        | 4         |
| 10 x 10 cm | 10  | mit  | 570009 | -         | 4260348615151 | 60        | 4         |
| 12 x 12 cm | 10  | mit  | 570003 | 11860591  | 4260348615168 | 60        | 4         |
| 12 x 12 cm | 20  | mit  | 570006 | -         | 4260348615175 | 42        | 4         |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hochgebleichter Zellstoff nach DAB, 220 g/m<sup>2</sup>

**Verwendungszweck:**

Hautreinigung vor Injektionen, Saugpolster bei kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

unsteril:

| Größe                           | REF     | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Rolle | Rollen/ Btl | Btl/ Ktn |
|---------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 4 x 5 cm,<br>2 Rollen à 500 St. | 1739021 | 08822718     | 4260348611115 | 500          | 2           | 16       |

unsteril, keimreduziert (behandelt mit Ethylenoxid):

| Größe                          | REF     | PZN (Beutel) | GTIN          | Stück/ Rolle | Rollen/ Btl | Btl/ Ktn |
|--------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 4 x 5 cm,<br>1 Rolle à 500 St. | 1739025 | 05103288     | 4260348611122 | 500          | 1           | 32       |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-22-12-13

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparenter Spender mit Gummifüßen

Verwendungszweck:

als Spender zur hygienischen Aufbewahrung von gerollten Produkten geeignet, wie beispielsweise Zellstofftupfer, Zellstoff-Vlies-Kompresse oder gerolltem Verbandmull

Produktvarianten:

| Durchmesser | Breite      | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ca. 20 cm   | ca. 10,5 cm | 1739022 | -             | 4260348616370 | 1              | variabel     |

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Produktbeschreibung:

20-fädiges Tuch aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, ohne bzw. mit Schlaufe (30 cm), vorgewaschen (wenn nicht anders vermerkt), mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Wegen der großen Variationsmöglichkeit bezüglich Farbe, Lagenzahl, mit oder ohne Schlaufe usw. finden Sie nachfolgend einige unserer Standard-Bauchtücher.

Produktvarianten:

| Größe     | Lagen  | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Btl)<br>GTIN         | Stück/<br>Bündel | Bündel/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|--------|-------|------|----------|--------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 8 x 90 cm | 4-fach | grün  | mit  | mit      | 29196  | 11859843<br>4260348615267 | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           |        |       |      | ohne     | 29194  | -<br>4260348615274        | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           |        | weiß  | mit  | ohne     | 780013 | -<br>4260348615281        | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           | 6-fach | grün  | mit  | mit      | 780024 | 11860852<br>4260348615298 | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           |        |       |      | ohne     | 780023 | -<br>4260348615304        | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           |        | blau  | mit  | mit      | 780002 | -<br>4260348615311        | 4 x 5            | 8               | 4            |
|           |        |       |      | ohne     | 780012 | -<br>4260348615328        | 4 x 5            | 8               | 4            |

**Produktdatenblatt**

| Größe         | Lagen  | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Btl)<br>GTIN         | Stück/<br>Bündel | Bündel/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------------|--------|-------|------|----------|--------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 20 x 30<br>cm | 4-fach | grün  | mit  | mit      | 780003 | -<br>4260348615335        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               | 6-fach | grün  | mit  | mit      | 780016 | -<br>4260348615342        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               |        |       |      | ohne     | 780034 | -<br>4260348615359        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               |        | blau  | mit  | ohne     | 780036 | -<br>4260348616851        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               |        | weiß  | mit  | ohne     | 780037 | -<br>4260348616868        | 4 x 5            | 5               | 4            |
| 35 x 35<br>cm | 8-fach | grün  | mit  | ohne     | 780011 | -<br>4260348615366        | 4 x 5            | 10              | 1            |
| 40 x 40<br>cm | 4-fach | grün  | mit  | ohne     | 29107  | -<br>4260348615373        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               |        | blau  | mit  | mit      | 780004 | -<br>4260348615380        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               |        | weiß  | mit  | mit      | 780026 | -<br>4260348615397        | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               | 6-fach | grün  | mit  | mit      | 780005 | -<br>4260348615403        | 4 x 5            | 4               | 4            |
|               |        | blau  | mit  | mit      | 780006 | -<br>4260348615410        | 3 x 6            | 5               | 4            |
|               |        |       |      | ohne     | 780009 | -<br>4260348615427        | 3 x 6            | 5               | 4            |
| 45 x 45<br>cm | 4-fach | grün  | mit  | mit      | 29175  | 11859837<br>4260348615434 | 4 x 5            | 5               | 4            |
|               | 6-fach | grün  | mit  | mit      | 250614 | 11859820<br>4260348615441 | 4 x 5            | 10              | 1            |
|               |        |       |      | ohne     | 250615 | -<br>4260348615458        | 4 x 5            | 10              | 1            |
|               |        | weiß  | mit  | mit      | 930510 | 11860869<br>4260348615465 | 4 x 5            | 5               | 4            |
| 40 x 80<br>cm | 4-fach | grün  | mit  | ohne     | 29187  | -<br>4260348615472        | 4 x 5            | 10              | 1            |

**Produktdatenblatt**

| Größe                                | Lagen  | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Btl)<br>GTIN  | Stück/<br>Bündel | Bündel/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------------------------|--------|-------|------|----------|--------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 50 x 60<br>cm                        | 4-fach | grün  | mit  | mit      | 780007 | -<br>4260348615489 | 4 x 5            | 5               | 4            |
|                                      | 6-fach | grün  | mit  | mit      | 780041 | -<br>4260348615496 | 4 x 5            | 10              | 1            |
| <b>28-fädig, NICHT vorgewaschen:</b> |        |       |      |          |        |                    |                  |                 |              |
| 40 x 40<br>cm                        | 9-fach | blau  | mit  | ohne     | 780047 | -<br>4260348616677 | 4 x 5            | 5               | 2            |
| <b>20-fädig, NICHT vorgewaschen:</b> |        |       |      |          |        |                    |                  |                 |              |
| 30 x 45<br>cm                        | 4-fach | weiß  | mit  | ohne     | 780048 | -<br>4260604530280 | 4 x 5            | 5               | 4            |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädiges Tuch aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, ohne bzw. mit Schlaufe (30 cm), vorgewaschen, (wenn nicht anders vermerkt), mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar

Wegen der großen Variationsmöglichkeit bezüglich Farbe, Lagenzahl, mit oder ohne Schlaufe usw. finden Sie nachfolgend einige unserer Standard-Bauchtücher.


Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe     | Lagen  | Set | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Set)<br>GTIN         | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|--------|-----|-------|------|----------|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| 8 x 90 cm | 4-fach | 2   | grün  | mit  | ohne     | 530001 | -<br>4260348615533        | 40           | 4            |
|           |        |     |       |      | mit      | 530002 | 11860415<br>4260348615540 | 40           | 4            |
|           |        | 2   | weiß  | mit  | mit      | 540003 | -<br>4260348616615        | 40           | 4            |
|           | 6-fach | 2   | grün  | mit  | mit      | 530026 | -<br>4260348616837        | 28           | 4            |
|           |        |     | weiß  | mit  | mit      | 540004 | -<br>4260348615557        | 40           | 4            |
|           |        | 5   | blau  | mit  | ohne     | 550012 | -<br>4260348615564        | 20           | 4            |

**Produktdatenblatt**

| Größe      | Lagen  | Set | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Set)<br>GTIN  | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|--------|--------------------|--------------|--------------|
| 10 x 20 cm | 4-fach | 10  | weiß  | mit  | ohne     | 540034 | -<br>4260604532628 | 15           | 4            |
| 15 x 25 cm | 4-fach | 2   | grün  | mit  | ohne     | 530003 | -<br>4260348615571 | 40           | 4            |
| 20 x 30 cm | 4-fach | 2   | grün  | mit  | mit      | 530024 | -<br>4260348616608 | 40           | 4            |
|            |        |     |       |      | ohne     | 530004 | -<br>4260348615588 | 50           | 4            |
|            |        | 5   | grün  | mit  | mit      | 530033 | -<br>4260348615601 | 20           | 4            |
|            |        |     |       |      | mit      | 540006 | -<br>4260348615618 | 20           | 4            |
|            |        | 20  | weiß  | mit  | mit      | 540033 | -<br>4260348616844 | 10           | 4            |
|            |        |     |       |      | mit      | 530023 | -<br>4260348615625 | 20           | 4            |
|            | 6-fach | 5   | grün  | mit  | mit      | 530023 | -<br>4260348615625 | 20           | 4            |
|            | 6-fach | 5   | grün  | mit  | mit      | 530006 | -<br>4260348615656 | 28           | 4            |
| 40 x 40 cm | 4-fach | 5   | grün  | mit  | ohne     | 530005 | -<br>4260348615663 | 10           | 4            |
|            |        |     |       |      | mit      | 530007 | -<br>4260348615670 | 10           | 4            |
|            |        | 2   | grün  | mit  | mit      | 530014 | -<br>4260348615700 | 20           | 4            |
|            | 6-fach |     | blau  | mit  | ohne     | 550008 | -<br>4260348615724 | 10           | 4            |
|            |        |     | weiß  | mit  | mit      | 540007 | -<br>4260348615731 | 10           | 4            |
|            |        |     |       |      |          |        |                    |              |              |

| Größe                      | Lagen  | Set | Farbe | Röko | Schlaufe | REF     | PZN (Set)<br>GTIN         | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|----------------------------|--------|-----|-------|------|----------|---------|---------------------------|--------------|--------------|
| 45 x 45 cm                 | 4-fach | 2   | grün  | mit  | mit      | 530031  | -<br>4260348615748        | 16           | 4            |
|                            |        | 5   | grün  | mit  | mit      | 530015  | 11860438<br>4260348615755 | 10           | 4            |
|                            |        |     | weiß  | mit  | mit      | 540008  | 11860450<br>4260348615762 | 10           | 4            |
|                            |        | 2   | blau  | mit  | mit      | 550013  | -<br>4260348616202        | 10           | 4            |
|                            |        | 10  | blau  | mit  | ohne     | 550004  | -<br>4260348615779        | 8            | 4            |
|                            | 6-fach | 2   | grün  | mit  | mit      | 530008  | -<br>4260348615786        | 14           | 4            |
|                            |        | 5   | grün  | mit  | mit      | 530009  | 11860421<br>4260348615793 | 9            | 4            |
|                            |        |     | weiß  | mit  | mit      | 540009  | 11860467<br>4260348615809 | 9            | 4            |
| 40 x 80 cm                 | 4-fach | 3   | grün  | mit  | ohne     | 530013  | -<br>4260348615816        | 10           | 4            |
| 50 x 60 cm                 | 4-fach | 2   | weiß  | mit  | mit      | 540010  | 11860473<br>4260348615847 | 12           | 4            |
|                            | 6-fach | 5   | grün  | mit  | mit      | 530021  | -<br>4260348615854        | 12           | 4            |
| <b>NICHT vorgewaschen:</b> |        |     |       |      |          |         |                           |              |              |
| 30 x 30 cm                 | 4-fach | 10  | grün  | mit  | ohne     | 530036  | -<br>4260348615861        | 10           | 4            |
| 40 x 40 cm                 | 9-fach | 5   | blau  | mit  | ohne     | 550005* | -<br>4260348615878        | 10           | 2            |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\*Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Tuch aus Vliesstoff (30 g/m<sup>2</sup>), ohne Schlaufe, mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe      | Lagen  | Set | Farbe | Röko | Schlaufe | REF    | PZN (Set)<br>GTIN  | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|--------|-----|-------|------|----------|--------|--------------------|--------------|--------------|
| 40 x 60 cm | 2-fach | 1   | weiß  | mit  | ohne     | 545001 | -<br>4260604531409 | 20           | 4            |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

24-fädige Komresse aus Verbandmull nach DIN 14079, Durchmesser 20 oder 30 cm, mit Wulstrand, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden, vorgewaschen, als flache Komresse oder in Beutelform erhältlich



Verwendungszweck:

zur vorübergehenden Aufbewahrung des Darms (lateinisch: intestinum) während abdominalchirurgischer Eingriffe, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

| Durchmesser | Lagen  | Farbe | Röko | REF    | GTIN          | Stück/<br>Pckg |
|-------------|--------|-------|------|--------|---------------|----------------|
| 20 cm       | 4-fach | WEISS | mit  | 250619 | 4260348615885 | 10             |
| 23 cm       | 6-fach | WEISS | mit  | 250622 | 4260348615892 | 10             |

Weitere Varianten (Größe, Beutelform usw.) können Ihren Anforderungen entsprechend produziert werden.

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

24-fädige Komresse aus Verbandmull nach DIN 14079, Durchmesser 20 oder 30 cm, mit Wulstrand, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden, vorgewaschen, als flache Komresse oder in Beutelform erhältlich

Verwendungszweck:

zur vorübergehenden Aufbewahrung des Darms (lateinisch: intestinum) während abdominalchirurgischer Eingriffe


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Durchmesser   | Lagen  | Set | Farbe | Röko | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------------|--------|-----|-------|------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 20 cm         | 4-fach | 1   | WEISS | mit  | 31967 | 11859866  | 4260348615915 | 12        | 4         |
| 23 cm         | 4-fach | 1   | WEISS | mit  | 31973 | -         | 4260348616875 | 12        | 4         |
| 30 cm (flach) | 6-fach | 1   | WEISS | mit  | 31972 | -         | 4260348615922 | 20        | 4         |

Weitere Varianten (Größe, Beutelform usw.) können Ihren Anforderungen entsprechend produziert werden.

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-92-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hochsaugfähiger Streifen aus 20-fädigem Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten

Verwendungszweck:

zur Tamponade oder Drainage in Wundhöhlen oder zur Nutzung in natürlichen Körperöffnungen (z. B. Nasenhöhle, Mundhöhle), zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe       |        | Set | Röko | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-------------|--------|-----|------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1cm x 30cm  | 4-fach | 1   | ohne | 32467 | 13568759  | 4260348616745 | 100       | variabel  |
| 1cm x 100cm | 4-fach | 1   | ohne | 32471 | 11860102  | 4260348615953 | 50        | variabel  |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Tamponadekompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden und mit einem ca. 20 cm langen Rückholfaden


Verwendungszweck:

als Komresse und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | Röko | REF    | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 3 x 20 cm | 1   | mit  | 233143 | -         | 4260348615984 | 30        | 10        |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-41-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus Holz,  
 Kopf aus Verbandwatte (100 % Baumwolle),  
 Durchmesser:  
 kleiner Kopf ca. 5 mm  
 großer Kopf ca. 10 mm


Verwendungszweck:

zum universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

| Größe        |             | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------|-------------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| kleiner Kopf | 150 mm lang | 2139011 | 08822428   | 4260348611252 | 100         | 100       |
|              | 230 mm lang | 2139013 | 08822434   | 4260348611269 | 100         | 100       |
| großer Kopf  | 150 mm lang | 2139012 | 08822440   | 4260348611276 | 100         | 100       |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)  
 CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4  
 Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III  
 CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
 Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus Holz,  
 Kopf aus Verbandwatte (100 % Baumwolle),  
 Durchmesser:  
 kleiner Kopf ca. 5 mm  
 großer Kopf ca. 10 mm  
 eingesiegelt zu 1, bzw. zu 2 Stück

Verwendungszweck:

zum universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw., zur äußeren Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe       |              | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/Pckg | Pckg/Ktn |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|----------|
| 150 mm lang | kleiner Kopf | 329011 | 08822457   | 4260348611283 | 100 x 1    | 20       |
|             |              | 329012 | 00050831   | 4260348611290 | 100 x 2    | 20       |
|             | großer Kopf  | 329021 | 08822486   | 4260348611306 | 100 x 1    | 10       |
|             |              | 329022 | 08822492   | 4260348611313 | 50 x 2     | 10       |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,  
 CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4  
 Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V  
 CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
 Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 50 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

**Verwendungszweck:**

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

nackt, Packung à 20, 50 bzw. 100 Binden:

| Größe     | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4cm x 4m  | 1050501 | 08821914   | 4260348611320 | 20          | 48        |
| 6cm x 4m  | 1050502 | 08821920   | 4260348611337 | 20          | 32        |
| 8cm x 4m  | 1050503 | 08821937   | 4260348611344 | 20          | 24        |
| 10cm x 4m | 1050504 | 08821943   | 4260348611351 | 20          | 20        |
| 12cm x 4m | 1050505 | 08821966   | 4260348611368 | 20          | 16        |
| 4cm x 4m  | 1050516 | 10180090   | 4260348611375 | 50          | 24        |
| 6cm x 4m  | 1050517 | 10180109   | 4260348611382 | 50          | 16        |
| 8cm x 4m  | 1050518 | 10180115   | 4260348611399 | 50          | 12        |
| 10cm x 4m | 1050519 | 10180121   | 4260348611405 | 50          | 8         |
| 4cm x 4m  | 1050510 | 04793954   | 4260348611412 | 100         | 12        |
| 6cm x 4m  | 1050511 | 08821972   | 4260348611429 | 100         | 8         |
| 8cm x 4m  | 1050512 | 08821989   | 4260348611436 | 100         | 6         |
| 10cm x 4m | 1050513 | 08821995   | 4260348611443 | 100         | 4         |



einzelc cellophaniert:

| Größe     | REF      | PZN<br>(Btl mit 1 St.) | GTIN          | Stück/<br>Btl | Btl/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|----------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4cm x 4m  | 25102304 | 12502735               | 4260348617872 | 1             | 20           | 48           |
| 6cm x 4m  | 25102306 | 12502741               | 4260348617889 | 1             | 20           | 32           |
| 8cm x 4m  | 25102308 | 12502758               | 4260348617896 | 1             | 20           | 24           |
| 10cm x 4m | 25102310 | 12502764               | 4260348617902 | 1             | 20           | 20           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen, durch das strapazierfähige Gewebe auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe     | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 4cm x 4m  | 32517 | 11860183  | 4260348611498 | 50 x 1    | 6         |
| 6cm x 4m  | 32518 | 11860208  | 4260348611504 | 60 x 1    | 4         |
| 8cm x 4m  | 32525 | 11860220  | 4260348611511 | 50 x 1    | 4         |
| 10cm x 4m | 32532 | 11860289  | 4260348611528 | 50 x 1    | 4         |
| 12cm x 4m | 32520 | 11860214  | 4260348611535 | 40 x 1    | 4         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen, durch das strapazierfähige Gewebe auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 4cm x 4m  | 1   | 32513 | -         | 4260348616011 | 30        | 6         |
| 6cm x 4m  | 1   | 32475 | -         | 4260348616028 | 60        | 4         |
| 8cm x 4m  | 1   | 32476 | -         | 4260348616035 | 50        | 4         |
| 10cm x 4m | 1   | 32454 | -         | 4260348616042 | 50        | 4         |
| 12cm x 4m | 1   | 32453 | -         | 4260348616059 | 40        | 4         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, mit gekräuselten Polyamidfasern, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig, besonders geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe     | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4cm x 4m  | 1050601 | 04793931   | 4260348611542 | 20          | 24        |
| 6cm x 4m  | 1050602 | 03842900   | 4260348611559 | 20          | 16        |
| 8cm x 4m  | 1050603 | 03842946   | 4260348611566 | 20          | 12        |
| 10cm x 4m | 1050604 | 03842981   | 4260348611573 | 20          | 10        |
| 12cm x 4m | 1050605 | 04793948   | 4260348611580 | 20          | 8         |
| 4cm x 4m  | 1050611 | 04793894   | 4260348611597 | 100         | 12        |
| 6cm x 4m  | 1050612 | 04793902   | 4260348611603 | 100         | 8         |
| 8cm x 4m  | 1050613 | 04793919   | 4260348611610 | 100         | 6         |
| 10cm x 4m | 1050614 | 04793925   | 4260348611627 | 100         | 4         |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weiße Binde aus 20-fädigem Verbandmull nach VM 20 DIN 14079 BW, 100 % Baumwolle, keine Dehnung, leicht, hautfreundlich, weich, luftdurchlässig, webkantig

**Verwendungszweck:**

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw. zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

**Produktvarianten:**

nackt, Packung à 20 Binden:



| Größe     | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4cm x 4m  | 1739011 | 04970254   | 4260348611634 | 20          | 100       |
| 6cm x 4m  | 1739013 | 04868161   | 4260348611641 | 20          | 60        |
| 8cm x 4m  | 1739015 | 04868178   | 4260348611658 | 20          | 48        |
| 10cm x 4m | 1739017 | 04868215   | 4260348611665 | 20          | 36        |
| 12cm x 4m | 1739019 | 04868221   | 4260348611672 | 20          | 36        |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**eCI@ss:**

34-19-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

rohweißes Trägermaterial aus 22 % Baumwolle, 77 % Polyester, 2 % Elasthan und 0,4 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, mittlerer bis kurzer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

| Größe     | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 5m  | 815067 | 07200274   | 4260348611689 | 10          | 40        |
| 8cm x 5m  | 815087 | 07200268   | 4260348611696 | 10          | 28        |
| 10cm x 5m | 815107 | 07200251   | 4260348611702 | 10          | 24        |
| 12cm x 5m | 815127 | 07200245   | 4260348611719 | 10          | 20        |
| 15cm x 5m | 815158 | 07200096   | 4260348611726 | 10          | 16        |
| 20cm x 5m | 815207 | 07200073   | 4260348611733 | 10          | 12        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

rohweißes Trägermaterial aus 22 % Baumwolle, 77 % Polyester, 2 % Elasthan und 0,4 % Polyamid,  
Dehnung ca. 100 %, mittlerer bis kurzer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 12cm x 5m | 1   | 32460 | -         | 4260604533731 | 15        | 8         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60,6 % Baumwolle, 37,1 % Polyester, 0,2 % Polyamid und 2,1 % Elasthan, Dehnung ca. 90 %, dauerelastisch, webkantig



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

| Größe | REF        | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6 cm  | 1725815001 | 08822061   | 4260348611740 | 10          | 40        |
| 8 cm  | 1725815002 | 08822078   | 4260348611757 | 10          | 28        |
| 10 cm | 1725815003 | 08822084   | 4260348611764 | 10          | 24        |
| 12 cm | 1725815004 | 08822090   | 4260348611771 | 10          | 20        |
| 15 cm | 1725815006 | 11859671   | 4260348611788 | 10          | 16        |
| 20 cm | 1725815007 | 11859688   | 4260348611795 | 10          | 12        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern


**Verwendungszweck:**

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

**Produktvarianten:**

| Größe     | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 5m  | 815066 | 04794741   | 4260348611801 | 10          | 10        |
| 8cm x 5m  | 815086 | 04794758   | 4260348611818 | 10          | 10        |
| 10cm x 5m | 815106 | 04794764   | 4260348611825 | 10          | 10        |
| 12cm x 5m | 815126 | 04794770   | 4260348611832 | 10          | 5         |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**eCl@ss:**

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe     | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 32498 | 11860160  | 4260348611849 | 24 x 1    | 8         |
| 8cm x 5m  | 32491 | 11860125  | 4260348611856 | 24 x 1    | 8         |
| 10cm x 5m | 32482 | 11860119  | 4260348611863 | 24 x 1    | 8         |
| 12cm x 5m | 32457 | 11860065  | 4260348611870 | 20 x 1    | 8         |
| 15cm x 5m | 32499 | 11860177  | 4260348611887 | 14 x 1    | 8         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken in, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

einzelnen STERIL eingeseigelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 1   | 32497 | -         | 4260348616066 | 20        | 8         |
| 8cm x 5m  | 1   | 32470 | -         | 4260348616073 | 20        | 8         |
| 10cm x 5m | 1   | 32489 | -         | 4260348616080 | 15        | 8         |
| 12cm x 5m | 1   | 32490 | -         | 4260348616097 | 15        | 8         |
| 15cm x 5m | 1   | 32529 | -         | 4260348616103 | 12        | 8         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 90 %, dauerelastisch, webkantig, waschbar, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

| Größe     | Farbe | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 5m  | ROT   | 815061 | 04794787   | 4260348611894 | 10          | 10        |
|           | BLAU  | 815062 | 04794793   | 4260348611900 | 10          | 10        |
| 8cm x 5m  | ROT   | 815081 | 04794824   | 4260348611917 | 10          | 10        |
|           | BLAU  | 815082 | 04794830   | 4260348611924 | 10          | 10        |
| 10cm x 5m | ROT   | 815101 | 04794913   | 4260348611931 | 10          | 10        |
|           | BLAU  | 815102 | 04794936   | 4260348611948 | 10          | 10        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 85 %, hoher Baumwollanteil, hautfreundlich, atmungsaktiv, dauerelastisch, webkantig, waschbar, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe    | Farbe | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 5m | rot   | 11440650 | 03759470   | 4260348611955 | 10          | 10        |
|          | blau  | 11450650 | 03759487   | 4260348611962 | 10          | 10        |
|          | gelb  | 11470650 | 03759599   | 4260348611979 | 10          | 10        |
|          | lila  | 11480650 | 03759671   | 4260348611986 | 10          | 10        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:


Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung  
ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, haut-  
freundlich



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von  
Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum  
Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äu-  
ßeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offe-  
nen Wunden muss der Artikel mit einem vali-  
dierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

nackt (ohne Verbandklammern):

| Größe     | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 4cm x 5m  | 813042 | 04881345      | 4260348611993 | 10             | 22           |
| 6cm x 5m  | 813062 | 08822115      | 4260348612006 | 10             | 16           |
| 8cm x 5m  | 813082 | 08822121      | 4260348612013 | 10             | 12           |
| 10cm x 5m | 813102 | 08822138      | 4260348612020 | 10             | 10           |
| 12cm x 5m | 813122 | 08822144      | 4260348612037 | 10             | 8            |
| 15cm x 5m | 813151 | 08822150      | 4260348612044 | 10             | 6            |
| 20cm x 5m | 813202 | 02898235      | 4260348612051 | 10             | 8            |
| 30cm x 5m | 813302 | 07200541      | 4260348612075 | 10             | 16           |

einzelnen cellophanisiert (mit Verbandklammern):

| Größe     | REF    | PZN<br>(Stück) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Stück/<br>Ktn |
|-----------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 6cm x 5m  | 813063 | 08822173       | 4260348612082 | 10             | 100           |
| 8cm x 5m  | 813083 | 08822196       | 4260348612099 | 10             | 100           |
| 10cm x 5m | 813103 | 08822204       | 4260348612105 | 10             | 50            |
| 12cm x 5m | 813123 | 08822210       | 4260348612112 | 10             | 50            |
| 30cm x 5m | 813303 | 07200558       | 4260348612068 | 1              | variabel      |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 1   | 32527 | 11860237  | 4260348612129 | 24        | 8         |
| 8cm x 5m  | 1   | 32494 | 11860131  | 4260348612136 | 18        | 8         |
| 10cm x 5m | 1   | 32495 | 11860148  | 4260348612143 | 18        | 6         |
| 12cm x 5m | 1   | 32496 | 11860154  | 4260348612150 | 18        | 6         |
| 15cm x 5m | 1   | 32528 | 11860243  | 4260348612167 | 12        | 6         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

einzelnen STERIL eingeschweißt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 1   | 32533 | -         | 4260348616110 | 20        | 8         |
| 8cm x 5m  | 1   | 32493 | -         | 4260348616127 | 15        | 8         |
| 10cm x 5m | 1   | 32492 | -         | 4260348616134 | 15        | 6         |
| 12cm x 5m | 1   | 32469 | -         | 4260348616141 | 15        | 6         |
| 15cm x 5m | 1   | 32505 | -         | 4260348616158 | 10        | 6         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hautfarbene Binde aus 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid und 3 % Elasthan, Dehnung ca. 165 %, dauerelastisch, latexfreie Endfixierung, waschbar bei 90°C, unempfindlich gegen Schweiß und Salben, mit Verbandklammern


**Verwendungszweck:**

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe     | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 7m  | 210266 | 04793003   | 4260348612242 | 8           | 10        |
| 8cm x 7m  | 210267 | 04793026   | 4260348612181 | 8           | 10        |
| 10cm x 7m | 210268 | 04793032   | 4260348612198 | 8           | 5         |
| 12cm x 7m | 210269 | 04793049   | 4260348612204 | 8           | 5         |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-05-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern


**Verwendungszweck:**

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe     | REF         | PZN (Pckg) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 24126206509 | 04793055   | 4260348612259 | 10        | 16        |
| 8cm x 5m  | 24126208509 | 04793061   | 4260348612266 | 10        | 12        |
|           | 24126208510 | 09082011   | 4260348612273 | 80        | -         |
| 10cm x 5m | 24126210509 | 04793078   | 4260348612280 | 10        | 10        |
|           | 24126210510 | 09082005   | 4260348612297 | 60        | -         |
| 12cm x 5m | 24126212509 | 04793084   | 4260348612303 | 10        | 5         |
|           | 24126212510 | 09081997   | 4260348612310 | 60        | -         |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

| Größe     | Set | REF   | PZN (Set) | GTIN          | Set/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 6cm x 5m  | 1   | 32530 | 11860272  | 4260348616165 | 18        | 6         |
| 8cm x 5m  | 1   | 32464 | 11860088  | 4260348616172 | 15        | 6         |
| 10cm x 5m | 1   | 32462 | 11860071  | 4260348616189 | 15        | 6         |
| 12cm x 5m | 1   | 32455 | 11860059  | 4260348616196 | 12        | 6         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Kompressionsverband, bestehend aus 2 Kurzzugbinden für die klassische gegenläufige Verbandstechnik, hautfarbene Binden aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe                                   | REF   | PZN (Pckg) | GTIN          | Binden/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------------------------------------|-------|------------|---------------|--------------|-----------|
| Binde 1: 8cm x 5m<br>Binde 2: 10cm x 5m | 24140 | 12396954   | 4260348614000 | 2            | 16        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-09-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Trägermaterial aus 67 % Baumwolle und 33 % Polyamid, Dehnung ca. 40 %, dauerelastisch, besonders kräftige Kompression, faltenfrei anwendbar (auch an Gelenken), atmungsaktiv, webkantig, waschbar bei 60°C, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe     | REF    | PZN      | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|--------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 6cm x 5m  | 210231 | 04793227 | 4260348612327 | 10             | 10           |
| 8cm x 5m  | 210232 | 04793233 | 4260348612334 | 10             | 10           |
| 10cm x 5m | 210233 | 04793262 | 4260348612341 | 10             | 5            |
| 12cm x 5m | 210234 | 04793339 | 4260348612358 | 10             | 5            |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-09-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

verfestigtes Faservliesprodukt mit Elastanfäden, bestehend aus ca. 50 % Vliesstoff (Polypropylen), ca. 10 % Elasthan und ca. 40 % synthetischem Kleber, Dehnung ca. 100%, nur auf sich selbst haftend, rückstandslos ablösbar, elastisch, von Hand reißbar, wasser-/ölfest, atmungsaktiv, einzeln cellophaniert



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe        | Farbe | REF    | PZN (Stück) | GTIN          | Stück/ Btl | Btl/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------|-------|--------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 2,5cm x 4,5m | blau  | 107004 | 12144750    | 4260348616387 | 1          | 20        | 18        |
| 5cm x 4,5m   | blau  | 107001 | 12535893    | 4260604532598 | 1          | 10        | 30        |
|              | rot   | 107007 | 12535918    | 4260348618183 | 1          | 10        | 30        |
| 7,5cm x 4,5m | blau  | 107006 | 12535901    | 4260348618176 | 1          | 10        | 24        |
|              | rot   | 107008 | 12535924    | 4260348618190 | 1          | 10        | 24        |
| 10cm x 4,5m  | blau  | 107003 | 15436401    | 4260604532567 | 1          | 10        | 18        |
|              | rot   | 107009 | -           | 4260604533793 | 1          | 10        | 18        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weiße Binde, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

- LATEXHALTIG: 50 % Baumwolle und 50 % Polyamid, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle und 54 % Polyamid


**Verwendungszweck:**

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

**Produktvarianten:**

|                    | Größe      | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------------|------------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>LATEXHALTIG</b> | 4cm x 20m  | 1061101 | 11152635   | 4260348612365 | 1           | 20        |
|                    | 6cm x 20m  | 1061102 | 04807136   | 4260348612372 | 1           | 20        |
|                    | 8cm x 20m  | 1061103 | 04807142   | 4260348612389 | 1           | 16        |
|                    | 10cm x 20m | 1061104 | 04807159   | 4260348612396 | 1           | 12        |
|                    | 12cm x 20m | 1061105 | 04807165   | 4260348612402 | 1           | 12        |
| <b>LATEXFREI</b>   | 4cm x 20m  | 1061401 | 12397830   | 4260348617766 | 1           | 24        |
|                    | 6cm x 20m  | 1061402 | 12397847   | 4260348617773 | 1           | 18        |
|                    | 8cm x 20m  | 1061403 | 12397876   | 4260348617780 | 1           | 12        |
|                    | 10cm x 20m | 1061404 | 12397882   | 4260348617797 | 1           | 12        |
|                    | 12cm x 20m | 1061405 | 12397899   | 4260348617803 | 1           | 10        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Binde aus 39 % Baumwolle und 61 % Polyamid, Dehnung ca. 90 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, farbecht, hautfreundlich, luftdurchlässig



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe      | Farbe | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|-------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 4cm x 20m  | ROT   | 10511011 | 04793977   | 4260348612419 | 1              | 36           |
|            | BLAU  | 10511012 | 04793960   | 4260348612426 | 1              | 36           |
| 6cm x 20m  | ROT   | 10511021 | 03842797   | 4260348612433 | 1              | 36           |
|            | BLAU  | 10511022 | 03842840   | 4260348612440 | 1              | 36           |
| 8cm x 20m  | ROT   | 10511031 | 03759725   | 4260348612457 | 1              | 36           |
|            | BLAU  | 10511032 | 03759731   | 4260348612464 | 1              | 36           |
|            | GELB  | 10511033 | 03759748   | 4260348612471 | 1              | 36           |
|            | GRÜN  | 10511034 | 03759837   | 4260348612488 | 1              | 36           |
| 10cm x 20m | ROT   | 10511041 | 03759984   | 4260348612495 | 1              | 18           |
|            | BLAU  | 10511042 | 03759990   | 4260348612501 | 1              | 18           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

### Produktbeschreibung:

weiße Binde, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

- LATEXHALTIG: 42 % Baumwolle, 29 % Polyamid und 29 % Zellwolle, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle, 27 % Polyamid und 27 % Zellwolle



### Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

### Produktvarianten:

4 Meter lang:

|             | Größe     | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-------------|-----------|---------|------------|---------------|----------------|--------------|
| LATEXHALTIG | 4cm x 4m  | 1061201 | 04794652   | 4260348612518 | 1              | 84           |
|             | 6cm x 4m  | 1061202 | 04794669   | 4260348612525 | 1              | 54           |
|             | 8cm x 4m  | 1061203 | 04794675   | 4260348612532 | 1              | 48           |
|             | 10cm x 4m | 1061204 | 04794681   | 4260348612549 | 1              | 36           |
|             | 12cm x 4m | 1061205 | 04794698   | 4260348612556 | 1              | 26           |

|                  | Größe     | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>LATEXFREI</b> | 4cm x 4m  | 1061301 | 12397787      | 4260348617285 | 1              | 84           |
|                  | 6cm x 4m  | 1061302 | 12397793      | 4260348617308 | 1              | 54           |
|                  | 8cm x 4m  | 1061303 | 12397801      | 4260348617315 | 1              | 48           |
|                  | 10cm x 4m | 1061304 | 12397818      | 4260348617322 | 1              | 36           |
|                  | 12cm x 4m | 1061305 | 12397824      | 4260348617612 | 1              | 26           |

20 Meter lang:

|                    | Größe      | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------|------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>LATEXHALTIG</b> | 4cm x 20m  | 1051101 | 08822227      | 4260348612563 | 1              | 20           |
|                    | 6cm x 20m  | 1051102 | 08822233      | 4260348612570 | 1              | 20           |
|                    | 8cm x 20m  | 1051103 | 08822256      | 4260348612587 | 1              | 16           |
|                    | 10cm x 20m | 1051104 | 08822262      | 4260348612594 | 1              | 12           |
|                    | 12cm x 20m | 1051105 | 08822279      | 4260348612600 | 1              | 12           |
| <b>LATEXFREI</b>   | 4cm x 20m  | 1051201 | 12397735      | 4260348617711 | 1              | 22           |
|                    | 6cm x 20m  | 1051202 | 12397741      | 4260348617728 | 1              | 16           |
|                    | 8cm x 20m  | 1051203 | 12397758      | 4260348617735 | 1              | 12           |
|                    | 10cm x 20m | 1051204 | 12397764      | 4260348617742 | 1              | 10           |
|                    | 12cm x 20m | 1051205 | 12397770      | 4260348617759 | 1              | 8            |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

### Produktbeschreibung:

Binde aus 72 % Baumwolle und 28 % Polyamid, Dehnung ca. 85 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, farbecht, hautfreundlich, luftdurchlässig



### Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



### Produktvarianten:

| Größe     | Farbe | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4cm x 20m | ROT   | 10611011 | 04794190   | 4260348612617 | 1           | 22        |
|           | BLAU  | 10611012 | 04794238   | 4260348612624 | 1           | 22        |
|           | GELB  | 10611013 | 11859429   | 4260348612631 | 1           | 22        |
|           | GRÜN  | 10611014 | 11859435   | 4260348612648 | 1           | 22        |
| 6cm x 20m | ROT   | 10611021 | 04794422   | 4260348612655 | 1           | 16        |
|           | BLAU  | 10611022 | 04808035   | 4260348612662 | 1           | 16        |
|           | GELB  | 10611023 | 11859441   | 4260348612679 | 1           | 16        |
|           | GRÜN  | 10611024 | 11859458   | 4260348612686 | 1           | 16        |
| 8cm x 20m | ROT   | 10611031 | 04794468   | 4260348612693 | 1           | 12        |
|           | BLAU  | 10611032 | 04794474   | 4260348612709 | 1           | 12        |
|           | GELB  | 10611033 | 11859464   | 4260348612716 | 1           | 12        |
|           | GRÜN  | 10611034 | 11859470   | 4260348612723 | 1           | 12        |

| Größe      | Farbe | REF      | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 10cm x 20m | ROT   | 10611041 | 04794592      | 4260348612730 | 1              | 10           |
|            | BLAU  | 10611042 | 04794600      | 4260348612747 | 1              | 10           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe     | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 6cm x 5m  | 820060 | 04794706      | 4260348612754 | 1              | 64           |
| 8cm x 5m  | 820080 | 04794712      | 4260348612761 | 1              | 64           |
| 10cm x 5m | 820100 | 04794729      | 4260348612778 | 1              | 32           |
| 12cm x 5m | 820120 | 04794735      | 4260348612785 | 1              | 32           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Hautfarbene Binde aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Größe     | REF         | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 5m  | 2481120652  | 00537036   | 4260348612792 | 1           | 64        |
| 8cm x 5m  | 2481120852  | 00537042   | 4260348612808 | 1           | 64        |
| 10cm x 5m | 2481121052  | 00537059   | 4260348612808 | 1           | 32        |
| 12cm x 5m | 24811221252 | 00537065   | 4260348612822 | 1           | 32        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 60 %, mit besonders hautfreundlichem Acrylatkleber, latexfrei, hypoallergen, thermostabil, textilelastisch, webkantig, porös, sehr atmungsaktiv

**Verwendungszweck:**

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe       | REF    | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 6cm x 2,5m  | 100003 | 04793345      | 4260348612839 | 1              | 72           |
| 8cm x 2,5m  | 100002 | 04793405      | 4260348612846 | 1              | 72           |
| 10cm x 2,5m | 100001 | 04793411      | 4260348612853 | 1              | 36           |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**eCl@ss:**

34-19-06-01

**Lagerung:**

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 60 %, mit besonders hautfreundlichem Acrylatkleber, latexfrei, hypoallergen, thermostabil, textil-elastisch, webkantig, porös, sehr atmungsaktiv


**Verwendungszweck:**

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe       | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 6cm x 2,5m  | 210331 | 04793428   | 4260348612860 | 1           | 72        |
| 8cm x 2,5m  | 210332 | 04793440   | 4260348612877 | 1           | 72        |
| 10cm x 2,5m | 210333 | 04793463   | 4260348612884 | 1           | 36        |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-06-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

100 % Polyester, 85 g/m<sup>2</sup>, weiß, atmungsaktiv, wasserabweisende Eigenschaften, reißbar

**Verwendungszweck:**

zum Unterpolstern von Gips-, Cast- und Kompressionsverbänden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe          | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 4 cm x 3 m     | 420025 | 11058681   | 4260348612891 | 12          | 40        |
| 6 cm x 3 m     | 420026 | 11058698   | 4260348612907 | 12          | 28        |
| 7,5 cm x 2,7 m | 420002 | 13831464   | 4260348616776 | 6           | -         |
| 10 cm x 3 m    | 420035 | 15881153   | 4260604532727 | 6           | 30        |
| 10 cm x 3 m    | 420027 | 11058706   | 4260348612914 | 12          | 16        |
| 15 cm x 3 m    | 420028 | 11058712   | 4260348612921 | 12          | 12        |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IX Verordnung (EU) 2017/745

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-03-01

Lagerung:


Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

rohweiße Binde aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan, Dehnung ca. 130 %, dauerelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, anschmiegsam und weich während der Anwendung


Verwendungszweck:

für Verbände mit guten Polstereigenschaften, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe     | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 10cm x 6m | 317011 | 10763609   | 4260348612938 | 20 x 1      | 6         |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

100% Baumwolle, weich und anschmiegsam,  
 großer Polstereffekt, hohe Saugfähigkeit

**Anwendungsbeispiele:**

für Verbände mit guten Polstereigenschaften,  
 wenn eine weiche und schonende Anwendung im Vordergrund steht, zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größe         | REF    | PZN | GTIN          | Stück/<br>Btl | Btl/<br>Ktn |
|---------------|--------|-----|---------------|---------------|-------------|
| 11,4cm x 3,7m | 317015 | -   | 4260604532673 | 10            | 10          |
| 11,4cm x 3,7m | 317017 | -   | 4260604532697 | 100           | 1           |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**eCl@ss:**

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

100% Baumwolle, weich und anschmiegsam, großer Polstereffekt, hohe Saugfähigkeit

Anwendungsbeispiele:

für Verbände mit guten Polstereigenschaften, wenn eine weiche und schonende Anwendung im Vordergrund steht, zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

| Größe         | Set | REF    | PZN | GTIN          | Set/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------------|-----|--------|-----|---------------|--------------|--------------|
| 11,4cm x 3,7m | 1   | 317016 | -   | 4260604532758 | 20           | 6            |

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

Trägermaterial aus Zellwolle und Polyamid, Dehnung ca. 50 bis 60 %, niedriger Ruhedruck, hoher Arbeitsdruck, hohe Lagenhaftung, stabile Kanten, hautfreundlich, einfach anzulegen und abzunehmen

**Verwendungszweck:**

Zinkleimbinden werden als Kompressions- oder Stützverbände eingesetzt. Sie werden bei chronischen venösen Erkrankungen oder bei traumatischen Verletzungen verwendet. Auch bei Patienten mit dermatologischen Erkrankungen können sie eingesetzt werden.


**Gegenanzeigen:**

nicht anzuwenden bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, septischer Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens

**Produktvarianten:**

| Größe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 8cm x 7m   | 490002 | 12528195   | 4260348618213 | 10          | -         |
| 10cm x 5m  | 490003 | 12528203   | 4260348618220 | 10          | -         |
| 10cm x 7m  | 490004 | 12528232   | 4260348618237 | 10          | -         |
| 10cm x 10m | 490005 | 12528249   | 4260348618244 | 10          | -         |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-01-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei, nicht über 25°C.

Sterilisierbarkeit:

Nicht sterilisierbar

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Verbandklammern aus Aluminium mit weißer Gummilitze

Verwendungszweck:

Zur Fixierung von Verbänden,  
bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

| Größe          | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ca. 1,5 x 3 cm | 2641010 | 11224323      | 4260348612945 | 100            | 64           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-10-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 73 % Polyamid und 27 % Polyurethan, latexfrei, rundgewebt, weitmaschig, dehnbar, druck- und faltenfreies Anlegen, maschenfest, schneidbar an jeder Stelle, ohne dass die Schnittstellen einreißen

Verwendungszweck:

für Fixierverbände zur Befestigung von Wundauflagen, besonders an Gelenken oder schwierig zu verbindenden Körperteilen, für schnelle Wundinspektion geeignet, da der Netzverband nicht erneuert werden muss, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

| Größenkennung<br>Maße<br>(ungedehnt) | Verwendung                 | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 1</b><br>1,4cm x 25m          | Finger                     | 1050822 | 08822411      | 4260348612952 | 1               | 57           |
| <b>Gr. 2</b><br>1,8cm x 25m          | Hand, Arm, Fuß             | 1050824 | 08822405      | 4260348612969 | 1               | 57           |
| <b>Gr. 3</b><br>2,3cm x 25m          | Bein                       | 1050825 | 08822397      | 4260348612976 | 1               | 57           |
| <b>Gr. 4</b><br>3,5cm x 25m          | Kopf                       | 1050827 | 08822380      | 4260348612983 | 1               | 57           |
| <b>Gr. 5</b><br>5,0cm x 25m          | Kleiner Rumpf,<br>Schulter | 1050829 | 08822374      | 4260348612990 | 1               | 30           |
| <b>Gr. 6</b><br>5,8cm x 25m          | Großer Rumpf,<br>Schulter  | 1050830 | 08822368      | 4260348613003 | 1               | 30           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-08-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Trägermaterial aus 100 % Baumwolle, chlorfrei gebleicht, rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist, auf das Dreifache der Breite dehnbar, beim Strecken enger werdend, leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig

**Verwendungszweck:**

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände, als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden, sowie Zinkleimverbände, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Größenkennung<br>Maße (unge-<br>dehnt) | Verwendung                  | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 1</b><br>1,5cm x 20m            | Finger und Zeh,<br>klein    | 1050731 | 08822285      | 4260348613010 | 1               | 64           |
| <b>Gr. 2</b><br>2,5cm x 20m            | Finger und Zeh,<br>groß     | 1050732 | 08822291      | 4260348613027 | 1               | 33           |
| <b>Gr. 4</b><br>4cm x 20m              | Hand und Arm                | 1050733 | 08822316      | 4260348613034 | 1               | 29           |
| <b>Gr. 6</b><br>6cm x 20m              | Arm, Bein, Kopf             | 1050734 | 08822322      | 4260348613041 | 1               | 60           |
| <b>Gr. 8</b><br>8cm x 20m              | Kopf, Bein,<br>Oberschenkel | 1050735 | 08822339      | 4260348613058 | 1               | 36           |

**Produktdatenblatt**

| Größenkennung<br>Maße (unge-<br>dehnt) | Verwendung               | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 10</b><br>10cm x 20m            | Kopf, kleiner<br>Rumpf   | 1050736 | 08822345      | 4260348613065 | 1               | 33           |
| <b>Gr. 12</b><br>12cm x 20m            | Kopf, mittlerer<br>Rumpf | 1050738 | 14398294      | 4260604532468 | 1               | 24           |
| <b>Gr. 16</b><br>16cm x 20m            | Großer Rumpf             | 1050737 | 8822351       | 4260348613072 | 1               | 18           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißer Verband aus 67 % Baumwolle und 33 % Zellwolle, nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität, gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt, schnell und einfach anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden an Fingern, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände an Fingern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

| Durchmesser<br>(ungedehnt) | Verwendung               | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Gr. 1:</b><br>2,5 cm    | Finger (Er-<br>wachsene) | 1050739 | 00007189      | 4260348613089 | 40             | 72           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißer Verband aus 59 % Viskose, 41 % Dorlastan, latexfreie, rundgestrickte Bandage, längs- und querelastisch, leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig, eingewebter Farbstreifen als Größenkennzeichen


Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wund- und Salbenverbänden, als Unter- oder Überzug bei immobilisierenden Verbänden, wie beispielsweise Zinkleim-, Gips- und Castverbänden, als Unterzug bei selbstklebenden Binden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

| Größe<br>(ungedehnt)        | Anwendungs-<br>bereich (Umfang)   | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Gr. 1</b><br>3,5cm x 10m | Kinderarm, Fuß<br>(9 – 18 cm)     | 1060800 | 12407824      | 4260348616493 | 1               | 35           |
| <b>Gr. 2</b><br>5,5cm x 10m | Arm, Kinderbein<br>(14 – 24 cm)   | 1060801 | 12407830      | 4260348616509 | 1               | 28           |
| <b>Gr. 3</b><br>8cm x 10m   | Kinderkopf, Arm<br>(24 – 40 cm)   | 1060802 | 12407847      | 4260348616516 | 1               | 20           |
| <b>Gr. 4</b><br>12cm x 10m  | Kopf, Rumpf, Bein<br>(35 – 64 cm) | 1060803 | 12407853      | 4260348616523 | 1               | 14           |
| <b>Gr. 5</b><br>20cm x 10m  | Rumpf<br>(64 – 130 cm)            | 1060804 | 12407876      | 4260348616530 | 1               | 7            |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

unelastisches Spezialpflaster aus 100 % Baumwolle, hautfreundlicher und natürlicher Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, durch den gezackten Rand leicht reißbar


**Verwendungszweck:**

für Stützverbände beim Sport und in der Orthopädie, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

**Produktvarianten:**

| Größe         | Farbe   | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Rollen/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------------|---------|---------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 2 cm x 10 m   | weiß    | 1672101 | 01561108   | 4260348613096 | 12           | 10        |
|               |         | 1672111 | 04881813   | 4260348613102 | 1            | variabel  |
| 2,5 cm x 10 m | weiß    | 1672109 | 11859524   | 4260348613119 | 12           | 10        |
| 3,8 cm x 10 m | weiß    | 1672102 | 01566181   | 4260348613126 | 12           | 10        |
|               |         | 1672112 | 04881486   | 4260348613133 | 1            | variabel  |
| 3,8 cm x 10 m | rot     | 1672103 | 01566755   | 4260348613140 | 12           | 10        |
|               |         | 1672113 | 04881457   | 4260348613157 | 1            | variabel  |
| 3,8 cm x 10 m | blau    | 1672104 | 01566904   | 4260348613164 | 12           | 10        |
|               |         | 1672114 | 04881434   | 4260348613171 | 1            | variabel  |
| 3,8 cm x 10 m | gelb    | 1672105 | 01574140   | 4260348613188 | 12           | 10        |
|               |         | 1672115 | 04881397   | 4260348613195 | 1            | variabel  |
| 3,8 cm x 10 m | grün    | 1672106 | 04881492   | 4260348613201 | 12           | 10        |
|               |         | 1672116 | 04880050   | 4260348613218 | 1            | variabel  |
| 3,8 cm x 10 m | schwarz | 1672118 | 15241229   | 4260604532536 | 12           | 10        |
|               |         | 1672119 | 15241212   | 4260604532543 | 1            | variabel  |

**Produktdatenblatt**

| Größe       | Farbe | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-------------|-------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5 cm x 10 m | weiß  | 1672107 | 04879070      | 4260348613225 | 6               | 10           |
|             |       | 1672117 | 04878030      | 4260348613232 | 1               | variabel     |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

elastisches Spezialpflaster aus 90 % Baumwolle und 10 % elastischen Urethanasfasern, 80 % dehnbar (in Längsrichtung), hautfreundlicher, wellenförmig aufgebrachter Acrylat-Haftkleber, luft- und flüssigkeitsdurchlässig, aber wasserbeständig und schnelltrocknend, hoher Tragekomfort auch über mehrere Tage hinweg, Rückseite mit Raster für leichten Zuschnitt



Verwendungszweck:

zur Unterstützung der Muskel- und Gelenkfunktionen und Förderung ihrer Mobilität, zur Schmerzlinderung, keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Elastizitätseigenschaften ähnlich der menschlichen Haut; zur Behandlung von Hüft-, Rücken-, Schulter- und Nervenschmerzen, Narben, Arthrose, Asthma, Tinnitus; einsetzbar bei Muskelfaserriss, Carpaltunnelsyndrom, Nervenausstrahlung, Sehnenscheidenentzündung, Lymphabflussstörungen (Ödeme) oder Menstruationsbeschwerden, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

| Größe                       | Farbe      | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-----------------------------|------------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5 cm x 5 m (un-<br>gedehnt) | rot        | 1672200 | 09303653      | 4260348613249 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672210 | 09303676      | 4260348613256 | 12              | 12           |
|                             | blau       | 1672201 | 09303682      | 4260348613263 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672211 | 09303699      | 4260348613270 | 12              | 12           |
|                             | hautfarben | 1672202 | 09303707      | 4260348613287 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672212 | 09303713      | 4260348613294 | 12              | 12           |
|                             | schwarz    | 1672203 | 09303736      | 4260348613300 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672213 | 09303742      | 4260348613317 | 12              | 12           |
|                             | weiß       | 1672208 | 10830228      | 4260348613324 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672218 | 10830234      | 4260348613331 | 12              | 12           |
|                             | orange     | 1672207 | 10830205      | 4260348613348 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672217 | 10830211      | 4260348613355 | 12              | 12           |
|                             | mint       | 1672206 | 10830180      | 4260348613362 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672216 | 10830197      | 4260348613379 | 12              | 12           |
|                             | gelb       | 1672223 | 11286146      | 4260348613386 | 1               | variabel     |
|                             |            | 1672219 | 11286123      | 4260348613393 | 12              | 12           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Vlies (Viskose, Polyester), hautfreundlicher Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, mit nicht haftendem zentralen, saugstarkem Wundkissen (PE, Viskose und Polyester)

**Verwendungszweck:**

zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung kleinerer Verletzungen und zur Abdeckung von Punktionsstellen, zur äußeren Anwendung


**Produktvarianten:**

| Größe         | Größe Wundkissen | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------------|------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 5 cm x 7,2 cm | 2,5 cm x 4 cm    | 718000 | 00466827   | 4260348613409 | 100 x 1     | 24        |
| 6 cm x 10 cm  | 3 cm x 6 cm      | 718013 | 10821531   | 4260348613423 | 50 x 1      | 24        |
| 8 cm x 10 cm  | 4 cm x 5 cm      | 718003 | 00466862   | 4260348613430 | 50 x 1      | 24        |
| 8 cm x 15 cm  | 4 cm x 10 cm     | 718005 | 00466891   | 4260348613447 | 50 x 1      | 24        |
| 10 cm x 20 cm | 5 cm x 15 cm     | 718006 | 00466916   | 4260348613454 | 50 x 1      | 24        |
| 10 cm x 25 cm | 5 cm x 20 cm     | 718007 | 10821548   | 4260348613461 | 50 x 1      | 12        |
| 10 cm x 30 cm | 5 cm x 25 cm     | 718008 | 10821554   | 4260348613478 | 50 x 1      | 12        |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparenter, semi-permeabler PU-Film (Polyurethan) mit hautfreundlichem Acrylatkleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, wasserfest und -dicht, mit nicht haftendem zentralen, saugstarkem Wundkissen



Verwendungszweck:

zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung kleinerer Verletzungen und zur Abdeckung von Punktionsstellen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

| Größe         | Größe Wundkissen | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Kartn |
|---------------|------------------|--------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 5 cm x 7 cm   | 2,5 cm x 4 cm    | 719005 | 10821560   | 4260348613485 | 50 x 1      | 24          |
| 8 cm x 10 cm  | 4 cm x 5 cm      | 719007 | 10821577   | 4260348613492 | 50 x 1      | 24          |
| 10 cm x 15 cm | 5 cm x 10 cm     | 719009 | 10821637   | 4260348613508 | 50 x 1      | 24          |
| 10 cm x 30 cm | 5 cm x 25 cm     | 719011 | 10821643   | 4260348613515 | 50 x 1      | 12          |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Mix aus verschiedenfarbigen Tierformen (Delfin, Schmetterling, Hase, Schildkröte, Katze), aus PE-Folie, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Wundauflage aus Viskose und Polyester, hautfreundlicher Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Versorgung kleinerer Verletzungen

Produktvarianten:

| Größe        | Farbe | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| ca. 2 x 4 cm | Mix   | 726129 | 11286152   | 4260348613522 | 250         | 40        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-05

Lagerung:


Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

aus Vliesstoff (Polyester bzw. Viskose und Polyester), luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Wundauflage aus Viskose und Polyester, Polyacrylat- bzw. Hotmelt-Kleber


**Verwendungszweck:**

zur Abdeckung der Einstichstelle, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

**Produktvarianten:**

Rolle mit hautfarbenen Strips (Polyester), Polyacrylat-Kleber, leicht reißbar in hygienischem Spender:

| Größe    | Farbe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 2 x 4 cm | hautfarben | 726124 | 04793629   | 4260348613539 | 250         | 132       |

Weißer Strips (Viskose und Polyester), Hotmelt-Kleber, lose in einer Schachtel:

| Größe    | Farbe | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|----------|-------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 2 x 4 cm | weiß  | 726127 | 10233225   | 4260348613546 | 500         | 100       |
| 2 x 6 cm | weiß  | 726128 | 12393068   | 4260348614048 | 300         | 100       |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-08

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Hautfarbenes, textiles Gewebe aus Polyester, elastisch, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende Zellwoll-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber, durch die einseitig verlängerte Klebefläche kann das Pflaster beim Anlegen an einem Finger oder Zeh diesen mehrfach umwickeln und dadurch optimal haften


Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen am Finger oder Zeh, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Größe     | Farbe      | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|-----------|------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 2 x 12 cm | hautfarben | 940402 | 14130551   | 4260348616929 | 100         | 100       |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Vlies (Viskose und Polyester), Polyacrylat-Kleber, hypoallergen, luft- und wasserdampfdurchlässig, sich den Körperkonturen anpassend, querelastisch


**Verwendungszweck:**

Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


**Produktvarianten:**

| Breite | Länge | REF      | PZN (Stück) | GTIN          | Stück/Pckg | Pckg/Ktn |
|--------|-------|----------|-------------|---------------|------------|----------|
| 5 cm   | 10 m  | 16716001 | 08822670    | 4260348613553 | 1          | 80       |
| 10 cm  | 10 m  | 16716002 | 08822687    | 4260348613560 | 1          | 60       |
| 15 cm  | 2 m   | 16716008 | 14367307    | 4260604532321 | 1          | 128      |
|        | 10 m  | 16716003 | 08822693    | 4260348613577 | 1          | 40       |
| 20 cm  | 10 m  | 16716004 | 08822701    | 4260348613584 | 1          | 20       |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparenter, semi-permeabler PU-Film (Polyurethan) mit hautfreundlichem Acrylatkleber, sehr luft- und wasserdampfdurchlässig, anpassungsfähig an alle Körperteile, wasserfest und wasserdicht, schnell und hygienisch applizierbar

Verwendungszweck:

Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

| Größe        | REF    | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|--------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 10 cm x 10 m | 719101 | 11860622   | 4260348610064 | 1           | 50        |
| 15 cm x 10 m | 719102 | 11860639   | 4260348610071 | 1           | 25        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-02-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes bzw. weißes Vlies (Viskose und Polyester), elastisch, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Zellwolle-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

| Größe      | Farbe      | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Rollen/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|------------|------------|----------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 4 cm x 5 m | hautfarben | 16736010 | 11859530   | 4260348613652 | 1               | 100          |
|            | weiß       | 1673604  | 11859576   | 4260348613669 | 1               | 100          |
| 6 cm x 5 m | hautfarben | 16736011 | 11859547   | 4260348613676 | 1               | 100          |
|            | weiß       | 1673605  | 11859582   | 4260348613683 | 1               | 100          |
| 8 cm x 5 m | hautfarben | 16736012 | 11859553   | 4260348613690 | 1               | 96           |
|            | weiß       | 1673606  | 11859599   | 4260348613706 | 1               | 96           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Baumwollgewebe, starr, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Zellwoll-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

| Größe      | Farbe      | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Rollen/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|------------|------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 4 cm x 5 m | hautfarben | 16738010 | 11859607   | 4260348613744 | 1            | 100       |
| 6 cm x 5 m | hautfarben | 16738011 | 11859613   | 4260348613751 | 1            | 100       |
| 8 cm x 5 m | hautfarben | 16738012 | 11859636   | 4260348613768 | 1            | 96        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

weißes Verbandpflaster aus Kunstseide,  
 hautfreundlicher Polyacrylatkleber, reißbar

**Verwendungszweck:**

zur Verbandfixierung, zur Fixierung von  
 Sonden oder Kanülen, zur äußeren An-  
 wendung, bei Verwendung eines validier-  
 ten Verfahrens sterilisierbar


**Produktvarianten:**

mit Seitenscheiben:

| Breite  | Länge | REF      | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|-------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1,25 cm | 5 m   | 16714003 | 10821471      | 4260348613867 | 12             | 40           |
|         | 9 m   | 1671860  | 06345059      | 4260348613782 | 1              | variabel     |
|         |       | 1671861  | 00516850      | 4260348613799 | 6              | Variabel     |
|         |       | 1671807  | 11224369      | 4260348613874 | 12             | 40           |
| 2,5 cm  | 5 m   | 16714004 | 10821488      | 4260348613881 | 12             | 30           |
|         | 9 m   | 1671863  | 06349577      | 4260348613829 | 1              | variabel     |
|         |       | 1671862  | 00515856      | 4260348613836 | 6              | variabel     |
|         |       | 1671808  | 11224375      | 4260348613898 | 12             | 30           |
| 5 cm    | 5 m   | 16714006 | 11361014      | 4260348613904 | 6              | 30           |
|         | 9 m   | 16714010 | 13827936      | 4260348616783 | 6              | 30           |

| Breite  | Länge | REF     | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|-------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1,25 cm | 9 m   | 1671801 | 04793486      | 4260348613805 | 36             | 30           |
| 2,5 cm  | 9 m   | 1671802 | 04793575      | 4260348613843 | 24             | 30           |

ohne Seitenscheiben:

| Breite  | Länge | REF      | PZN<br>(Pckg) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|---------|-------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1,25 cm | 9 m   | 16714007 | 10180138      | 4260348613911 | 12             | 40           |
| 2,5 cm  |       | 1671809  | 10180144      | 4260348613928 | 12             | 30           |
| 5 cm    |       | 16714008 | 10180150      | 4260348613935 | 6              | 30           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:


- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktbeschreibung:**

hautfarbenes, textiles Verbandpflaster aus Baumwollgewebe für normale Haut, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig

**Verwendungszweck:**

zur Verbandfixierung, zur Fixierung von Sonden oder Kathetern, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


**Produktvarianten:**

| Breite  | Länge | REF      | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1,25 cm | 5 m   | 16711003 | 10821494   | 4260348614017 | 12          | 40        |
|         | 9 m   | 1671761  | 00516927   | 4260348613959 | 6           | Variabel  |
|         |       | 16711006 | 11224381   | 4260348613416 | 12          | 40        |
| 2,5 cm  | 5 m   | 16711004 | 10821502   | 4260348614024 | 12          | 30        |
|         | 9 m   | 1671762  | 00517074   | 4260348613980 | 6           | variabel  |
|         |       | 16711007 | 11224398   | 4260348613775 | 12          | 30        |
| 5 cm    | 9 m   | 16711008 | 13827942   | 4260348616806 | 6           | 30        |

**Regulatorische Angaben:**

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**eCI@ss:**

34-18-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Cellulose-Vliesstoffpflaster für empfindliche Haut, hautfreundlicher Hotmelt-Kleber, reißbar, luft- und wasserdampfdurchlässig

Verwendungszweck:

zur Verbandfixierung, zur Befestigung von Sonden oder Kanülen, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Breite  | Länge | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------|-------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1,25 cm | 5 m   | 1672006 | 11859501   | 4260348614055 | 12          | 40        |
|         | 9 m   | 1672008 | 11224346   | 4260348610330 | 12          | 40        |
| 2,5 cm  | 5 m   | 1672007 | 11859518   | 4260348614062 | 12          | 30        |
|         | 9 m   | 1672062 | 00517111   | 4260348614031 | 6           | variabel  |
|         |       | 1672009 | 11224352   | 4260348610460 | 12          | 30        |
| 5 cm    | 9 m   | 1672010 | 13827959   | 4260348616790 | 6           | 30        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-01-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparentes Verbandpflaster aus poröser Polyethylen-Folie, Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, längs und quer zerreißbar



Verwendungszweck:

zur Katheter- und Kanülenfixierung, zur Befestigung von Verbänden usw., zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

| Breite  | Länge | REF     | PZN (Pckg) | GTIN          | Stück/ Pckg | Pckg/ Ktn |
|---------|-------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1,25 cm | 9 m   | 1671906 | 12393074   | 4260348613812 | 12          | 40        |
| 2,5 cm  | 9 m   | 1671962 | 00517097   | 4260348614079 | 6           | 28        |
|         |       | 1671905 | 11224412   | 4260348614093 | 12          | 30        |
| 5 cm    | 9 m   | 1671907 | 13827965   | 4260348616813 | 6           | 30        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

ungebleichter Zellstoff aus 100 % Recyclingmaterial, hochgebleichter Zellstoff aus TCF (= chlorfrei gebleichtem) Material, nach DAB

Verwendungszweck:

vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Einhalten des Hygieneanspruchs, z. B. als Schutz der Arbeitsunterlage, zum Aufwischen von Flüssigkeiten usw., bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

Zellstoff in Lagen:

| Größe      | Farbe         | REF   | PZN (Beutel) | GTIN          | Kg/ Btl | Btl/ Ktn |
|------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------|----------|
| 20 x 30 cm | ungebleicht   | 51123 | 08822730     | 4260348614109 | 5       | 3        |
|            | hochgebleicht | 51423 | 08822753     | 4260348614116 | 5       | 3        |
| 40 x 60 cm | ungebleicht   | 51146 | 08822724     | 4260348614123 | 5       | 3        |
|            | hochgebleicht | 51446 | 08822747     | 4260348614130 | 5       | 3        |

eCl@ss:

34-21-09-07

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Oberfläche aus hautsympathischem und strapazierfähigem Vliesstoff, saugstarkes Polster aus Zellstofflagen, rutschfeste Unterlage aus PE-Folie, die wirkungsvoll das Austreten von Flüssigkeit verhindert

Verwendungszweck:

geeignet als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bettschutz allgemein, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Größe      | Lagen | Saugfähigkeit | REF      | PZN (Karton) | GTIN          | Stück/Ktn |
|------------|-------|---------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 40 x 60 cm | 6     | ca. 242 ml    | 19N03102 | 00527492     | 4260348614154 | 200       |
|            | 12    | ca. 440 ml    | 19N03220 | 00527500     | 4260348614161 | 100       |
| 60 x 60 cm | 6     | ca. 374 ml    | 19N03501 | 00527517     | 4260348614178 | 150       |
| 60 x 90 cm | 6     | ca. 572 ml    | 19N04027 | 11859719     | 4260348614185 | 50        |
|            | 6     | ca. 572 ml    | 19N04026 | 00527523     | 4260348614192 | 100       |
|            | 12    | ca. 1.122 ml  | 19N04037 | 12535930     | 4260348617278 | 25        |
|            |       | ca. 1.122 ml  | 19N04025 | 00527581     | 4260348614208 | 100       |
|            | 20    | ca. 1.837 ml  | 19N04024 | 00527598     | 4260348614215 | 50        |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Kombination aus absorbierenden Zellstoffschichten und einer flüssigkeitsundurchlässigen Auflage aus PE-Folie, 1 Lage Tissue + PE-Folie mit seitlichen Sperrkanten


Verwendungszweck:

zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. als sicherer Kontaminationsschutz bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, bei der Blutentnahme usw., bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

| Größe       | REF        | PZN      | GTIN          | Stück/<br>Ktn |
|-------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 32 x 45 cm  | 1455999016 | 11859493 | 4260348614222 | 1.200         |
| 40 x 50 cm  | 2339028    | 11859808 | 4260348614239 | 1.400         |
| 80 x 90 cm  | 2339010    | 11859754 | 4260348614246 | 200           |
| 80 x 140 cm | 2339013    | 11859760 | 4260348614253 | 100           |
| 80 x 195 cm | 2339014    | 11859777 | 4260348614260 | 130           |
| 80 x 210 cm | 2339020    | 11859783 | 4260348614277 | 100           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Kombination aus absorbierenden Zellstoffschichten und einer flüssigkeitsundurchlässigen Auflage aus PE-Folie; längsverarbeitete Polyesterfäden sorgen für entsprechende Reißfestigkeit, 2 Lagen Tissue + PE-Folie mit seitlichen Sperrkanten

Verwendungszweck:

zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. als sicherer Kontaminationsschutz bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen usw., wenn bei der Anwendung eine hohe Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit gefordert ist, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Größe       | REF        | PZN      | GTIN          | Stück/<br>Ktn |
|-------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 80 x 175 cm | 1455999009 | 11859487 | 4260348614284 | 100           |
| 80 x 210 cm | 23158021   | 11859748 | 4260348614291 | 100           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Oberfläche aus hautsympathischem und strapazierfähigem Vliesstoff, saugstarkes Polster aus Zellstofflagen, rutschfeste Unterlage aus PE-Folie, die das Austreten von Flüssigkeit verhindert


Verwendungszweck:

geeignet als Armunterlage während der Dialyse, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

| Größe      | Lagen | REF     | PZN<br>(Karton) | GTIN          | Stück/<br>Ktn |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 22 x 55 cm | 6     | 1850021 | 11859694        | 4260348614307 | 250           |

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Beutel aus umweltfreundlichem Papier, selbststehend, platzsparende Lagerung im gefalteten Zustand, gebündelt à 50 Stück

Verwendungszweck:

geeignet für verschiedene Anwendungen, beispielsweise als Behälter zum Aufbewahren patientenspezifischer Utensilien oder als Abfallsammelbehälter, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Grundfläche  | Höhe   | REF     | PZN (Karton) | GTIN          | Stück/Ktn |
|--------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 220 x 110 mm | 285 mm | 2520699 | -            | 4260348614321 | 250       |

eCl@ss:

20-03-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Maske nach EN 14683 aus einem 3-lagigen, 100 % glasfaserfreien Vliesstoff, gefüllt mit einem glasfaserfreien Filtermedium, Nasenbügel, Gummizug bzw. zum Binden, latex-frei, nahezu ungehindertes Atmen bei einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) > 98 %, leicht, hoher Tragekomfort durch anatomisch richtigen Sitz


Verwendungszweck:

zur äußeren Anwendung, zur Filtration von Keimen, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

| Größe       | TYP                   | REF   | PZN (Pckg.) | GTIN          | Stück/<br>Pckg | Pckg/<br>Ktn |
|-------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 175 x 95 mm | TYP II<br>Gummizug    | 21221 | 11859725    | 4260348614338 | 50             | 40           |
|             | TYP IIR<br>zum Binden | 21232 | -           | 4260604534981 | 50             | 40           |

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-15-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Gerne konfektionieren wir speziell an Ihren Bedarf bzw. an Ihre Bedürfnisse angepasste Sets.

Diese Sets können Verbandstoffe, Abdecksysteme, OP-Mäntel, -Masken, -Hauben oder aber auch verschiedene Einmal-Instrumente enthalten.

Durch den Einsatz individuell angepasster OP-Sets entsteht für Sie eine Reihe von Vorteilen:

- Ihre Operationen verlaufen zügiger und störungsfreier, da die verschiedenen Peelvorgänge und Springertätigkeiten stark reduziert werden.
- Ihre Vorbereitungszeit zu einer Operation sinkt deutlich durch den wesentlich vereinfachten Rüst-Vorgang.
- Ihre Lagerhaltung vereinfacht sich, da die Anzahl lagerhaltiger Artikel verringert werden kann.
- Durch diese Artikelreduktion wird auch Ihr Logistikapparat entlastet, der weniger Lieferanten kontaktieren muss, weniger Preisverhandlungen führen muss, weniger Bestellungen und damit verbundene Logistikvorgänge tätigen muss.

Verwendungszweck:

für diverse Anwendungen im stationären oder Ambulanten Bereich  
(siehe hierzu „Produktausführungen“), zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

**BEISPIELSETS:****Verbandstoffset einfach steril**

5 x Tupfer 20x20cm, pflaumengroß, VM 20 DIN 14079 BW  
3 x Mullkompr. 7,5x7,5cm 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
2 x Mullkompr. 10x10cm 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
einfach verpackt, dampfsterilisiert

**Verbandset**

1 x medizinische Pinzette  
12,5 cm lang aus Kunststoff  
4 x Mullkompressen 5x5 cm, 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
verpackt in: 1 x Schutzunterlage für Set-Verpackungen 60x60 cm, blau, EO-sterilisiert

**PEG Verbandset**

1 x Fixierplaster 12x15cm  
4 x Mullkompressen 7,5x7,5cm 8-f.  
2 x Mullkompressen 7,5x7,5cm 8-f. mit Y-Schlitz  
1 x Gebrauchsanweisung  
einfach verpackt, EO-sterilisiert

**Regulatorische Angaben:**

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,  
CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4  
Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**Lagerung:**

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Produktbeschreibung:

Gerne konfektionieren wir speziell an Ihren Bedarf bzw. an Ihre Bedürfnisse angepasste Sets.

Diese Sets können Verbandstoffe, Abdecksysteme, OP-Mäntel, -Masken, -Hauben oder aber auch verschiedene Einmal-Instrumente enthalten.

Durch den Einsatz individuell angepasster OP-Sets entsteht für Sie eine Reihe von Vorteilen:

- Ihre Operationen verlaufen zügiger und störungsfreier, da die verschiedenen Peelvorgänge und Springertätigkeiten stark reduziert werden.
- Ihre Vorbereitungszeit zu einer Operation sinkt deutlich durch den wesentlich vereinfachten Rüst-Vorgang.
- Ihre Lagerhaltung vereinfacht sich, da die Anzahl lagerhaltiger Artikel verringert werden kann.
- Durch diese Artikelreduktion wird auch Ihr Logistikapparat entlastet, der weniger Lieferanten kontaktieren muss, weniger Preisverhandlungen führen muss, weniger Bestellungen und damit verbundene Logistikvorgänge tätigen muss.

Verwendungszweck:

für diverse Anwendungen im OP-Bereich (siehe hierzu „Produktausführungen“)

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

**BEISPIELSETS:****OP-SET**

15 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, Röko  
4 x Bauchtuch, 8x80cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, Röko  
10 x Tupfer, 30x40cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Tupfer, 25x25cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Präpariertupfer, 6x6cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt mit Zählkarte in Pralinenschachtel, dampfsterilisiert

**OP-SET Urologie**

15 x Mullkompr. 10x13cm, 12-fach, VM 17 DIN 14079 BW, Röko  
20 x Tupfer, 30x40cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
25 x Tupfer, 20x20cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
5 x Bauchtuch, 45x45cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, mit Schlaufe, vorgewaschen, Röko  
10 x Präpariertupfer, 12x12cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
doppelt verpackt (in Sterikrepp eingeschlagen) mit Zählkarte, EO-sterilisiert

**Herz OP-Set**

10 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, vorgewaschen, Röko  
30 x Mullkompr. 10x10cm, 32-fach, VM 17 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Tupfer, 25x25cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
3 x Präpariertupfer, 6x6cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt (in Sterikrepp eingeschlagen) mit Zählkarte, EO-sterilisiert

**Notfall Set**

20 x Mullkompressen 10x10cm, 16-f, Röko  
10 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-f., grün, o.Schlaufe, Röko  
10 x Tupfer, 30x30cm, extagroß, Röko  
10 x Tupfer, 20x20cm, pflaumengroß, Röko  
10 x Präpariertupfer, 6x6cm, klein, Röko in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt mit Zählkarte, dampfsterilisiert

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

bzw.

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

**Tasche** aus 100% Baumwolle mit den wichtigsten Utensilien zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, 24 verschiedene Artikel (42 Teile), zusammengestellt von Kinderärzten des Universitätsklinikums Bonn, **mit Trageschleife** (befindet sich in der Tasche) zum Einhängen am Reißverschluss mittels Karabiner.

Inhalt (in allen Taschenvarianten gleich):

Digital-Fieberthermometer  
Splitter-/Zeckenpinzette  
Sofort-Kälte-Kompresse  
Kalt-Warm-Kompresse  
Zahnrettungsset Dr. Till  
Physiologische Kochsalzlösung (0,9%) (3 St.)  
Schere  
Wundpflaster (zum Selbstschneiden)  
Kinderpflasterstrips Tiere (10 St.)  
Klammerpflasterstrips steril (1 x 5 St.)  
Pflasterbinde  
Elastische Fixierbinde  
Einmalhandschuhe (1 x 2 St.)  
Wundverband steril klein  
Wundverband steril mittel  
Vlieskompressen steril klein (1 x 2 St.)  
Vlieskompressen steril mittel (1 x 2 St.)  
Vlieskompressen steril groß (1 x 2 St.)  
Spuckbeutel  
Rettungsdecke  
Kindernotfallkarte  
Kindernotfallpass  
Gummibärchen  
Notfall-Ratgeber: Erste Hilfe am Kind



**Sonderedition  
2021 (ausverkauft)**



**Edition  
2022**




**Klassiker  
2022  
limitierte Auflage)**

Verwendungszweck:

Zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, zur Wundversorgung bei Kindern

Produktvarianten:

| Tasche                                                                                                                       | REF    | GTIN          | PZN      | Taschen /<br>Karton |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|---------------------|
| 22 x 8 x 15 cm<br>(hellgrau, geräumig)<br> | 452032 | 4260604532444 | 15623770 | 16                  |
| 21 x 8 x 14 cm<br>(rot, kompakt)<br>      | 452077 | 4260604536596 | 18032928 | 20                  |

**Produktbeschreibung:**

Papierbeutel mit allen Verbrauchsmaterialien der Kindernotfallbox als Nachfüllset, 15 verschiedene Artikel (33 Teile), zusammengestellt von Kinderärzten des Universitätsklinikums Bonn

**Inhalt:**

Sofort-Kälte-Kompresse  
 Physiologische Kochsalzlösung (0,9%) (3 St.)  
 Wundpflaster (zum Selbstschneiden)  
 Kinderpflasterstrips Tiere (10 St.)  
 Klammerpflasterstrips steril (1 x 5 St.)  
 Pflasterbinde / Fingerpflaster  
 Elastische Fixierbinde  
 Einmalhandschuhe (1x2)  
 Wundverband steril klein  
 Wundverband steril mittel  
 Vlieskompressen steril klein (1 x 2 St.)  
 Vlieskompressen steril mittel (1 x 2 St.)  
 Vlieskompressen steril groß (1 x 2 St.)  
 Spuckbeutel  
 Gummibärchen


**Verwendungszweck:**

Zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, zur Wundversorgung bei Kindern

**Produktvarianten:**

| Größe des Beutels  | REF    | GTIN          | PZN      | Btl./Ktn. |
|--------------------|--------|---------------|----------|-----------|
| 23 x 16,5 x 6,5 cm | 452031 | 4260348617018 | 14218197 | 15        |

### Produktbeschreibung:

Mini-Hygienebeutel aus schwarzem Polyethylen mit Druckverschluss,  
 reißfest, blickdicht, feuchtigkeits- und geruchsdicht, kleinrollbar,  
 doppelt sicher verschließbar,  
 mit Klebestreifen auf der Beutelnrückseite zur Fixierung des kleingerollten Beutels,  
 Beutelgröße: 80 x 110 x 0,05 mm, Materialstärke: 50 my,  
 erhältlich in 2 Packungsgrößen:  
 für zuhause in einer praktischen Schiebeschachtel mit 36 Beuteln,  
 für unterwegs in einem kleinen Briefchen mit 6 Beuteln

### Anwendungsgebiet:

insbesondere zur einfachen, diskreten, hygienischen und sicheren Entsorgung von Tampons aller Größen, aber auch zur Entsorgung anderer, kleinerer Hygieneartikel (z.B. Kondome, Slipeinlagen) geeignet; für zuhause und unterwegs

### Produktvarianten:

| Größe     | Verpackung                | GTIN          | Art.-Nr. | PZN (Pckg.) | Stück / Pckg. | Pckg. / Karton |
|-----------|---------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------------|
| zuhause   | Schiebeschachtel          | 4260348610019 | 800011   | 10744138    | 36            | 10             |
| unterwegs | Briefchen / Faltschachtel | 4260348610033 | 800021   | 10744121    | 6             | 50             |

