

## **KLINIDERM SILI WO CO7.5X10**

### **KLINIDERM silicone wound contact layer 7,5x10 cm**

PZN: 12541907

Inhalt: 10 St

Hersteller: Mediq Deutschland GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Sterile, flexible und transparente Silikonwundauflage, auch zur kombinierten Verwendung mit einem sekundären absorbierenden Verband, zur Behandlung eines breiten Spektrums an nässenden Wunden wie beispielsweise diabetische Fußulcera, Druckulcera, Beine mit venöser und arterieller Ulcera, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Operationswunden und traumatische Wunden. Ebenfalls anwendbar als Wundschutz bei nicht nässenden Wunden und auf Bereichen mit empfindlicher Haut. Die Wundauflage klebt nicht an der Wunde und minimiert beim Verbandswechsel das Trauma an der Wunde und den Schmerz. Der Aufbau ist dreischichtig und besteht aus einem PET-Film, einem Polyurethannetz, das auf der Wundkontaktseite mit Silikon beschichtet ist, und einem Trennfilm. Durch die Struktur der Wundkontaktschicht wird das Exsudat aufgenommen und in die innere, absorbierende Schicht weitergeleitet, ein Verkleben mit der Wunde verhindert und ein atraumatischer Verbandswechsel ermöglicht. Die Wundkontaktschicht erzeugt ein Siegel um die Wundränder herum und verhindert so, dass Exsudat auf die umgebende Haut austritt, was das Mazerationsrisiko minimiert. Die Transparenz der Wundauflage ermöglicht das Beurteilen der Heilungsverlaufs, ohne diese abnehmen zu müssen. So kann der Verband bis zu 14 Tage angelegt bleiben, was eine ungestörte und kostensparende Wundheilung ermöglicht.

#### **Zusammensetzung**

Silikonwundauflage, transparent, dreischichtig und besteht aus einem PET-Film, einem Polyurethannetz, das auf der Wundkontaktseite mit Silikon beschichtet ist und einem Trennfilm.