

TECHNISCHES DATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX BASIC



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Basic sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Seitennähte auf der Außenseite. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 20-mal (+/- 5) waschbar, bei der Temperatur von 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Garne/Streifen im Bund: Medium-grün, Large-weiß, X-large-hellblau.

II. ROHSTOFFE

Polyester (88%), Elasthan (12%).

III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Gewicht [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]***	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	7,0	120	250	60-110	45-60
Large	7,5	120	270	80-130	60-75
X-Large	8,5	120	300	100-170	70-90

* Abweichung: +/- 1 g

** Abweichung: +/- 15 mm

*** Abweichung: +/- 25 mm

IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-M100-B01	100	10	16	Karton
Large	SE-092-L100-B01	100	10	16	Karton
X-Large	SE-092-X100-B01	100	10	12	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhöschen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VI. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.
Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.02.2022
