

# TECHNISCHES DATENBLATT



## FIXIERHOSEN

## SENI FIX BASIC



### I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Höschen SENI Fix Basic sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Seitennähte auf der Außenseite. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 20-mal (+/- 5) waschbar, bei der Temperatur von 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Garne/Streifen im Bund: Medium-grün, Large-weiß, X-large-hellblau.

### II. ROHSTOFFE

Polyester (88%), Elasthan (12%).

### III. EIGENSCHAFTEN

| Größe   | Gewicht [g]* | Gesamtlänge [mm]** | Gesamtbreite [mm]*** | Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm] | Empfohlener Oberschenkelumfang [cm] |
|---------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Medium  | 7,0          | 120                | 250                  | 60-110                               | 45-60                               |
| Large   | 7,5          | 120                | 270                  | 80-130                               | 60-75                               |
| X-Large | 8,5          | 120                | 300                  | 100-170                              | 70-90                               |

\* Abweichung: +/- 1 g

\*\* Abweichung: +/- 15 mm

\*\*\* Abweichung: +/- 25 mm

### IV. LOGISTIKDATEN

| Größe   | Index           | Einzelverpackung [Stck.] | Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung | Anzahl der Kartons auf einer Palette | Transportverpackung |
|---------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Medium  | SE-092-M100-B01 | 100                      | 10                                                       | 16                                   | Karton              |
| Large   | SE-092-L100-B01 | 100                      | 10                                                       | 16                                   | Karton              |
| X-Large | SE-092-X100-B01 | 100                      | 10                                                       | 12                                   | Karton              |

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

---

## V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

---

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhöschen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit  $\leq 70$  % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

---

## VI. SONSTIGES

---

CE-gezeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

---

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

---

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.02.2022

---