

Flocare® NUTRISOFT M/Ablaufsonde CH 14-110

cm

Die Ernährungs- und Ablaufsonde Flocare® Nutrisoft M CH14/Ablauf 110 cm bzw. CH18/Ablauf 110 cm ist eine transnasale Ernährungs- und Ablaufsonde aus gewebefreundlichem und flexiblem Qualitätssilikon.

Produktmerkmale

- Einen Y-Konnektor mit ENFit-Anschluss für eine sichere und verwechslungsfreie Ernährung und Trichterkonnektor für Magendekompression.
- Zwei Ritsch-Ratsch-Klemmen, um Undichtigkeiten zu vermeiden und die Sonde an beiden Schenkeln sicher zu verschließen.
- 5 Austrittslöcher für einen optimalen Durchfluss der Sonde und eine angemessene Magendekompression.
- Einen hydromerbeschichteten Mandrin für ein sicheres Legen.
- Längenmarkierungen jeden cm zur leichteren Platzierung.
- 3 weißen Röntgenkontraststreifen für eine unkomplizierte und sichere Lagekontrolle der Sonde.
- Geschlossene abgerundete Sondenspitze für ein geringes Verletzungsrisiko
- Sehr flexibles und dauerweiches Qualitätssilikon für die mittelfristige Ernährungstherapie (ca. 8 Wochen)
- Voll röntgenkontrastfähig für eine einfache Lagekontrolle
- PVC-, DEHP- und BPA-frei - kein Gesundheitsrisiko
- für Patienten



Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

mittelfristig (bis zu 8 Wochen). Für spezielle Patientengruppen (z.B. HNO-Patienten, Intensivpatienten). Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder durch Aspiration von Magensaft > ph-Wert-Messung (pH-Wert < 5,5).

Flocare® NUTRISOFT M/Ablaufsonde CH 14-110 cm

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® NUTRISOFT M/Ablaufsonde CH 14-110 cm	8716900556098	14132917	124618	10