

## **ON Q PUMPE 5ML/H 400ML**

### **ON-Q Pumpe 5 ml/h 400 ml**

PZN: 14276728

Inhalt: 5 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

### **Zweckbestimmung**

- Die ON-Q\* Pumpe ist für die kontinuierliche Verabreichung eines Medikaments (z. B. eines Lokalanästhetikums) in Operationswunden bzw. darum herum und/oder in unmittelbarer Nähe von Nerven zur präoperativen, perioperativen und postoperativen örtlichen Betäubung und/oder zur Schmerzbehandlung bestimmt. Zu den Verabreichungswegen gehören u.a.: intraoperativ direkt in die Operationsstelle, perineural, perkutan und epidural. - Die ON-Q\* Pumpe ist angezeigt für eine wesentliche Linderung von Schmerzen bei gleichzeitiger Reduzierung des Narkotikagebrauchs im Vergleich zur alleinigen Narkotikabehandlung des Schmerzes. Dazu wird sie zur Verabreichung eines Lokalanästhetikums in einer Operationswunde, darum herum oder in unmittelbarer Nähe zu einem Nerv eingesetzt.

### **Zusammensetzung**

Die Pumpe ist steril und nicht pyrogen. - In diesem Produkt wird PVC mit Di-(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) als Weichmacher verwendet. - DEHP ist ein weit verbreiteter Weichmacher für Medizinprodukte. Es liegen derzeit keine schlüssigen wissenschaftlichen Beweise dazu vor, dass DEHP für den Menschen gesundheitsschädlich ist. Vor der Verwendung von DEHP-haltigen medizinischen Produkten bei Schwangeren, stillenden Müttern, Kleinkindern und Kindern sollte jedoch eine Nutzen- Risiko-Abwägung durchgeführt werden. - Bestimmte Lösungen sind möglicherweise nicht mit dem im Infusionsset verwendeten PVC-Material kompatibel. Weitere Informationen zu möglichen Inkompatibilitätsproblemen finden Sie in der Packungsbeilage des Medikaments und anderen verfügbaren Informationsquellen.