

SUPRASORB P SE BO LI 15X15

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.bor.lite 15x15cm

PZN: 15814688

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um leicht bis mittel exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfangerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenene/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaum -schicht, sowie einer wasserdampf-durchlässigen und wasserdichten Folie