

ADAPTIC 7.6X7.6CM 2012DE

ADAPTIC 7,6x7,6 cm feuchte Wundauflage 2012DE

PZN: 16515634

Inhalt: 50 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: -Verbrennungen 1. und 2. Grades, -Ulcus cruris- Dekubitus-diabetischer Fuss-Abzessen und Ekzemen-Verbrühungen und Verätzungen- Nagelextraktion-Schürf- und Risswunden-sowie chirurgischen Nähten.-für Spender- und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

Zusammensetzung

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseseide), getränkt mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: -Vaselinum album (White Petrolatum gem. USPXXII)-Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998) -Sorbitansesquioleat -Aqua purificata (Ph. Eur.