

## **ADAPTIC TOUCH 12.7X15CM WU**

### **ADAPTIC Touch 12,7x15 cm nichthaft.Sil.Wundauflage**

PZN: 16594763

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

#### **Zweckbestimmung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: Verbrennungen 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Dekubitus diabetischer Fuss, Abzessen und Ekzemen, Verbrühungen und Verätzungen, Nagelextraktion, Schürf und Risswunden sowie chirurgischen Nähten. für Spender und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

#### **Zusammensetzung**

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskose)seide), getränkt mit einer ÖlinWasserEmulsion. Die Emulsion besteht aus: Vaseline album (White Petrolatum gem. USPXXII), Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998), Sorbitansesquioleat, Aqua purificata (Ph. Eur).