

# canal®

6830 Rankweil | Austria

Canal Instrumente GmbH & Co KG  
Alemannenstraße 20e  
6830 Rankweil | Austria

Tel. +43(0)5522/41410

Fax +43(0)5522/41410-10

email: [office@canal-instrumente.at](mailto:office@canal-instrumente.at)


Web: [www.canal-instrumente.at](http://www.canal-instrumente.at)



## Zeckenpinzette für Tiere rostfrei

Artikel-Nr. 2055-02

PZN 17287483



91|20007|48194

- > abgerundete Spitze verhindert Verletzungen
- > auch größere Zecken können einfach entfernt werden
- > wiederverwendbare Verpackung ideal für unterwegs

L x B x H:  
12 x 1 x 0,5 cm

**Zecken sicher und schnell entfernen!**

Wer einen Zeckenbiss beim Tier entdeckt, sollte diesen so schnell wie möglich entfernen. Mithilfe der löffelartigen Form der canal Zeckenpinzette können auch größere Zecken hautnah gefasst werden und ohne drehen gerade herausgezogen werden. Die Zecke wird dadurch nicht gequetscht wodurch Krankheitserreger übertragen werden können. Je schneller die Entfernung erfolgt, desto besser. Dank der wiederverwendbare Verpackung ist die Pinzette auch bei Wanderungen und Spaziergängen im Wald immer dabei.

Unser Tipp: Die Pinzette im Tiefkühlfach lagern - durch den Kälteschock bei der Berührung zieht sich die Zecke zusammen und löst ihren Biss. Das Entfernen geht dadurch noch einfacher.

**Warum sollten Zecken schnell entfernt werden?**

Neben Krankheitserregern können Zecken Borreliose-Bakterien übertragen, welche zu langfristigen Organschäden führen können. Kommt es zu einem Biss sollte die betroffene Hautstelle mehrere Tage

Haben Sie Fragen?

Telefonische Unterstützung und Beratung unter: +43 5522 41410  
oder per Mail unter: [office@canal-instrumente.at](mailto:office@canal-instrumente.at)

Montag bis Freitag 8-12 | 13-17 Uhr

[www.canal-instrumente.at](http://www.canal-instrumente.at)