

VAC DERMATAC DRAPE

V.A.C Dermatec Drape

PZN: 18023088

Inhalt: 10 St

Hersteller: Solventum Germany GmbH

Zweckbestimmung

Unterdruckwundtherapie: Derzeitige Indikationen einer Unterdruck-Wundtherapie sind chronische, akute, subakute und traumatische Wunden, Ulzera (z.B. Druck- oder diabetisches Ulkus), Verbrennungen 2. Grades, Hautlappen und -transplantate Bei Anwendung auf geschlossenen chirurgischen Inzisionen dienen diese Systeme der Versorgung der Umgebung chirurgischer Inzisionen, die nach einem Wundverschluss durch Nähte oder Klammern weiterhin drainieren, indem sie die geschlossene Umgebung aufrechterhalten und durch Anwendung der Unterdruck-Wundtherapie Exsudate entfernen. Die allererste Hybrid-Folie, die den Nutzen von Silikon und Acryl kombiniert bei Anwendung der Unterdruck-Wundtherapie. Lässt sich bei Verklebungen an Handschuhen oder an sich selbst mühelos ablösen und kann bei der Erstapplikation neu positioniert werden Mit ihrer wiederablösbaren Klebung ist die 3M Dermatac Folie stark genug, um eine Verbandsabdichtung für die 3M V.A.C. Therapie aufrechtzuerhalten. Unterstützt die Wundheilung bei Patienten, die die 3M V.A.C. Therapie erhalten, mit den Vorteilen von adhäsivem Acryl und Silikon. Einfach anzubringen - aufgrund ihrer präzisen Kombination aus Acryl und Silikon bietet die 3M Dermatac Folie die ideale Balance, um eine Abdichtung zu gewährleisten und gleichzeitig die Möglichkeit, die Folie nach der ersten Platzierung neu zu positionieren. Falten lassen sich leicht und ohne Verlust der Adhäsion glätten. Wundheilung versiegeln - 3M Dermatac Folie bietet eine Versiegelung, auf die Sie sich bis zu 72 Stunden lang verlassen können, während sie als Barriere zum Schutz vor externer Kontamination dient und einen Schutz der Wundumgebung bietet. Die Folie passt sich den unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten an und sorgt für eine effiziente Abdichtung - auch an unebenen Stellen. Die Silikonkomponente der 3M Dermatac Folie ermöglicht eine hautfreundliche Entfernung, unterstützt die Wundheilung und verbessert den Tragekomfort für Patienten.

Zusammensetzung

Die Dermatac Folie besteht aus 55% Silikon und 45% Acryl.