

SUPRAS P S P-S B L 10X20CM

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.bor.lite 10x20cm

PZN: 19768666

Inhalt: 10 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um: mittel bis stark exsudierende (border, heel, sacrum, multisite) , mittel exsudierende (non-border), schwach bis mittel exsudierende (border lite), oberflächliche bis tiefe* Wunden . Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. *Bei tiefen Wunden gegebenenfalls einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren.

Zusammensetzung

1 g Verband enthält: Silicone, Polyurethanschaum, Polyacrylsäure, Viskose, Polyester