

DEBRISOFT LOLLY

DEBRISOFT Lolly

PZN: 19814432

Inhalt: 5 St

Hersteller: 1001 Artikel Medical GmbH

Zweckbestimmung

Der DEBRISOFT Lolly soll im Rahmen der Wundbettconditionierung zum Debridement von tiefen - auch chirurgisch invasiven - bis oberflächlichen Wunden verwendet werden. z.B.: diabetische arterielle und venöse Ulzera; Dekubitalulzera; Postoperativ sekundär heilende Wunden; Traumata Verbrennungen/ Verbrühungen Der DEBRISOFT Lolly wird zur Aufnahme von Exsudat Debris und Hautkeratosen während des Debridements eingesetzt. Hinweis: Das Debridement mit DEBRISOFT Lolly ist ein Verfahren welches schnell einfach und schmerzarm reinigt und dabei intaktes Gewebe schont.

Zusammensetzung

1 Stift enthält: Polyestervlies, Polypropylen, Bariumsulfat, Polyester, Polyacrylsäure, Polypropylen