

ASK DRES ACT SAC 18X20CM

ASKINA DresSil Active Sacrum 18x20cm Sil.Schaumv.

PZN: 19839969

Inhalt: 5 St

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Zweckbestimmung

Askina® DresSil Active eignet sich für eine Vielzahl exsudierender Wunden wie Dekubitus, Bein- und Fußgeschwüre, traumatische Wunden (z. B. Hautrisse) und Operationswunden. In Kombination mit Gelen kann es auch bei trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. Der Verband kann die postoperative Blasenbildung reduzieren und kann auch prophylaktisch zur Vorbeugung von Hautschäden, z. B. Dekubitus, eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Polyurethane film backing Super absorbent fibers Non-woven fabric Polyurethane foam Silicone net Release film